

**IMMER GRIFFBEREIT  
UND ÜBERALL EINSETZBAR.**

   Latex Free, Latexfrei, Aus latex, Latexfrei, Senza lattice, senza lattice, Sans latex, latexfrei, Latexfrei, Latexfrei, Bez latexu, Beztatstiemo, Bez lateksa, Para latex.

 Medline International France SAS,  
5 rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France. RA17DZP

Approximate Volume | Ungerfähre Ausgabe | Volume Aproximado | Geschätzte Volumen |  
Volume approssimativo | Volumen aproximado | Volumen Aproximado | Ungerfähre Volumen |  
Aproximativní objem | Objemní objem | Aproximativní objem | Objemní objem |  
Približna Volumen | Volumen aproximativ

36 Fl. oz.	1000cc-1000ml
32 Fl. oz.	900cc-900ml
28 Fl. oz.	800cc-800ml
24 Fl. oz.	700cc-700ml
20 Fl. oz.	600cc-600ml
16 Fl. oz.	500cc-500ml
12 Fl. oz.	400cc-400ml
8 Fl. oz.	300cc-300ml
4 Fl. oz.	200cc-200ml
	100cc-100ml

**Spuckbeutel**  
Für erhöhten Patientenkomfort

# SPUCKBEUTEL VON MEDLINE

Immer griffbereit und überall einsetzbar.

- Notaufnahme
- Aufwachraum
- Kreissaal/  
Gynäkologie
- Am Krankenbett
- Ambulanz
- Häusliche  
Krankenpflege
- Pädiatrie
- Intensivstation
- Onkologie
- Auf Reisen



Blauer Spuckbeutel  
EMB01




Transparenter  
Spuckbeutel  
EMB02

Artikelnr.	Beschreibung	Packungseinheit
EMB01*	Blauer Spuckbeutel	144 Stück/Karton (6 Tüten à 24 Stück)
EMB02*	Transparenter Spuckbeutel	144 Stück/Karton (6 Tüten à 24 Stück)
DISP01	Spender für Spuckbeutel, Wandhalterung für 24 Stück	6 Spender/Karton

## Anwendung des Spuckbeutels:

1

**Vorbereitung:** Mit einer Hand den Kunststoffring festhalten und mit der anderen Hand den Beutel vorsichtig nach unten entfalten.



2

**Anwendung:** Der Kunststoffring wird direkt an den Mund gehalten.



3

**Entsorgung:** Den Beutel 8 - 10 Zentimeter unterhalb des Kunststoffrings fassen und den Ring drehen. Der eng zusammengekehrte Beutel wird in eine der vier Aussparungen, die sich außen am Ring befinden, geklemmt, so dass der Beutel sicher verschlossen ist. Danach kann der Beutel hygienisch und einfach entsorgt werden.



Wandhalterung  
DISP01

# Der praktische Spuckbeutel von Medline

## Verbesserter Patientenkomfort

- Weniger Verunreinigungen als bei Verwendung von Nierenschalen
- Mehr Privatsphäre und Diskretion für den Patienten
- Patienten sind unabhängig vom Pflegepersonal

## Mehr Hygiene

- Einfache Anwendung für die Patienten
- Inhalt ist nach Verschluss hygienisch isoliert
- Risiko von Kreuzkontaminationen auf Oberflächen wird reduziert

## Vorteile für das Pflegepersonal

- Seltenerer Lakenwechsel erforderlich als bei Verwendung von Nierenschalen
- Geringes Risiko der Verunreinigung von Oberflächen und Fußboden
- Entsorgung über normalen Hausmüll oder roten Sondermüllsack



\*Dieses Produkt ist ein nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I. Vor der Verwendung konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Hinweise auf dem entsprechenden Etikett oder der Verpackung.

Medline International France SAS,  
5 rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0  
Fax. +49 2821 7510-7802  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 74 95  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2019 Medline ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML527-DE02 02/2019.