



**FÁCIL, EFICAZ E  
SEGURO.**

Latex free, Latexfrei, sans latex, Latexvrij, Senza lattice,  
Sin látex, Sin látex, latexfri, Latexfri, Latexfri,  
Bez Latexu, Bezlateksu, Biez lateksa, Fara latex

Medline International France SAS,  
5 rue Charles Lindbergh,  
44110 Châteaubriant, France RA17DZP

Approximate Volume | Ungefähre Ausgabe | Volume approssimativo | Geschätzte Volume |  
Volume approssimativo | Volumen aproximado | Volume approssimado | Ungefährig Volum |  
Ansätet Volume | Omrentlig Volume | Približna Volume | Približný Volume | Približný Volume |  
Približna Volume | Volumul aproximativ

36 Fl. oz.	1000cc-1000ml
32 Fl. oz.	900cc-900ml
28 Fl. oz.	800cc-800ml
24 Fl. oz.	700cc-700ml
20 Fl. oz.	600cc-600ml
16 Fl. oz.	500cc-500ml
12 Fl. oz.	400cc-400ml
8 Fl. oz.	300cc-300ml
4 Fl. oz.	200cc-200ml
	100cc-100ml

**Sacos de Êmese**  
Melhora a Experiência do Paciente

# SACOS DE ÊMESE MEDLINE

Quando surgem os vômitos,  
Os Sacos de Êmese têm a situação sob controle.

- Emergências
- Reanimação
- Obstetrícia
- Serviços de internamento
- Ambulâncias
- Pediatria
- Oncologia
- Centros de tratamento oncológico
- UCI
- Assistência ao domicílio



Saco de Êmese azul  
EMB01



Saco de Emese -  
transparente EMB02

Referência	Descrição	Embalagem
EMB01*	Saco Azul de Êmese Medline	144 unid/caixa
EMB02*	Saco de Emese - transparente	144 unid/caixa
DISP01	Dispensador de parede para Saco de Êmese, capacidade 24 sacos	6 unid/caixa

## Como usar os Sacos de Êmese em 3 passos

1

Preparar o saco: Segurar pelo anel e desdobrar o saco de plástico puxando suavemente para baixo, afastando-se do anel.



2

Utilização do saco: Cobrir a boca com o anel durante a regurgitação, direcionando o vômito até ao fundo do saco até terminar.



3

Para fechar o saco: Apertar o saco com uma mão a 8-10 centímetros abaixo do anel e retorcer o anel. Enganchar o saco firmemente retorcida numa das quatro ranhuras à volta do anel para mantê-la fechada. Eliminar o saco seguindo as indicações da unidade de saúde.



Dispensador de parede DISP01



# Descubra os Sacos de Êmese Medline

## Melhor Experiência para o Paciente

- Menos salpicos e desordem do que com os baldes
- Mais privacidade e descrição para a dignidade do paciente
- Facilita a autonomia, auto-ajuda

## Mais Higiênico

- O vômito fica contido e fechado
- Os patógenos e elementos contaminantes ficam isolados
- Menos contaminação cruzada em solos e superfícies

## Limpeza mais rápida

- É mais fácil limpar o paciente após o vômito
- Menos mudanças de roupa de cama, menos limpezas de chão
- Eliminação de resíduos de acordo com os procedimentos da instituição.



Para mais informação, entre em contacto com o representante da Medline ou consulte a nossa página Web em [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**ALWAYS  
ON.**

Medline International Portugal, Unipessoal, Lda<sup>a</sup>  
PCampo Grande, 137, 1º dtº  
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande  
1700 089 Lisboa  
Portugal  
Linha Azul: +351 808 291 921  
Fax: +351 808 291 922  
[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
[pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)

\*Este produto é um dispositivo médico de classe I não estéril destinado para ser usado por profissionais de saúde. Antes de usar, consulte instruções de uso e precauções nas correspondentes rotulagem.

Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.  
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML527-PT 10/2019.