


## Validés par les patients



# Sac vomitoire

Le sac vomitoire jetable Medline constitue une solution sûre et simple pour la collecte, la rétention et l'élimination des vomissures. À cela s'ajoute une élimination plus rapide et plus hygiénique pour le personnel de santé.

Notre sac en plastique est facile à manipuler et se ferme aisément à l'aide d'un anneau spécifique en plastique, qui permet d'isoler les contaminants, les agents pathogènes et les odeurs désagréables. Il contribue également à réduire la contamination croisée des sols et autres surfaces, ainsi que la fréquence de remplacement du linge et de nettoyage des sols.

Nos sacs vomitoires contribuent à améliorer le confort du patient en offrant :

## Une expérience patient améliorée

- Moins d'éclaboussures et de dégâts qu'avec les bassins réniformes
- Plus d'intimité et de discrétion pour le patient
- Indépendance et autonomie accrues

## Plus d'hygiène

- Vomissements contenus et couverts
- Contaminants et agents pathogènes isolés
- Moins de contaminations croisée des sols et autres surfaces

## Un nettoyage plus rapide

- Soins des patients plus simple après un vomissement
- Remplacement du linge et nettoyage des sols moins fréquents
- Possibilité d'élimination dans une poubelle ordinaire ou dans un sac à déchets dédié (voir protocole)



Couleur sombre pour plus de discrétion

Capacité de collecte totale de 2 litres

Option transparente disponible pour faciliter le diagnostic et/ou examen visuel



Notre sac vomitoire a été approuvé pour une utilisation dans de nombreux services hospitaliers. A savoir: services des urgences, post-opératoires, obstétriques et gynécologiques, soins ambulanciers, soins à domicile, pédiatrie, oncologie, centres de cancérologie et unités de soins intensifs.


## Pourquoi vomissons-nous ?

- Chimiothérapie et autres méthodes de traitement du cancer
- Nausées post-opératoires
- Grossesse
- Infections, maladies ou pathologies
- Mal des transports

## Pourquoi les bassins réniformes en carton, en plastique ou en métal ne sont-ils pas une solution satisfaisante ?

- Risque accru d'éclaboussures
- Aucune discrétion pour le patient
- Méthode peu hygiénique
- Risque accru de contamination croisée des surfaces
- Nettoyage et élimination difficiles

## Quel est le principe ?



Tenez l'anneau de confort et tirez doucement le sac en plastique vers le bas pour le déplier.



Placez votre bouche dans l'anneau de confort en dirigeant le vomissement dans le sac.



Sécurisez le contenu en saisissant le sac et en faisant tourner l'anneau (par rotation).

Coincez le sac bien sécurisé dans l'une des 4 encoches entourant l'anneau pour le fermer, puis jetez le sac.\*

\*Veuillez consulter la politique de l'hôpital concernant l'élimination des déchets.

## Sac vomitoire

Il est particulièrement indiqué pour les patients dont les vomissements sont causés par un traitement médicamenteux/une radiothérapie. La couleur plus foncée contribue à améliorer le confort du patient en offrant discrétion et intimité.

Référence	Description	Emballage
EMB01*	Sac vomitoire - bleu	144 unités/carton



## Sac vomitoire transparent

Il est idéal pour les soins d'urgence/pré-hospitaliers ou chaque fois qu'un examen visuel des vomissures est nécessaire.

Référence	Description	Emballage
EMB02*	Sac vomitoire - transparent	144 unités/carton



## Distributeur de sacs vomitoires

Ce distributeur pratique se fixe aisément au mur et peut contenir jusqu'à 24 sacs vomitoires pliés. Le couvercle supérieur recouvre les sacs vomitoires, ce qui limite le risque infectieux.

Référence	Description	Emballage
DISP01	Distributeur de sacs vomitoires, mural, peut contenir 24 sacs	6 unités/carton



Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 34  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés  
SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US 

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions sur la notice correspondante.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. ML527\_FR 06/2021