




Sacchetti per rigurgito e dispenser

Migliorate l'esperienza per i pazienti



**Rapido,
più igienico
e pulito**



   Latex free, Latexfrei, ohne Latex, Latexfrei, Senza lattice, Sin latex, Sans latex, без латекса, Latexfrei, Latexfrei, Para latex, без латекса, без латекса, без латекса, без латекса.
Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France RA170ZP

Approximate Volume | Ungerfähre Ausgabe | Volume approximatif | Geschätzte Volume |
Volume approximativo | Volumen aproximado | Volume aproximado | Ungerfärlig Volym |
Ansläta Volume | Omskrifning Volume | Približna Volume | Respiratory Volume |
Približna Volume | Volumul aproximativ

- | | |
|------------|---------------|
| 36 FL. oz. | 1000cc-1000ml |
| 32 FL. oz. | 900cc-900ml |
| 28 FL. oz. | 800cc-800ml |
| 24 FL. oz. | 700cc-700ml |
| 20 FL. oz. | 600cc-600ml |
| 16 FL. oz. | 500cc-500ml |
| 12 FL. oz. | 400cc-400ml |
| 8 FL. oz. | 300cc-300ml |
| 4 FL. oz. | 200cc-200ml |
| | 100cc-100ml |

Sacchetti per la raccolta del rigurgito

Il Sacchetto Monouso per la Raccolta del rigurgito - Emesis Bag vi fornisce una soluzione sicura e pratica per la raccolta, il contenimento e l'eliminazione del rigurgito. Questi sacchetti monouso consentono inoltre al personale sanitario di pulire e sanificare più rapidamente.

I nostri sacchetti in plastica, semplici da maneggiare, possono essere infatti facilmente sigillati tramite l'anello di supporto anch'esso in plastica, che permette così l'isolamento di contaminanti, agenti patogeni e odori sgradevoli. Tale caratteristica comporta anche una più bassa contaminazione crociata su pavimento e superfici, e cambi di biancheria e pulizia dei pavimenti meno frequenti.

Il nostro sacchetto può migliorare la degenza ospedaliera del paziente garantendo:

Una miglior esperienza dei vostri pazienti

- Migliore contenimento dell'emesso rispetto all'utilizzo della bacinella
- Elevati livelli di privacy e discrezione nei confronti del paziente
- Una maggiore indipendenza e la possibilità di 'essere autonomi'

Una miglior sanitizzazione

- Rigurgiti di vomito controllati e raccolti
- Contaminanti e patogeni isolati
- Meno cross-contamination di pavimenti e superfici

Processi di pulizia più rapidi

- Più semplice pulire i pazienti dopo la nausea
- Meno cambi biancheria e riduzione della pulizia dei pavimenti
- Opzionale lo smaltimento in rifiuti normali o ospedalieri



Colore scuro per garantire discrezione

Capacità fino a 2 litri

Sacchetto disponibile anche in versione trasparente per facilitare l'ispezione



L'utilizzo del nostro sacchetti per la raccolta del rigurgito è stato approvato all'interno di numerosi reparti ospedalieri e dell'intero percorso di cura: pronto soccorso, post operatorio, ostetricia e ginecologia, trasporto in ambulanza, assistenza sanitaria domiciliare, pediatria, oncologia, centri per il trattamento dei tumori e terapia intensiva.


Alcune procedure che potrebbero causare il verificarsi del rigurgito

- Chemioterapia e altri metodi di trattamento chemioterapico
- Perido post operatorio
- Gravidanza
- Infezioni e malattie
- Traumi

Cause di cadute accidentali di bacinelle di carta o metallo

- Elevata quantità di emesso
- Assenza di discrezione per il paziente
- Metodologia poco clinica e scarsamente pulita
- Possono verificarsi maggiori contaminazioni crociate sulle superfici
- Difficile da pulire e smaltire

Come si usano:



Tenendo fermo l'anello di supporto, spingere delicatamente verso il basso il sacchetto di plastica e stenderlo per la sua lunghezza.



Coprire la bocca con l'anello di supporto, e dirigere il getto del vomito nel sacchetto.



Sigillare il contenuto stringendo il sacchetto e ruotando l'anello.

Infilare il sacchetto strettamente avvolto su se stesso in una delle quattro tacche presenti intorno all'anello in modo da mantenerlo chiuso, e poi gettarlo.*

*Si prega di consultare i protocolli dell'ospedale per lo smaltimento dei rifiuti.

Sacchetti per la raccolta del rigurgito

È particolarmente indicato per i pazienti il cui vomito è causato da terapia farmacologica/radioterapia. Il colore blu scuro aiuta a migliorare l'esperienza del paziente offrendo discrezione e privacy.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
EMB01*	Sacchetti per la raccolta del rigurgito - blu	144/conf.



Sacchetti per la raccolta del rigurgito - trasparenti

È ideale per l'uso nelle cure di emergenza/preospedaliere o ogni volta che è necessario l'esame dell'emesso.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
EMB02*	Sacchetti per la raccolta del rigurgito - trasparente	144/conf.



Dispenser sacchetti per rigurgito

Questo dispenser si monta facilmente sulla parete e contiene in modo sicuro fino a 24 dei nostri sacchetti piegati per l'emesi. Il coperchio superiore copre i sacchetti contenuti, favorendo così il controllo della contaminazione.

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento
DISP01	Dispenser a parete per sacchetti emesi; contiene fino a 24 pezzi	6/scatola



Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, vi invitiamo a contattare il vostro account manager Medline o a visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

*Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML527_IT 07/2021