

Saco de Enjoo e Dispensador

Experiência dos pacientes melhorada



Limpeza
rápida e
higiênica



Saco de enjoo

O Saco de Enjoo descartável da Medline é uma solução segura e fácil para a recolha, contenção e eliminação do vômito expulso. Além disso, oferecem aos profissionais de saúde uma limpeza mais rápida e higiênica.

O nosso saco de plástico fácil de manusear pode ser facilmente fechado com um anel de conforto plástico, isolando contaminantes, patogênicos e odores desagradáveis. Isso também contribui para menos contaminação cruzada no chão e superfícies e menos mudanças de roupa de cama e limpezas de chão.

O nosso saco de enjoo ajuda a melhorar a experiência do paciente ao proporcionar:

Experiência dos pacientes melhorada

- Menos respingos esujidade do que com as bacias
- Mais privacidade e discrição pela dignidade do paciente
- Independência e auto-ajuda reforçadas

Higiene reforçada

- Vômito contido e coberto
- Contaminantes e patogênicos isolados
- Menos contaminação cruzada dos pavimentos e restantes superfícies

Limpeza mais rápida

- Mais fácil limpar os pacientes depois de vomitarem
- Menos trocas de roupa e menos passagens de esfregona no chão
- Opção de eliminar no saco do lixo normal ou no vermelho



Cor escura para ser mais discreto



Capacidade total de 2 litros

Opção transparente disponível para facilitar o exame do vômito



O nosso Saco de Enjoo foi aprovado para uso em inúmeros departamentos em todo o hospital e cuidados continuados de saúde: serviços de emergência, pós-operatório, obstetrícia e ginecologia, cuidados de ambulância, cuidados domiciliários, pediatria, oncologia, centros de tratamento de cancro e UCI.


Algumas causas da émesese

- Quimioterapia ou outros métodos de tratamento do cancro
- Enjoo pós-operatório
- Gravidez
- Infeções, enjoos ou doenças
- Enjoo de movimento

Motivos pelos quais as bacias de enjoo de metal ou papel ficam aquém

- Maior quantidade de salpicos de vómito
- Sem discrição da dignidade do paciente
- Não é um método nem muito limpo nem higiénico
- Pode ocorrer mais contaminação cruzada das superfícies
- Não é fácil de limpar nem de eliminar

Como funciona:



Segure o anel de conforto e puxe o saco de plástico com cuidado para baixo e longe do anel, desdobrando o saco.



Cubra a boca com o anel de conforto, dirigindo o vómito para dentro do saco.



Prenda o conteúdo segurando no saco e rodando o anel.

Introduza o saco firmemente torcido numa das quatro reentrâncias à volta do anel para fechá-lo e, em seguida, elimine o saco.*

***Consulte a política de eliminação de resíduos hospitalares.**

Saco de enjoo

Particularmente indicado para pacientes cujo vômito é provocado por terapêutica medicamentosa/radioterapia. A cor mais escura ajuda a melhorar a experiência do paciente ao proporcionar discrição e privacidade.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
EMB01*	Saco de enjoo - azul	144/caixa



Saco de Enjoo Transparente

Ideal para ser usado em cuidados de urgência/pré-hospitalares ou sempre que for necessário examinar o vômito.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
EMB02*	Saco de enjoo - transparente	144/caixa



Dispensador de Sacos de Enjoo

Este dispensador monta-se na parede de uma forma fácil e prática e permite dispensar até 24 dos nossos sacos de enjoo dobrados. A tampa superior cobre os sacos de enjoo o que ajuda a controlar as infeções.

Número do artigo	Descrição	Embalagem
DISP01	Dispensador para sacos de enjoo, montagem na parede, comporta 24 unidades	6/caixa



Para mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso site: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US 

*Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. ML527_PT 01/2022