


Endobronchialer Doppellumentubus




Der ENDOSID® endobronchiale Doppellumentubus von Medline ist sowohl für den linken als auch für den rechten Bronchus erhältlich und besteht aus weichem, atraumatischem Polyvinylchlorid (PVC) für erhöhten Patientenkomfort. Dieser Tubus verfügt über einen innovativen Verschlussmechanismus an den Ellbogenanschlüssen, der das manuelle Öffnen oder Schließen des Bronchial- und Tracheal-Lumens mit einem einfachen Drehknopf ermöglicht. Dieses Design vereinfacht die Ein-Lungen-Beatmung und macht den Einsatz der Magill-Zange während des Verfahrens überflüssig. Weitere Vorteile und Funktionen sind:

- Sterilität mittels Ethylenoxid (EO)
- Frei von Naturkautschuklatex
- Röntgenkontraststreifen
- Mandrin
- 2 Absaugkatheter
- Weiches, transparentes PVC
- Haltbarkeit von 5 Jahren






Manuell einstellbare Winkelanschlüsse



Blaue transparente Pivot-Ballons



Transparenter Trachealcuff

Bestellinformationen

ENDOSID Endobronchialtubus-Set links und rechts

Artikelnummer	Größe	Ausführung	Packfaktor
847028-RZ	28 ch	Rechtsseitig	1
847032-RZ	32 ch	Rechtsseitig	1
847035-RZ	35 ch	Rechtsseitig	1
847037-RZ	37 ch	Rechtsseitig	1
847039-RZ	39 ch	Rechtsseitig	1
847041-RZ	41 ch	Rechtsseitig	1
847028-LZ	28 ch	Linksseitig	1
847032-LZ	32 ch	Linksseitig	1
847035-LZ	35 ch	Linksseitig	1
847037-LZ	37 ch	Linksseitig	1
847039-LZ	39 ch	Linksseitig	1
847041-LZ	41 ch	Linksseitig	1

CH = Charrière



847037-RZ



847037-LZ

Medline verfügt über ein komplettes Sortiment, das für den linken und rechten Bronchus geeignet ist.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland
Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz
Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878


www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US

ENDOSID® Endotrachealtuben sind sterile Medizinprodukte der Klasse IIa und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung und die Vorsichtsmaßnahmen auf der entsprechenden Verpackung.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffelstraße 80
20037 Hamburg



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2024 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1477_DE 06/2024.