


Tubo endobronquial de doble lumen



El tubo endobronquial de doble lumen ENDOSID® de Medline, disponible para el bronquio izquierdo y derecho, está fabricado con cloruro de polivinilo (PVC) blando y atraumático para ofrecer mayor comodidad al paciente. Este tubo cuenta con un mecanismo de bloqueo único en los conectores acodados, que permite la apertura o el cierre manual de los lúmenes bronquial y traqueal con un simple mando giratorio. Este diseño agiliza la ventilación unipulmonar, eliminando la necesidad de fórceps Magill durante el proceso. Ventajas y características adicionales:

- Esterilidad mediante óxido de etileno (EO)
- Libre de látex de caucho natural
- Bandas de contraste de rayos X
- Estilete de intubación
- 2 catéteres de aspiración
- PVC blando transparente
- Vida útil de 5 años





Conectores acodados con bloqueo manual



Globos pivotantes azules transparentes



Manguito traqueal transparente

Información sobre pedidos

Set de tubos endobronquiales izquierdo y derecho ENDOSID

Referencia	Tamaño	Diseño	Cantidad por caja
847028-RZ	28 CH	Lado derecho	1
847032-RZ	32 CH	Lado derecho	1
847035-RZ	35 CH	Lado derecho	1
847037-RZ	37 CH	Lado derecho	1
847039-RZ	39 CH	Lado derecho	1
847041-RZ	41 CH	Lado derecho	1
847028-LZ	28 CH	Lado izquierdo	1
847032-LZ	32 CH	Lado izquierdo	1
847035-LZ	35 CH	Lado izquierdo	1
847037-LZ	37 CH	Lado izquierdo	1
847039-LZ	39 CH	Lado izquierdo	1
847041-LZ	41 CH	Lado izquierdo	1

CH= Charrière



847037-RZ



847037-LZ

Ofrecemos una gama completa, aplicable al bronquio izquierdo y derecho.

Para saber más, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602

www.medline.eu/es
Pedidos: es-pedidos@medline.com
Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US

Los tubos endotraqueales ENDOSID® son productos sanitarios estériles de clase IIa destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios. Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Shanghai International Holding Corp GmbH (Europa)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburgo, Alemania



Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2024 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1477_ES 05/2024.