


# Sonde endobronchique double lumière




La sonde endobronchique double lumière ENDOSID® de Medline, disponible pour les bronches gauche et droite, est fabriquée à partir d'un PVC atraumatique souple pour un confort amélioré du patient. Cette sonde est dotée d'un mécanisme de verrouillage unique sur les connecteurs coudés, permettant l'ouverture ou la fermeture manuelle des lumières bronchiques et trachéales avec une simple molette rotative. Cette conception rationalise la ventilation d'un seul poumon, éliminant ainsi le besoin de pinces Magill pendant le processus. Elle possède en outre les caractéristiques et avantages suivants :

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (ETO)
- Sans latex
- Bandes de contraste radiologiques
- Mandrin d'intubation
- 2 sondes d'aspiration
- PVC souple et transparent
- Durée de conservation de 5 ans






Connecteurs coudés à verrouillage manuel



Ballonnets témoins transparents et bleus



Ballonnet trachéal transparent

## Informations de commande

### Sondes endobronchiques ENDOSID côté gauche et droit

Référence	Taille	Design	Conditionnement
847028-RZ	28 ch	Droit	1
847032-RZ	32 ch	Droit	1
847035-RZ	35 ch	Droit	1
847037-RZ	37 ch	Droit	1
847039-RZ	39 ch	Droit	1
847041-RZ	41 ch	Droit	1
847028-LZ	28 ch	Gauche	1
847032-LZ	32 ch	Gauche	1
847035-LZ	35 ch	Gauche	1
847037-LZ	37 ch	Gauche	1
847039-LZ	39 ch	Gauche	1
847041-LZ	41 ch	Gauche	1

CH= Charrière



847037-RZ



847037-LZ

**Nous proposons  
une gamme  
complète, pour la  
bronche principale  
gauche et droite.**

**Pour en savoir plus sur nos produits,** veuillez contacter votre responsable commercial Medline ou visitez notre site Internet : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)



**Medline International France SAS**  
2 Rue Rene Caudron  
Batiment 13F  
Parc D Affaires le Val Saint Quentin  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 130 05 34 34  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
Belgique  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Les sondes endotrachéales ENDOSID® sont des équipements médicaux stériles de classe IIa destinés à être utilisés par les professionnels de la santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions d'usage.

Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d'apparaître dans cette brochure.

© 2024 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1477\_FR 06/2024.

**EC REP** Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg, Allemagne

**CE** 0123 (TUV)