


# Tubo Endobrônquico de Lúmen Duplo




O Tubo Endobrônquico de Lúmen Duplo ENDOSID® da Medline—disponível tanto para o brônquio esquerdo como para o direito —é fabricado em cloreto de polivinilo (PVC) macio e atraumático para um maior conforto do paciente. Este tubo possui um mecanismo de bloqueio único nos conectores de cotovelo, permitindo a abertura ou o fecho manual dos lúmens brônquico e traqueal com um simples botão rotativo. Este design facilita a ventilação de um só pulmão, eliminando a necessidade de pinças Magill durante o processo. Outros benefícios e vantagens são:

- Esterilidade por óxido de etileno (EO)
- Sem látex de borracha natural
- Tiras de contraste de raios X
- Estilete de intubação
- 2 cateteres de sucção
- PVC transparente e macio
- Prazo de validade de 5 anos






Conectores de cotovelo com bloqueio manual



Balões pivotantes transparentes azul



Braçadeira traqueal transparente

## Informações de encomenda

### Conjunto Tubo Endobrônquico ENDOSID Direito e Esquerdo

Número do artigo	Tamanho	Design	Quantidade por caixa
847028-RZ	28 ch	Direito	1
847032-RZ	32 ch	Direito	1
847035-RZ	35 ch	Direito	1
847037-RZ	37 ch	Direito	1
847039-RZ	39 ch	Direito	1
847041-RZ	41 ch	Direito	1
847028-LZ	28 ch	Esquerdo	1
847032-LZ	32 ch	Esquerdo	1
847035-LZ	35 ch	Esquerdo	1
847037-LZ	37 ch	Esquerdo	1
847039-LZ	39 ch	Esquerdo	1
847041-LZ	41 ch	Esquerdo	1

CH= Charrière



847037-RZ



847037-LZ

Disponibilizamos uma gama completa, aplicável ao brônquio esquerdo e direito.

**Saiba mais.** Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)



**Medline International Portugal Unipessoal LDA**  
Avenida do Brasil, 43-3º Direito  
1700-062 Lisboa  
Portugal  
Telemóvel: +351 800 110 253

[www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)  
Encomendas: [pt-pedidos@medline.com](mailto:pt-pedidos@medline.com)  
Atenção ao Cliente: [pt-atencaocliente@medline.com](mailto:pt-atencaocliente@medline.com)


SIGA-NOS



Os Tubos Endotraqueais ENDOSID® são dispositivos médicos classe IIa esterilizados destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.



Shanghai International Holding Corp GmbH (Europa)  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg, Alemanha



Reservamo-nos o direito de corrigir os erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2024 Medline é uma marca registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1477\_PT 05/2024.