



Unsteriles Flexibles Einlauf-Set

Eine praktische,
umfassende
und effektive
Lösung

Das Einlaufbeutel-Set von Medline enthält einen 1.500 ml Einlaufbeutel mit einem auslaufsicheren Ventil.

Vorteile und Merkmale

- Erlaubt die Anwendung mit einer Hand durch einen benutzerfreundlichen Trichteraufsatz oben und einer Kunststoff-Absperrklammer.
- Ermöglicht ein sicheres und einfaches Einführen, da der 150 cm lange, weiche Vinylschlauch eine vorgefettete, glatte, atraumatische Spitze mit abgerundeten Augen hat.
- Wird mit einem Beutel sanfter Kastilien- seife und einer flüssigkeitsdichten Unterlage geliefert.
- Einzeln in einer Box verpackt und unsteril



Bestellinformationen

Artikelnummer	Verpackung
DYNDE70100	48

Zu den vorgesehenen medizinischen Verwendungen des Einlaufbeutels zählen:

- Darmentleerung vor einer Operation (z. B. Koloskopie)
- Linderung bei Verstopfung, wenn konventionelle Methoden nicht wirksam sind
- Diagnostische Proben

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.

Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankreich



Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML1168_DE 02/2022