



Kit de enema flexible no estéril

Una solución cómoda, completa y eficaz

El kit de enema de Medline proporciona al usuario final una bolsa de enema de 1.500 ml, equipada con una válvula a prueba de derrames.

Ventajas y características

- Facilita el manejo con una sola mano mediante una tapa de embudo fácil de usar con una pinza de cierre de plástico
- Permite una inserción segura y fácil, ya que el tubo de vinilo suave de 150 cm tiene una punta prelubricada, suave y no traumática con orificios redondeados
- Viene con una bolsita de jabón de castilla suave y un empapador impermeable
- Envasado individual en una caja; no estéril



Información para pedidos

Código de artículo	Envasado
DYNDE70100	48

Los usos médicos previstos de la bolsa de enema incluyen:

- Vaciado del intestino antes de una cirugía (por ejemplo, colonoscopia)
- Alivio del estreñimiento, si los métodos convencionales no son eficaces
- Pruebas diagnósticas

Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU.
ML1168_ES 08/2021