



Kit de enema flexible no estéril

Una solución cómoda, completa y eficaz

El kit de enema de Medline proporciona al usuario final una bolsa de enema de 1.500-ml, equipada con una válvula a prueba de derrames.

Ventajas y características

- Facilita el manejo con una sola mano mediante una tapa de embudo fácil de usar con una pinza de cierre de plástico
- Permite una inserción segura y fácil, ya que el tubo de vinilo suave de 150-cm tiene una punta prelubricada, suave y no traumática con orificios redondeados
- Viene con una bolsita de jabón de castilla suave y un empapador impermeable
- Envasado individual en una caja; no estéril



Información para pedidos

Código de artículo	Envasado
DYNDE70100A	48

Los usos médicos previstos de la bolsa de enema incluyen:

- Vaciado del intestino antes de una cirugía (por ejemplo, colonoscopia)
- Alivio del estreñimiento, si los métodos convencionales no son eficaces
- Pruebas diagnósticas

Más información. Póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visítenos en: www.medline.eu/es

Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

CONDD Medical Co., Limited
No. 11 Hongfeng Road, Biama Industrial Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1168_ES 11/2023