



Kit de lavement flexible non stérile

Une solution emballée pratique, complète et efficace

Le set de poche de lavement de Medline offre à l'utilisateur final une poche de lavement de 1 500 ml, équipée d'une valve anti-débordement.

Avantages et caractéristiques

- Permet l'utilisation avec une seule main grâce à un couvercle d'entonnoir facile à utiliser avec un collier de fermeture en plastique
- Permet une insertion sûre et facile, car le tube en vinyle souple de 150 cm est doté d'un embout pré-lubrifié, lisse et non traumatique, avec des bords arrondis
- Livré avec un sachet de savon de Castille doux et une alèse imperméable
- Emballé individuellement dans une boîte ; non stérile



Informations de commande

Référence	Conditionnement
DYNDE70100	48

Les applications médicales prévues de la poche de lavement comprennent :

- Purge de l'intestin avant intervention chirurgicale (telle qu'une coloscopie)
- Soulagement des constipations, si les méthodes conventionnelles sont inefficaces
- Tests de diagnostic

En savoir plus. Contactez votre responsable commercial Medline ou consultez le site www.medline.eu/fr

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis.
ML1168_FR 08/2021