



# Set per Enteroclistima, Non sterile e flessibile

Una soluzione  
confezionata,  
completa,  
efficace e  
conveniente

Il set per enteroclistima di Medline fornisce all'utente finale una sacca da 1.500 ml, dotata di una valvola di sicurezza.

## Vantaggi e caratteristiche

- Facilita l'utilizzo con una sola mano grazie alla pratica estremità a imbuto con clamp di chiusura in plastica
- Consente un inserimento facile e sicuro, poiché il tubo in vinile morbido da 150 cm ha una punta pre-lubrificata, liscia ed atraumatica con occhielli arrotondati
- Viene fornito con una bustina di sapone di castiglia delicato e un sottopanno impermeabile
- Confezionato singolarmente in una scatola; non sterile



## Informazioni per l'ordine

Codice prodotto	Confezionamento
DYNDE70100	48

## Tra le destinazioni d'uso della sacca per enteroclistima abbiamo:

- Svuotamento intestinale prima di un intervento chirurgico (per esempio, colonscopia)
- Sollievo dalla stitichezza, se i metodi convenzionali non sono efficaci
- Diagnostica

Per ulteriori informazioni, contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.  
© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML1168\_IT 08/2021