



Set per Enteroclisma, Non sterile e flessibile

Una soluzione
confezionata,
completa,
efficace e
conveniente

Il set per enteroclisma di Medline fornisce all'utente finale una sacca da 1.500-ml, dotata di una valvola di sicurezza.

Vantaggi e caratteristiche

- Facilita l'utilizzo con una sola mano grazie alla pratica estremità a imbuto con clamp di chiusura in plastica
- Consente un inserimento facile e sicuro, poiché il tubo in vinile morbido da 150-cm ha una punta pre-lubrificata, liscia ed atraumatica con occhielli arrotondati
- Viene fornito con una bustina di sapone di castiglia delicato e un sottopanno impermeabile
- Confezionato singolarmente in una scatola; non sterile



Informazioni per l'ordine

Codice prodotto	Confezionamento
DYNDE70100A	48

Tra le destinazioni d'uso della sacca per enteroclisma abbiamo:

- Svuotamento intestinale prima di un intervento chirurgico (per esempio, colonscopia)
- Sollievo dalla stitichezza, se i metodi convenzionali non sono efficaci
- Diagnostica

Per ulteriori informazioni, contattare l'account manager Medline di zona o visitare il sito: www.medline.eu/it

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile, destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML1168_IT 11/2023

CONQD Medical Co., Limited
No. 11 Hongfeng Road, Baimo Industrial
Park, Guli Town
215332 Changshu City, Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

