



Kit de Enema Flexível Não estéril

Uma solução prática, abrangente e embalada de uma forma eficiente

O Kit de Enema da Medline proporciona ao utilizador final um saco para enema de 1500-ml dotado de válvula anti-derrames.

Vantagens e Características

- Facilita o manuseamento com uma só mão através da utilização de um funil fácil de utilizar com um clampe de corte em plástico
- Permite uma introdução segura e fácil, já que o tubo de vinilo de 150-cm tem uma ponta pré-lubrificada, macia e atraumática com olhais arredondados.
- Vem com uma saqueta de sabão de Castela delicado e um resguardo impermeável
- Embalado individualmente numa caixa; não estéril



Informações para encomenda

Referência	Embalagem
DYNDE70100A	48

As utilizações médicas previstas do saco para enema incluem:

- Esvaziamento dos intestinos antes de uma cirurgia (ou colonoscopia)
- Alívio da obstipação, caso os métodos convencionais se revelem ineficazes
- Testes de diagnóstico

Saiba mais. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte: www.medline.eu/pt

Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1168_PT 11/2023

CONOD Medical Co., Limited
No. 11 Hongfeng Road, Biamo Industrial
Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

