



Handschuhe

Informations- übersicht

Kurze Stulpe Nitril



- MDR- und PPE-zertifiziert
- HLPC-Prüfung auf Restbeschleuniger
- Auf biologische Sicherheit getestet
- Umfassende Chemo- und Chemikalien tests

- Hautfreundliches Sortiment mit hafermehlbeschichteten und akzeleratorenfreien Handschuhen
- Optimierte Verpackung mit mindestens 200 Stück/Karton
- EN455-1 gemäß AQL 1.0
- Stulpenlänge \geq 240 mm
- Für Lebensmittelkontakt getestet



- MDR- und PPE-zertifiziert
- Auf biologische Sicherheit bewertet
- EN455-1 gemäß AQL 1.5
- Alle Medline Vinylhandschuhe sind frei von Akzeleratoren

- Optionen mit durchsichtigem Vinyl und 3. Generation für zusätzliche Dehnbarkeit erhältlich
- Chemisch getestet
- Stulpenlänge \geq 240 mm
- Auf Lebensmittelkontakt geprüft (außer fetthaltige Lebensmittel)

Kurze Stulpe Vinyl

Kurze Stulpe Latex



- MDR- und PPE-zertifiziert
- Auf biologische Sicherheit getestet
- EN455-1 gemäß AQL 1.5

- Stulpenlänge ≥ 240 mm
- FITKIT-Test zur Messung des Gehalts an Restlatexproteinen
- Chemisch getestet



- MDR- und PPE-zertifiziert
- EN455-1 gemäß AQL 1.0
- Auf biologische Sicherheit bewertet
- Umfassende Chemo- und Chemikalientests
- HLPC-Prüfung auf Restbeschleuniger

- Sterile Optionen für nicht-invasive Verfahren
- Verbesserter Schutz durch eine längere Stulpe von 285 mm bis 400 mm
- Erhöhter Schutz durch zusätzliche Dicke

Lange Stulpe Nitril

Verpackungslösungen von Medline

Mit Verpackungsinnovationen hebt sich Medline ab.

Packfakturoptimierung

- Abfallreduzierung durch Erhöhung des Packfaktors von 100 auf 200 Stück/Karton
- Mit der gleichen Menge Karton (für die Verpackung von 100 Stück) wird die doppelte Menge an Handschuhen verpackt

MicroStop™ Folie

- Verhinderung des Eindringens von Staub und Partikeln in den Karton
- Weniger Abfall, da die Handschuhe sicher in der Box gehalten werden



Flat-layer Packaging

- Leichtere Entnahme der Handschuhe
- Vermeidung von Abfall durch das unbeabsichtigte Herausziehen mehrerer Handschuhe

Farbkodierte Größenkennzeichnung

- Erleichterung der Auswahl der richtigen Größe
- Vermeidung von Abfall durch Auswahl der falschen Handschuhgröße


Qualitätssicherung

Medline hat ein internes Qualitätsprüfverfahren eingeführt, die Produktprüfungskriterien ('Product Inspection Criteria', PIC). Dieses Prüfverfahren erleichtert die kontinuierliche und konsequente Überwachung des Qualitätsniveaus unserer Produkte durch monatliche Bewertung der physikalischen Eigenschaften von Handschuhen aus verschiedenen Chargen, die im selben Zeitraum produziert wurden. Medline kann mithilfe von PIC Qualitätsschwankungen leicht erkennen.

Mit den Prüfberichten werden die folgenden Daten überwacht*:

Informationen zu Handschuhen und Produktionschargen	Artikelcode; Handschuhgröße; Chargengröße; Fertigungs-/ Verfallsdatum; Verpackungsprüfung
Maßkontrollen	Länge; Breite; Dicke; Gewicht
Verstärkte Wasserdichtheitsprüfung	Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL): Standard: AQL 1,5 Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL): Medline Nitril-Optionen haben 1,0 AQL
Test der physikalischen Eigenschaften	Reißfestigkeit (Newton)
Pulver- und Proteintest	Pulvergehalt (alle Handschuhe); Proteingehalt (Latexhandschuhe)

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick über die Beanstandungsquote pro Million ('Complaint rate per million'; CPM) der verkauften Produkte.



*Quartalsberichte sind auf Kundenanfrage erhältlich

Ethische Beschaffung

Medline bemüht sich bewusst darum, Handschuhe nur von Lieferanten zu beziehen, die unser Engagement für sichere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen teilen.

Das Medline Programm zur ethischen Beschaffung folgt internationalen Normen und Konventionen, wie den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den Erklärungen und Normen der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen.

Wir haben vier Verpflichtungen zur ethischen Beschaffung übernommen. Diese sind in der folgenden Tabelle erläutert.

Verpflichtungen von Medline zur ethischen Beschaffung

Die 4 wichtigsten Verpflichtungen von Medline	
1.	Förderung der Arbeits- und Menschenrechte in unserem gesamten Unternehmen und der gesamten Lieferkette. Dazu zählt auch das Umfeld, in dem wir tätig sind
2.	Festlegung von Erwartungen und Anforderungen an unsere Lieferanten
3.	Bewertung und gegebenenfalls Untersuchung glaubwürdiger Anschuldigungen zu Menschenrechtsverletzungen in unseren Betriebsabläufen und angemessene Reaktionen darauf
4.	Weiterbildung und Schulung unserer Beschäftigten und Zulieferer in Bezug auf Best Practices im Zusammenhang mit ethischer Beschaffung und Menschenrechten.

Diese Verpflichtungen bilden die Grundlage dafür, wie wir unsere Zulieferer prüfen und überwachen.

Sorgfaltspflicht von Medline

Praktische Maßnahmen werden durch die folgenden vier Eckpfeiler umgesetzt.

1

Medline Verhaltenskodex für Zulieferer

Dieser Verhaltenskodex beschreibt detailliert unsere Standards in Bezug auf Arbeits- und Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und ethische Geschäftspraktiken. Der Verhaltenskodex verbietet ausdrücklich Zwangs-, Schuldknechtschafts-, Gefängnis- oder Sklavenarbeit sowie Menschenhandel. Alle potenziellen Zulieferer müssen den Verhaltenskodex für Zulieferer ausfüllen, unterschreiben und eine erste Selbsteinschätzung vornehmen, bevor Medline eine Geschäftsbeziehung beginnt.

2

Risikobewertungen

Medline bedient sich eines unabhängigen Beratungsunternehmens, das auf der Grundlage offizieller Quellen Risikoberichte erstellt. Diese Berichte enthalten auch negative Medienprofile, die nichtstaatliche Quellen in verschiedenen Risikobereichen analysieren, einschließlich des Einsatzes von Zwangs- und Wanderarbeitern. Basierend auf diesen Ergebnissen erteilt Medline allen Zulieferern eine vorläufige Risikoeinstufung von niedrig, mittel oder hoch.

3

Audits

Medline führt interne und externe Audits zur Einhaltung sozialer Standards durch, die auf den Risikograd der einzelnen Zulieferer abgestimmt sind, damit die Einhaltung des Verhaltenskodex für Zulieferer von Medline gewährleistet ist. Pläne für Abhilfemaßnahmen werden umgesetzt und weiterverfolgt.

4

Beschwerdemechanismen

Wir haben in unserer gesamten Lieferkette telefonische Hotlines (Helplines), damit wir Berichte zu unethischen Maßnahmen entgegennehmen und untersuchen können. Wir schreiben vor, dass Zulieferer mit mittlerem bzw. hohem Risiko Poster von Medline mit einer Zusammenfassung unseres Verhaltenskodex für Lieferanten in den Sprachen der Arbeitskräfte aushängen, um sicherzustellen, dass diese über ihre grundlegenden Rechte informiert sind.

Weitere Informationen zum Programm für ethische Beschaffung von Medline und zu unserem allgemeinen Ansatz bezüglich der sozialen Unternehmensverantwortung finden Sie auf unserer [Unternehmenswebsite](#) sowie in unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Diese Untersuchungshandschuhe sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I und für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1195_DE 02/2022.