



Herramienta de Gestión **de** **Guantes**

Para el abastecimiento ético y la
calidad en los productos

Nitrilo, con puño corto



- Certificados EPI y de cumplimiento con el Reglamento de Productos Sanitarios
- Ensayo HPLC para comprobar que no hay aceleradores residuales
- Evaluado en términos de seguridad biológica
- Ensayos exhaustivos para quimioterapia y productos químicos
- Gama respetuosa con la piel con guantes revestidos con avena coloidal y libres de aceleradores
- Envasado optimizado con un mínimo de 200 unidades/caja
- EN455-1 según el AQL 1,0
- Longitud del puño ≥ 240 mm
- Sometidos a ensayos de contacto con alimentos



- Certificados EPI y de cumplimiento con el Reglamento de Productos Sanitarios
- Evaluados en términos de seguridad biológica
- EN455-1 según el AQL 1,5
- Todos los guantes de vinilo de Medline están libres de aceleradores
- Opción de vinilo transparente, y opción de tercera generación para conseguir una mayor elasticidad
- Ensayos frente a productos químicos
- Longitud del puño ≥ 240 mm
- Sometidos a ensayos de contacto con alimentos (excepto alimentos grasos)

Vinilo, con puño corto

Látex, con puño corto



- Certificados EPI y de cumplimiento con el Reglamento de Productos Sanitarios
- Evaluados en términos de seguridad biológica
- EN455-1 según el AQL 1,5
- Longitud del puño ≥ 240 mm
- Ensayo FITKIT para medir el nivel de proteínas de látex residuales
- Ensayos frente a productos químicos



- Certificados EPI y de cumplimiento con el Reglamento de Productos Sanitarios
- EN455-1 según el AQL 1,5
- Evaluados en términos de seguridad biológica
- Ensayos exhaustivos para quimioterapia y productos químicos
- Ensayo de cromatografía para comprobar que no hay aceleradores residuales
- Opciones estériles para intervenciones no invasivas
- Protección mejorada gracias al puño más largo de entre 285 mm y 400 mm
- Mayor protección gracias a un mayor grosor

Nitrilo, con puño largo

Soluciones de envasado de Medline

Las innovaciones en el envasado marcan la diferencia de Medline.

Optimización de la cantidad por caja

- Permite reducir los residuos al aumentar la cantidad por caja de 100 a 200 unidades/caja
- Se utiliza la misma cantidad de cartón (utilizado para envasar 100 unidades) para contener el doble de guantes

Film MicroStop™

- Evita que el polvo y las partículas entren en la caja
- Ayuda a reducir los residuos almacenando los guantes de forma segura en la caja



Envasado plano

- Facilita la dispensación de guantes
- Ayuda a reducir los residuos originados por la extracción involuntaria de varios guantes

Códigos de colores por tamaños

- Facilita la selección de la talla adecuada
- Ayuda a reducir los residuos originados por la elección errónea de la talla de los guantes


Control de calidad

Medline ha implementado un proceso de inspección de calidad interno llamado Criterios de Inspección de Producto (PIC, por sus siglas en inglés). Esta inspección nos ayuda a controlar de forma continua y constante los niveles de calidad de nuestros productos, mediante una evaluación mensual de las propiedades físicas de los guantes de diferentes lotes producidos en el mismo periodo. Medline puede identificar fácilmente las fluctuaciones de calidad a través de los criterios PIC.

En los informes de inspección se controlan los siguientes datos*:

Información sobre el guante y el lote de producción	Código de artículo; tamaño del guante; tamaño del lote; fechas de fabricación/expiración; inspección del envasado
Inspección de las dimensiones	Longitud; anchura; grosor; peso
Ensayo de fugas de agua reforzado mediante inspección AQL	Límite de Calidad Aceptable: La norma establece un AQL de 1,5 Límite de Calidad Aceptable: Las opciones de nitrilo de Medline tienen un AQL de 1,0
Ensayo de propiedades físicas	Fuerza de rotura en Newtons
Ensayo de polvo y proteína	Niveles de polvo (todos los guantes); niveles de proteína (guantes de látex)

El siguiente gráfico ofrece una visión general de la tasa de reclamaciones por millón (CPM, por sus siglas en inglés) de productos vendidos.



*Los informes trimestrales están disponibles a petición de los clientes

Abastecimiento ético

Medline realiza grandes esfuerzos para abastecerse únicamente de proveedores que compartan nuestro compromiso con unas condiciones de trabajo seguras y dignas.

El programa de abastecimiento ético de Medline sigue las normas y convenios internacionales, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGP) y las declaraciones y normas de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.

Hemos adoptado cuatro compromisos de abastecimiento ético. Están enumerados en la siguiente tabla.

Compromisos éticos de Medline en materia de abastecimiento

Los 4 compromisos clave de Medline	
1.	Promover los derechos humanos y laborales en toda nuestra empresa y cadenas de suministro, incluyendo las comunidades en las que operamos
2.	Fijar las expectativas y los requisitos para nuestros proveedores
3.	Evaluar y, cuando sea necesario, investigar las denuncias plausibles de violaciones de los derechos humanos en nuestras operaciones, y responder adecuadamente
4.	Capacitar a nuestros empleados y proveedores con información y formación sobre las mejores prácticas relacionadas con el abastecimiento ético y los derechos humanos.

Estos compromisos informan sobre cómo investigamos y supervisamos a nuestros proveedores.



Sistema de Diligencia Debida de Medline

Las medidas prácticas se incorporan a través de los cuatro pilares siguientes.

1

Código de Conducta para Proveedores de Medline

Este detalla nuestras normas en materia de derechos humanos y laborales, salud y seguridad, protección medioambiental y prácticas empresariales éticas. El Código de Conducta prohíbe explícitamente el trabajo forzado, en condiciones de servidumbre, de trata, de prisión o de esclavitud. Todos los proveedores potenciales deben firmar el Código de Conducta para Proveedores y completar una autoevaluación inicial antes de que Medline inicie su acuerdo comercial con ellos.

2

Evaluaciones de riesgo

Medline cuenta con la asistencia de una consultoría de diligencia independiente para proporcionar informes de riesgo basados en fuentes oficiales. Estos informes también incluyen perfiles negativos de los medios de comunicación que analizan fuentes no gubernamentales en varias áreas de riesgo, incluyendo el uso de mano de obra forzada y migrante. Medline asigna a todos los proveedores una calificación preliminar de riesgo bajo, moderado o alto, en función de estos resultados.

3

Auditorías

Medline lleva a cabo auditorías de cumplimiento social internas y externas, pensadas para reflejar el grado de riesgo asociado a cada proveedor, con el fin de mantener el cumplimiento del Código de Conducta de Proveedores de Medline. Los planes de acciones correctivas son aplicados y se les da seguimiento.

4

Mecanismos de denuncia

Disponemos de líneas telefónicas de ayuda en toda nuestra cadena de suministro, para poder recibir e investigar las denuncias de trato poco ético. Exigimos a los proveedores de riesgo moderado o alto que coloquen carteles de Medline con un resumen de nuestro Código de Conducta para Proveedores en el idioma de los trabajadores para garantizar que estén informados de sus derechos básicos.

Puede encontrar información adicional sobre el programa de abastecimiento ético de Medline y nuestro enfoque general de la responsabilidad social corporativa en nuestro [sitio web corporativo](#); así como en nuestro informe anual de sostenibilidad.



Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  

Los guantes de examen de Medline son productos sanitarios no estériles de clase I destinados al uso por profesionales sanitarios. Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.



Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1195_ES 12/2021.