



Strumento di gestione dei guanti

Per l'approvvigionamento etico
e la qualità dei prodotti

Polsino corto in nitrile



- Certificazione DPI e MDR
- Test HPLC sugli acceleratori residui
- Testati per la sicurezza biologica
- Testati su un'ampia varietà di sostanze chimiche e farmaci

- Guanti delicati sulla pelle con rivestimento all'avena e privi di acceleratori
- Confezione ottimizzata con almeno 200 unità per scatola
- EN455-1 per AQL 1.0
- Lunghezza del polsino di ≥ 240 mm
- Idonei al contatto con alimenti



- Certificazione DPI e MDR
- Testati per la sicurezza biologica
- EN455-1 per AQL 1.5
- Tutti i guanti in vinile di Medline sono privi di acceleratori

- Versione in vinile chiaro e versione di 3^o generazione per un'elasticità extra
- Test chimici
- Lunghezza del polsino di ≥ 240 mm
- Idonei al contatto con alimenti (eccetto alimenti grassi)

Polsino corto in vinile

Polsino corto in lattice



- Certificazione DPI e MDR
- Testati per la sicurezza biologica
- EN455-1 per AQL 1.5

- Lunghezza del polsino di ≥ 240 mm
- Test FITKIT per misurare il livello di proteine del lattice residue
- Test chimici



- Certificazione DPI e MDR
- EN455-1 per AQL 1.0
- Testati per la sicurezza biologica
- Testati su un'ampia varietà di sostanze chimiche e farmaci
- Test HPLC sugli acceleratori residui

- Opzione sterile per procedure non invasive
- Protezione avanzata grazie al polsino più lungo da 285 mm a 400 mm
- Protezione maggiore grazie allo spessore maggiorato

Polsino lungo in nitrile

Soluzioni di confezionamento di Medline

Il packaging innovativo di Medline fa la differenza.

Ottimizzazione del pack factor

- Permette di ridurre gli sprechi aumentando il pack factor da 100 a 200 unità per scatola
- Usa la stessa quantità di cartone (usato per la confezione da 100) per contenere il doppio dei guanti

Pellicola MicroStop™

- Impedisce alla polvere e alle particelle di penetrare nella scatola
- Aiuta a ridurre gli sprechi mantenendo i guanti all'interno della scatola



Confezionamento a strati piatti

- Permette una più agevole erogazione dei guanti
- Aiuta a ridurre gli sprechi dovuti all'estrazione involontaria di più guanti

Codice colore per le taglie

- Aiuta a selezionare con facilità la taglia desiderata
- Aiuta a ridurre gli sprechi dovuti alla selezione erranea delle taglie


Garanzia di qualità

Medline ha sviluppato un processo interno di ispezione della qualità, il Product Inspection Criteria (PIC). Questo processo ci aiuta a monitorare in maniera costante e coerente i livelli di qualità dei nostri prodotti, realizzando una valutazione mensile delle proprietà fisiche di guanti appartenenti a diversi lotti e fabbricati nello stesso periodo. Grazie al PIC, Medline è in grado di individuare delle variazioni nella qualità dei prodotti.

Nelle relazioni ispettive, vengono monitorati i seguenti dati*:

Informazioni sul guanto e sul lotto di produzione	Codice articolo, taglia del guanto, dimensione del lotto, data di produzione/scadenza, ispezione della confezione
Controlli dimensionali	Lunghezza, altezza, spessore, peso
Prova di tenuta all'acqua supportata dal controllo AQL	Limite di qualità accettabile: L'AQL standard è di 1,5 Limite di qualità accettabile: Le opzioni in nitrile di Medline hanno un AQL di 1,0
Test delle proprietà fisiche	Carico di rottura in Newton
Test del contenuto di polveri e proteine	Livelli di polvere (tutti i guanti); livelli di proteine (guanti in lattice)

Il grafico seguente offre una panoramica del tasso di reclami ricevuti per ogni milione di prodotti venduti.



*Relazioni trimestrali sono disponibili su richiesta del cliente

Approvvigionamento etico

Medline si sforza sapientemente di acquistare guanti solo da fornitori che condividono il nostro impegno verso condizioni di lavoro sicure e dignitose.

Il programma di approvvigionamento etico di Medline segue gli standard e le convenzioni internazionali, come i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le dichiarazioni e gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite.

Abbiamo adottato quattro impegni finalizzati alla realizzazione di un approvvigionamento etico, che vengono illustrati nella tabella seguente.

Impegni di approvvigionamento etico di Medline

I 4 impegni chiave di Medline	
1.	Promuovere il lavoro e i diritti umani in tutte le nostre attività e catene di approvvigionamento, comprese le comunità in cui operiamo
2.	Stabilire gli obblighi e i requisiti dei nostri fornitori
3.	Valutare e, quando necessario, investigare le denunce plausibili di violazioni dei diritti umani nelle nostre catene di approvvigionamento, e intervenire in modo appropriato
4.	Mettere a disposizione dei nostri dipendenti e fornitori informazioni e formazione sulle pratiche più adeguate relative all'approvvigionamento etico e ai diritti umani.

Questi impegni guidano il modo in cui valutiamo e monitoriamo i nostri fornitori.

Sistema di due diligence di Medline

I quattro pilastri sottostanti sono alla base delle misure pratiche attuate da Medline.

1

Codice di condotta dei fornitori

Descrive i nostri standard per il lavoro e i diritti umani, la salute e la sicurezza, la protezione ambientale e le pratiche amministrative etiche. Il Codice di condotta proibisce esplicitamente di ricorrere a forme di lavoro forzato, vincolato, carcerario, in schiavitù né al traffico di esseri umani. Tutti i potenziali fornitori devono completare e firmare il Codice di condotta dei fornitori e un'autovalutazione iniziale prima di avviare la relazione commerciale con Medline.

2

Valutazione dei rischi

Medline si avvale di una società di consulenza indipendente per fornire relazioni di rischio basate su fonti ufficiali. Queste relazioni includono anche profili negativi dei mezzi di comunicazione che analizzano fonti non governative in diverse aree di rischio, compreso l'uso di lavoro forzato e migrante. Medline assegna a tutti i fornitori una classificazione preliminare di rischio bassa, moderata o alta, sulla base di questi risultati.

3

Audit

Medline effettua audit di conformità sociale interni ed esterni che riflettono il grado di rischio associato a ciascun fornitore, al fine di garantire la conformità al Codice di condotta dei fornitori di Medline. In base a ciò vengono elaborati e messi in atto dei piani di azione correttivi.

4

Meccanismi di reclamo

Disponiamo di linee telefoniche di assistenza in tutta la nostra catena di approvvigionamento, in modo da poter ricevere ed esaminare segnalazioni di condotte non etiche. Chiediamo ai fornitori a rischio moderato o alto di esporre dei poster di Medline che riassumono il nostro Codice di condotta dei fornitori nella lingua dei loro dipendenti, per garantire che questi siano informati sui loro diritti fondamentali.

Ulteriori informazioni sul programma di approvvigionamento etico di Medline e sul nostro approccio complessivo alla responsabilità sociale d'impresa sono disponibili sul nostro [sito aziendale](#) e nel nostro [report annuale sulla sostenibilità](#).



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I guanti da esame Medline sono un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.
Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Chateaubriant, Francia



Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1195_IT 01/2022.