



Handschoen Management Tool

Voor ethisch verantwoorde inkoop en
productkwaliteit

Kort Manchet Nitril



- MHR en PBM gecertificeerd
- HLPC getest voor resten van versnellers
- Geëvalueerd voor biologische veiligheid
- Uitgebreid getest met chemo en chemicaliën

- Huidvriendelijk assortiment met versnellervrije handschoenen en handschoenen met haver coating
- Geoptimaliseerde verpakking met een minimum van 200 stuks/doos
- EN455-1 volgens AQL 1.0
- Manchetlengte van ≥ 240 mm
- Getest op contact met voedsel



- MHR en PBM gecertificeerd
- Geëvalueerd voor biologische veiligheid
- EN455-1 volgens AQL 1.5
- Alle Medline vinyl handschoenen zijn versneller vrij

- Een transparante vinyl keuze, en een 3e generatie keuze voor meer rekbaarheid
- Chemisch getest
- Manchetlengte van ≥ 240 mm
- Getest op contact met voedsel (behalve vet voedsel)

Kort Manchet Vinyl

Kort Manchet Latex



- MHR en PBM gecertificeerd
- Geëvalueerd voor biologische veiligheid
- EN455-1 volgens AQL 1.5

- Manchetlengte van ≥ 240 mm
- FITKIT getest om het niveau overgebleven latex eiwitten te meten
- Chemisch getest



- MHR en PBM gecertificeerd
- EN455-1 volgens AQL 1.5
- Geëvalueerd voor biologische veiligheid
- Uitgebreid getest met chemo en chemicaliën
- HLPC getest voor resten van versnellers

- Steriele opties voor niet invasieve procedures
- Betere bescherming dankzij het langere manchet van 285 mm tot 400 mm
- Meer bescherming dankzij de extra dikte

Lang Manchet Nitril

Medline Verpakkingsooplossingen

Verpakkinginnovaties helpen Medline op te vallen.

Verpakkingfactor optimalisatie

- Zorgt voor afvalvermindering door het verhogen van de verpakkingfactor van 100 naar 200 stuks/doos
- Gebruikt dezelfde hoeveelheid karton (gebruikt om 100 te verpakken) om het dubbele aantal handschoenen te bevatten

MicroStop™ folie

- Voorkomt dat stof en deeltjes in de doos komen
- Vermindert afval door te zorgen dat handschoenen in de doos blijven



Flat-layer verpakking

- Maakt het nemen van handschoenen makkelijker
- Helpt afval te verminderen dat ontstaat door het onbedoeld nemen van meerdere handschoenen

Op kleur gebaseerde maatvoering

- Maakt het makkelijker om de juiste maat te kiezen
- Helpt afval te verminderen dat ontstaat door het per ongeluk kiezen van de verkeerde maat handschoen


Kwaliteitsbewaking

Medline heeft een intern kwaliteitscontroleproces geïmplementeerd, de Product Inspection Criteria (PIC). Deze inspectie helpt ons om de kwaliteitsniveaus van onze producten continu en consistent te bewaken - door middel van een maandelijkse evaluatie van de fysieke eigenschappen van handschoenen uit verschillende partijen die in dezelfde periode zijn geproduceerd. Via de PIC kan Medline gemakkelijk kwaliteitsfluctuaties signaleren.

In inspectierapporten worden de volgende gegevens gecontroleerd*:

| | |
|--|--|
| Informatie over handschoenen en productiepartij | Artikelnummer; handschoen maat; formaat partij; fabricage- / vervaldata; verpakkingsinspectie |
| Afmeting controles | Lengte; breedte; dikte; gewicht |
| Waterlekttest versterkt door AQL-inspectie | Aanvaardbare kwaliteitslimiet: Standaard is een AQL van 1,5 Aanvaardbare kwaliteitslimiet: Medline nitril opties hebben een AQL van 1,0 |
| Fysieke eigenschappen testen | Breekkracht in Newton |
| Poeder en proteïne test | Poederniveau (alle handschoenen); proteïne niveau (latex handschoenen) |

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van het klachtenpercentage per miljoen (CPM) verkochte producten.



* Kwartaalrapporten zijn beschikbaar op verzoek van de klant

Ethisch inkopen

Medline spant zich bewust in om alleen handschoenen in te kopen bij leveranciers die onze toewijding aan veilige en fatsoenlijke werkomstandigheden delen.

Het ethische inkoopprogramma van Medline volgt internationale normen en conventies, zoals de Verenigde Naties Guiding Principles on Business and Human Rights (VNGP's) en de verklaringen en normen van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

We hebben vier toezeggingen gedaan voor ethische inkoop. Deze zijn uitgelicht in onderstaande tabel.

De ethische inkoopverplichtingen van Medline

| De 4 belangrijkste toezeggingen van Medline | |
|---|---|
| 1. | Bevordering van arbeids- en mensenrechten in ons hele bedrijf en in onze toeleveringsketens, ook in de gemeenschappen waarin we actief zijn |
| 2. | Het stellen van verwachtingen en eisen aan onze leveranciers |
| 3. | Het beoordelen en, indien nodig, onderzoeken van geloofwaardige beschuldigingen van mensenrechtenschendingen in onze activiteiten, en adequaat reageren |
| 4. | Onze medewerkers en leveranciers in staat stellen om informatie en training te geven over best practices met betrekking tot ethische inkoop en mensenrechten. |

Deze toezeggingen geven informatie over hoe we onze leveranciers controleren en controleren.

Medline's Due Diligence Systeem

Via onderstaande vier pijlers zijn praktische maatregelen geïmplementeerd.

1

Medline Gedragscode voor Leveranciers

Hierin staan onze normen voor arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid, milieubescherming en ethische bedrijfspraktijken worden beschreven. De Gedragscode verbiedt expliciet dwang-, slavernij-, mensenhandel-, gevangenis- of slavenarbeid. Alle potentiële leveranciers moeten de Gedragscode voor leveranciers invullen en ondertekenen, evenals een eerste zelfbeoordeling, voordat Medline met zakelijke betrokkenheid begint.

2

Risicobeoordelingen

Medline maakt gebruik van een onafhankelijk derde partij adviesbureau om risicorapporten te verstrekken op basis van officiële bronnen. Deze rapporten bevatten ook negatieve mediaprofielen die niet-overheidsbronnen analyseren in verschillende risicogebieden, waaronder het gebruik van dwang- en migrantenarbeid. Medline kent alle leveranciers op basis van deze resultaten een voorlopige risicobeoordeling toe van laag, matig of hoog.

3

Audits

Medline voert interne en externe sociale compliance-audits uit, gekalibreerd om de mate van risico weer te geven die aan elke leverancier is verbonden, om de naleving van de Medline-gedragscode voor leveranciers te handhaven. Plannen voor corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd en opgevolgd.

4

Klachtenmechanismen

We hebben hulplijnen in onze hele toeleveringsketen, zodat we meldingen van onethische behandeling kunnen ontvangen en onderzoeken. We eisen van leveranciers met een matig of hoog risico dat ze Medline-posters met een samenvatting van onze Gedragscode voor leveranciers in de talen van de werknemers tonen om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van hun basisrechten.

Aanvullende informatie over het ethische inkoopprogramma van Medline en onze algemene benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen is beschikbaar op onze [bedrijfswebsite](#) en in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag.



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Medline onderzoekshandschoenen zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



We behouden ons het recht voor mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1195_NL 01/2022.