



Ferramenta de Gestão de Luvas

Para aquisições éticas e qualidade do
produto

Nitrilo Punho Curto



- Certificação DM + EPI
- Teste HLPC de aceleradores residuais
- Avaliado quanto à segurança biológica
- Testes alargados de quimioterapia e testes químicos

- Gama adequada para a pele com luvas revestidas a aveia e sem aceleradores
- Embalagem otimizada com um mínimo de 200 unid./embalagem
- EN455-1 para AQL 1,0
- Comprimento do punho ≥ 240 mm
- Testado para contacto alimentar



- Certificação DM + EPI
- Avaliação de segurança biológica
- EN455-1 para AQL 1,5
- Todas as luvas de vinilo da Medline são livres de aceleradores

- Opção de vinilo transparente e opção de 3.ª geração para um alongamento adicional
- Teste produtos químicos
- Comprimento do punho ≥ 240 mm
- Testado para contacto alimentar (exceto alimentos gordurosos)

Vinilo Punho Curto

Látex Punho Curto



- Certificação DM + EPI
- Avaliação de segurança biológica
- EN455-1 para AQL 1,5

- Comprimento do punho ≥ 240 mm
- Teste FITKIT para medir o nível de proteínas residuais do látex
- Teste produtos químicos



- Certificação DM + EPI
- EN455-1 para AQL 1,5
- Avaliação de segurança biológica
- Testes alargados de quimioterapia e testes químicos
- Teste HLPC de aceleradores residuais

- Opções estéreis para procedimentos não invasivos
- Proteção reforçada devido ao punho mais comprido de 285 mm a 400 mm
- Maior proteção devido à espessura extra

Nitrilo Punho Comprido

Soluções de Embalagem Medline

As inovações no tocante às embalagens ajudam a Medline a destacar-se.

Otimização de Quantidade por caixa

- Permite a redução de desperdícios ao aumentar a quantidade por caixa de 100 para 200 unid./embalagem
- É usada a mesma quantidade de cartão (usada para embalar 100) para embalar o dobro da quantidade de luvas

Película MicroStop™

- Evita que o pó e as partículas entrem na embalagem
- Ajuda a reduzir os desperdícios mantendo as luvas com segurança na embalagem



Embalagem de camada plana

- Facilita o dispensar das luvas
- Ajuda a reduzir os desperdícios criados ao tirar várias luvas de forma inadvertida

Tamanhos codificados por cores

- Facilita a escolha dos tamanhos certos
- Ajuda a reduzir o desperdício criado pela escolha inadvertida de luvas do tamanho errado


Garantia da Qualidade

A Medline implementou um processo interno de inspeção de qualidade, os critérios de inspeção de produtos ou «Product Inspection Criteria» (PIC). Essa inspeção ajuda-nos a fiscalizar de uma forma contínua e consistente os níveis de qualidade dos nossos produtos - através de uma avaliação mensal das propriedades físicas das luvas de diferentes lotes produzidos no mesmo período. A Medline consegue identificar facilmente oscilações de qualidade graças ao PIC.

Nos relatórios de inspeção, os seguintes dados são fiscalizados*:

Informações sobre a luva e lote de produção	Código do artigo; tamanho da luva; tamanho do lote; datas de fabrico/validade; inspeção da embalagem
Inspeções dimensionais	Comprimento; largura; grossura; peso
Teste de fuga de água reforçado com inspeção de AQL	Limite de qualidade aceitável (AQL): A norma do AQL é de 1,5 Limite de qualidade aceitável (AQL): As opções de nitrilo da Medline têm um AQL de 1,0
Teste às características físicas	Força de rutura em Newton
Teste de pó e proteínas	Níveis de pó (todas as luvas); níveis de proteína (luvas de látex)

O gráfico que se segue fornece uma visão geral da taxa de reclamação por milhão (CPM) dos produtos vendidos.



*Os relatórios trimestrais estão disponíveis a pedido dos clientes

Aquisições Éticas

A Medline faz esforços conscientes para adquirir luvas apenas junto de fornecedores que partilhem do nosso compromisso para com condições de trabalho decentes e seguras.

O programa de aquisições éticas da Medline segue os padrões e convenções internacionais, tais como os Princípios Orientadores da ONU relativos aos Negócios e Direitos Humanos (UNGPs) e as declarações e normas da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas.

Adotámos quatro compromissos no âmbito das aquisições éticas. A tabela que se segue destaca-os.

Compromissos de aquisições éticas da Medline

Os 4 compromissos principais da Medline	
1.	Promoção do trabalho e dos direitos humanos em toda a nossa atividade e cadeias de abastecimento, incluindo nas comunidades onde operamos
2.	Definição de expectativas e requisitos para os nossos fornecedores
3.	Avaliar e, se necessário, investigar alegações credíveis de violações dos direitos humanos nas nossas operações e responder de forma adequada
4.	Capacitar os nossos funcionários e fornecedores com informações e formação sobre as melhores práticas relacionadas com aquisições éticas e direitos humanos.

Esses compromissos ditam a forma como examinamos e fiscalizamos os nossos fornecedores.

Sistema de Dever de Diligência da Medline

As medidas práticas assentam nos quatro pilares abaixo.

1

Código de Conduta do Fornecedor Medline

Isso enuncia os nossos padrões de trabalho e direitos humanos, saúde e segurança, proteção ambiental e práticas comerciais éticas. O Código de Conduta proíbe explicitamente o trabalho forçado, servidão, tráfico, prisão ou trabalho escravidão. Todos os potenciais fornecedores devem preencher e assinar o Código de Conduta do Fornecedor e fazer uma autoavaliação inicial antes de a Medline começar a fazer negócios.

2

Avaliações de risco

A Medline recorre a uma consultoria de diligência independente de terceiros para fornecer relatórios de risco com base nas fontes oficiais. Esses relatórios também incluem perfis de media negativos que analisam fontes não governamentais em várias áreas de risco, incluindo o uso de trabalho forçado e migrante. A Medline atribui a todos os fornecedores uma classificação de risco preliminar de baixo, moderado ou alto, com base nesses resultados.

3

Auditorias

A Medline faz auditorias de conformidade social internas e externas, calibradas para refletir o grau de risco associado a cada fornecedor, a fim de manter a conformidade com o Código de Conduta do Fornecedor Medline. São implementados e acompanhados planos de ação corretiva.

4

Mecanismos de resolução de litígios

Operamos linhas de apoio em toda a nossa cadeia de abastecimento, para que possamos receber e investigar denúncias de tratamento antiético. Exigimos que os fornecedores de risco moderado ou alto exibam pôsteres da Medline resumindo o nosso Código de Conduta do Fornecedor nos idiomas dos trabalhadores para garantir que os mesmos sejam informados sobre os seus direitos básicos.

Para mais informações sobre o programa de abastecimento ético da Medline e a nossa abordagem geral à responsabilidade social empresarial, consulte o nosso [site](#), bem como o nosso relatório anual de sustentabilidade.



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921

www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

As luvas de exame da Medline são dispositivos médicos classe I não estéreis destinados a ser utilizados por profissionais de saúde.
Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.



Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. ML1195_PT 01/2022.