



**Bescherming
bij elk
contactpunt**



Onze belofte: Bescherming bij elk contactpunt.

Bescherming van uw frontlinie, bescherming van uw bedrijfsresultaten en beveiliging van uw toeleveringsketen met op maat gemaakte oplossingen om aan al uw behoeften op het gebied van onderzoekshandschoenen te voldoen.



Competitieve branche-expertise

Een toegewijd team maakt gebruik van 50 jaar ervaring op het gebied van onderzoekshandschoenen om de unieke behoeften van klanten te begrijpen.



Betrouwbaar en veerkrachtig aanbod

Onze gediversifieerde en uit meerdere bronnen bestaande productievoetafdruk minimaliseert de verstoring van de toeleveringsketen, **waardoor een serviceniveau van 98,8% voor onderzoekshandschoenen in Europa in 2023 wordt gehandhaafd.**



Toonaangevende innovatie

Naarmate uw handschoenbehoeften evolueren, luisteren onze mensen actief en leren ze hoe ze ons productportfolio moeten aanpassen en moderne oplossingen te bieden.



Strengere kwaliteitsnormen

We handhaven een consistente hoge kwaliteit door middel van kwaliteitscontrole op elk contactpunt, inclusief continue in-line kwaliteitscontroles, procesaudits, trendanalyse en sociale audits.



Klantgedreven oplossingen

Onze oplossingen zijn ontworpen met de behoeften van onze klanten voorop, wat ons streven naar uitmuntendheid stimuleert.

Wij zetten ons in voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) en hanteren daarbij een mens- en planeetbenadering.



Audit en ethische inkoop

Wij pleiten voor arbeids- en mensenrechten in de toeleveringsketen van Medline via ons Ethical Sourcing Program en Worldwide Accredited Production (WRAP)-certificering.



Milieu en klimaatverandering

Onze handschoenen fabricage is ISO 14001 gecertificeerd om milieurisico's te beoordelen, energiebesparingen te meten en de CO2-uitstoot te helpen verminderen

Lees het **Medline Global ESG Report 2023** voor meer informatie over onze duurzame initiatieven.

Onze toewijding aan u

Medline onderzoekshandschoenen zijn gecategoriseerd als klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen, in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2017/745 en geclassificeerd onder Richtlijn (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), Categorie III. Deze classificatie onderstreept onze toewijding aan het bieden van continue bescherming en het garanderen van de veiligheid van gezondheidswerkers en patiënten, **elk uur, elke minuut en elke seconde van elke dag.**



3,1m handschoenen per uur
52k handschoenen per **minuut**
879 handschoenen per seconde

Consistente kwaliteit

Consistentie is de sleutel.

We zetten ons in voor kwaliteit, zoals blijkt uit onze:

5-punten kwaliteitsproces

Solide infrastructuur

Intensieve producttesten


bsi. Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2
This is to certify that: **Medline International France SAS**, rue Charles Lindbergh, Chateaubriant, 44110, France
Holds Certificate Number: **MD 595395**
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 13485:2003 & EN ISO 13485:2003 for the following scope:
Design, development, manufacture and distribution of sterile surgical drapes, gowns, equipment covers, procedure packs, surgical masks, surgical personnel covering, suits, equipment, medical gloves, skin barrier film and silicone and foam wound care dressings.
For and on behalf of BSI: **Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director**
Original Registration Date: 16/07/2013
Latest Revision Date: 15/02/2017
Effective Date: 01/10
Expiry Date: 28/02/21
Page
...making excell

bsi. Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015
This is to certify that: **Medline Industries, Inc.**, 100 Functions, 3 Lakes Dr, Hartfordfield, Illinois, 60903, USA
Holds Certificate No: **EMS 578261**
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:
The environmental management system for the control of risks associated with injection molding, kit assembly, test rigging, distribution of adult disposable incontinence products and testing lab of disposable medical devices and associated equipment.
For and on behalf of BSI: **Carole Plange, SVS System Certification and Compliance**
Original Registration Date: 2012-05-16
Latest Revision Date: 2017-07-10
Effective Date: 2015-05-16
Expiry Date: 2018-05-15
Page: 1 of 2
...making excellence a habit

Strengere kwaliteitsnormen



Continue in-line kwaliteitscontroles en procesaudits ...
Elk jaar beoordelen onze inspecteurs het volledige productieproces op alle meer dan **50 fabriekslocaties wereldwijd.**



Trendanalyse
Om de consistentie te bevorderen, voeren we grondige analyses en trendanalyses uit **voor elke inkooporder die we produceren.** Dit om ervoor te zorgen dat onze kwaliteit niet afwijkt of verslechtert.

Klacht per miljoen (KPM)

Door onze strenge kwaliteitstestprocessen en strakke productspecificaties kunnen we het aantal klachten van klanten laag houden. Onze totale CPM-verkoophoeveelheid is vanaf 2023 bijna nul: 0,03. Dit betekent dat het aantal klachten per miljoen verkochte producten 0,03 bedraagt.



Materialen en Eigenschappen

	 Huidvriendelijk Nitril	 Nitril met lang manchet	 Nitril met kort manchet	 Vinyl	 Latex
Medische Hulpmiddelen Richtlijn (MHR)	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I	CE Klasse I
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) richtlijn	Categorie III	Categorie III	Categorie III	Categorie III	Categorie III
Latexvrij	✓	✓	✓	✓	
AQL volgens EN455-1	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
Lengte volgens EN455-2	≥ 240 mm	≥ 280 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm
Kracht bij breuk volgens EN455-2	≥ 6 N	≥ 9 N	≥ 6 N	≥ 3,6 N	≥ 3,6 N
Poedervrij volgens EN455-3	✓	✓	✓	✓	✓
Chemische testen volgens EN16523-1	✓	✓	✓	✓	✓
Chemo testen volgens ASTM D6978-05	✓	✓	✓		
Voedselcontact	✓	✓	✓	✓ (behalve bij vet voedsel)	
Vrij van versnellers	✓ (SensiCare® Free)			✓	
Steriele		✓ (Steriele Procedure Nitril)			



MDSFREE-X



MDSEXTx



MGSNx



MGE32x



CURE810x



OATN32x



MDS229x



48680x



MDS19207x



PRO400x



MDS908x



CUR823x



PINKE250x

Zie onze bestelgids en respectievelijke productflyers voor meer informatie over de eigenschappen van elke onderzoekshandschoen

Handschoenen eigenschappen: Chemicaliën en chemotherapie weerstand en virale penetratie

Chemicaliën en chemotherapie matrix

Medline onderzoekshandschoenen zijn getest met een groot aantal verschillende chemicaliën en chemotherapie medicatie.

Voor een volledige lijst met testresultaten en gedetailleerde informatie over de doorbraaktijd van elk chemisch middel en chemotherapiemedicijn kunt u contact opnemen met uw Medline-verkoopmanager om de chemische en chemotherapiematrix in te zien.

Virale penetratie

De virale penetratietest bepaalt of een handschoen een effectieve barrière vormt tegen de kleinste meetbare virussen ter wereld, phi-X174. Als de handschoen een barrière vormt tegen het phi-X174 virus, vormt het ook een barrière tegen grotere virussen. Al Medline's handschoenen slagen voor deze virale penetratietest.

Medline Slimme Verpakking – Modern en Duurzaam

Verpakkingsinnovaties helpen Medline op te vallen.

Verpakkingsfactor optimalisatie

- Zorgt voor afvalvermindering door het verhogen van de verpakkingsfactor van 100 naar 200 stuks/doos
 - Gebruikt dezelfde hoeveelheid karton (gebruikt om 100 te verpakken) om het dubbele aantal handschoenen te bevatten— voor minder karton afval

MicroStop™ folie

- Ontworpen om te zorgen dat er minder stof in de doos komt
- Gemaakt om afval te verminderen door handschoenen goed in de doos te houden

Recyclebare verpakkingen

- Gemaakt van 70 – 100% recyclebare bestanddelen
- 100% recyclebaar



Flat-layer verpakking

- Maakt het nemen van handschoenen makkelijker
- Helpt afval te verminderen dat ontstaat door het onbedoeld nemen van meerdere handschoenen
- Hoger aantal per doos; helpt met het maximaliseren van opslagruimte



Op kleur gebaseerde maatvoering

- Maakt het makkelijker om de juiste maat te kiezen (beter zicht en tijdsbesparend)
- Helpt afval te verminderen dat ontstaat door het per ongeluk kiezen van de verkeerde maat handschoen

Handschoenen per afdeling

Intensive care afdelingen

Zorgverleners op de intensive care hebben behoefte aan een handschoen die langer gedragen kan worden in een veeleisende omgeving.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen	✓	✓	✓	✓					

Niet kritieke afdelingen

Zorgverleners op afdelingen zoals verpleegafdelingen, chirurgie, radiologie, ademhaling, en fysiotherapie voeren meestal procedures uit waarbij niet veel stress uitgeoefend wordt op de onderzoekshandschoenen. Instellingen hebben meer keuzevrijheid bij het kiezen van een handschoen voor deze afdelingen.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Spoedeisende hulp

Zorgverleners op de spoedeisende hulp hebben handschoenen nodig die sterk genoeg zijn om rigoureuze taken aan te kunnen. Deze handschoenen moeten langer gedragen kunnen worden, terwijl ze beschermen tegen vocht, onbekende elementen en veeleisende situaties.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen	✓	✓	✓	✓	✓				

Kraamafdeling

Zorgverleners op de kraamafdeling hebben handschoenen nodig die langer gedragen kunnen worden, terwijl ze beschermen bieden tegen vloeistoffen, onbekende elementen en in veeleisende situaties.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Latexvrije handschoenen	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Steriele procedures						✓			

Pre/ Post Operatiekamer

OK personeel gebruikt onderzoekshandschoenen voornamelijk voor pre- en postoperatieve activiteiten, zoals het klaarzetten van de OK. Afhankelijk van de taken kunnen deze niet steriele onderzoekshandschoenen langere tijd gedragen worden. Maar tijdens een operatie worden onderzoekshandschoenen vaak niet gebruikt, omdat een steriele omgeving nodig is, in plaats van een schone omgeving.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Latexvrije handschoenen	✓	✓	✓						
Steriele procedures						✓			

Laboratorium

Laboratorium medewerkers hebben verschillende behoeften voor handschoenen. Sommige werken met agressieve chemicaliën waarvoor handschoenen met een grotere chemische weerstand nodig zijn, en andere vereisen handschoenen met een grotere grip die goed presteren in zowel natte als droge situaties

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Sterke chemische weerstand	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Betere grip	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Comfort	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weerstand tegen cytostatica	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Duurzaamheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tastgevoeligheid	✓	✓	✓			✓		✓	✓

Bloedafname

Verpleegkundigen die bloed afnemen hebben handschoenen nodig met uitstekende tastgevoeligheid, zodat ze de bloedvaten onder de huid kunnen vinden.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen	✓	✓	✓					✓	✓

Apotheek/oncologie

Zorgverleners die chemotherapie medicijnen bereiden, samenstellen en toedienen hebben nitril handschoenen nodig die getest zijn op gebruik met cytostatica.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Milieudiensten

Milieudiensten medewerkers kunnen te maken krijgen met agressieve schoonmaakmiddelen en zouden het beste nitril handschoenen kunnen gebruiken, aangezien deze de beste chemische weerstand hebben van alle handschoenmaterialen.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen	✓	✓	✓	✓	✓				

Centrale sterilisatie

Medewerkers op de centrale sterilisatie reinigen, ontsmetten, desinfecteren en steriliseren chirurgische instrumentensets. Deze activiteiten vereisen dikke handschoenen die agressieve chemicaliën en extra stress kunnen weerstaan.

	Nitril						Vinyl		Latex
	Kort manchet			Lang manchet			Kort manchet		Kort manchet
	Mediguard Speciaal Nitril	SensiCare® Ice	SensiCare® Free	SensiCare® Extended Cuff	SensiCare® PRO	Procedure Steriel Nitril	Eco Vinyl	Curad 3G	Curad Latex
Onderzoekshandschoenen					✓	✓			

Medline zet zich in voor hoogwaardige producten en diensten. Als wereldleider in de productie en distributie van onderzoekshandschoenen bieden wij de onderstaande garanties, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de handen van uw zorgverleners aan betrouwbare zorg worden toevertrouwd.

Medline beloftes:

- Grote wereldwijde infrastructuur om snel te kunnen reageren tijdens noodsituaties in de gezondheidszorg, waardoor de vraag sterk stijgt
- Op de juiste manier produceren
 - » Alle fabrieken zijn EN ISO13485 gecertificeerd voor consistentie en productkwaliteit.
 - » Alle fabrieken ondergaan regelmatig ESG audits om te zorgen voor het welzijn van medewerkers.

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline account manager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900


www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Medline niet steriele onderzoekshandschoenen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Medline steriele onderzoekshandschoenen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.



Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2025 Medline Industries LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML461_NL 01/2025