


































Produktübersicht Untersuchungshandschuhe

Wählen Sie Ihre Untersuchungshandschuhe ganz nach Ihren Bedürfnissen:

Produkt	Artikelnummer	Größe	Farbe	Textur	Materialdicke			Länge	Beschreibung	Packungseinheit
					Finger	Handfläche	Stulpe			
 Restore® 	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Creme-weiß	Texturierte Fingerspitzen	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	242 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, Innenbeschichtung aus kolloidalem Hafermehl, AQL: 1,0	 XS – L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Restore® Sense* 	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Mintgrün	Texturierte Fingerspitzen	0,16 mm	0,12 mm	0,10 mm	250 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, Innenbeschichtung aus kolloidalem Hafermehl, AQL: 1,0	 XS – L: 250 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 230 St./Box, 10 Boxen/Karton
 SensiCare® Free* 	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Dunkel- blau	Texturierte Fingerspitzen	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	250 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, frei von chemischen Beschleunigern, AQL: 1,5	 XS – L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton
 SensiCare® Ice* 	486800 486801 486802 486803 486804	X-Small Small Medium Large X-Large	Blau	Texturierte Fingerspitzen	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	250 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, AQL: 1,0	 XS – L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton
 SensiCare® Silk* 	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	X-Small Small Medium Large X-Large	Dunkel- blau	Texturierte Fingerspitzen	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	243 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, AQL: 1,0	 XS – L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton
 SensiCare® Pro* 	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Blau	Vollständig texturiert	0,23 mm	0,18 mm	0,11 mm	402 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, AQL: 1,0	 XS – L: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton
 MediGuard® Blue* 	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	X-Small Small Medium Large X-Large	Hellblau	Texturierte Fingerspitzen	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	248 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, AQL: 1,0	 XS – L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Generation Pink® Nitrile* 	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504	X-Small Small Medium Large X-Large	Pink	Texturierte Fingerspitzen	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	240 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, AQL: 1,0	 XS – L: 250 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 230 St./Box, 10 Boxen/Karton

*Dieser Handschuh wurde für den Umgang mit Zytostatika getestet und freigegeben.

 Dieser Handschuh hat zusätzliche Eigenschaften: Microstop-Folie, Flat-Layer Packaging, Farbcodierte Größenkennzeichnung

Produkt	Artikelnummer	Größe	Farbe	Textur	Materialdicke			Länge	Beschreibung	Packungseinheit
					Finger	Handfläche	Stulpe			
 Aloetouch® Extended Cuff*	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	Small Medium Large X-Large	Grün	Vollständig texturiert	0,16 mm	0,14 mm	0,10 mm	307 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, Innenbeschichtung mit Aloe Vera, AQL: 1,5	S – L: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton
 SensiCare® Extended Cuff*	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL	X-Small Small Medium Large X-Large	Blau	Texturierte Fingerspitzen	0,14 mm	0,10 mm	0,08 mm	284 mm	Nitril, puderfrei, unsteril, AQL: 1,0	XS – L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 90 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Curad® 3G Stretch Vinyl	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	X-Small Small Medium Large X-Large	Weiß	Glatt	0,10 mm	0,08 mm	0,06 mm	242 mm	Stretch Vinyl, puderfrei, unsteril, AQL: 1,5	★ XS – L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 90 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Accutouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	X-Small Small Medium Large X-Large	Durchsichtig	Glatt	0,10 mm	0,08 mm	0,06 mm	254 mm	Synthetisches Vinyl, puderfrei, unsteril, AQL: 1,5	★ XS – L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Eco Vinyl	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	X-Small Small Medium Large X-Large	Durchsichtig	Glatt	0,09 mm	0,07 mm	0,05 mm	240 mm	Synthetisches Vinyl, puderfrei, unsteril, AQL: 1,5	S – L: 150 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 130 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Curad® Latex	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	X-Small Small Medium Large X-Large	Beige	Texturierte Fingerspitzen	0,13 mm	0,11 mm	0,09 mm	246 mm	Latex, puderfrei, unsteril, AQL: 1,5	XS – L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 90 St./Box, 10 Boxen/Karton
 Medline Sterile Procedure Nitrile*	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	Small Medium Large X-Large	Blau	Texturierte Fingerspitzen	0,14 mm	0,11 mm	0,09 mm	296 mm	Nitril, puderfrei, steril, AQL: 1,0	S – L: 50 Paar/Box, 6 Boxen/Karton XL: 50 Paar/Box, 6 Boxen/Karton

*Dieser Handschuh wurde für den Umgang mit Zytostatika getestet und freigegeben.

★ Dieser Handschuh hat zusätzliche Eigenschaften: Microstop-Folie, Flat-Layer Packaging, Farbcodierte Größenkennzeichnung



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  