


















Guía de guantes de examen

Descripción de Producto	Referencia	Talla	Color	Textura	Grosor			Longitud	Características	Envasado
					Dedos	Palma	Puño			
 Restore® Nitrile*	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	XS S M L XL	Blanco	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	242 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril, Con revestimiento interno de avena coloidal	XS - L: 200 uds./disp. 10 disp./caja XL: 180 uds./disp. 10 disp./caja
 Restore® Sense*	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL	XS S M L XL	Verde claro	Puntas de dedos texturadas	0.16 mm	0.12 mm	0.10 mm	250 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril, Con revestimiento interno de avena coloidal	XS - L: 250 uds./disp. 10 disp./caja XL: 230 uds./disp. 10 disp./caja
 SensiCare® Free*	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	XS S M L XL	Azul oscuro	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril, Sin aceleradores	XS - L: 200 uds./disp. 10 disp./caja XL: 180 uds./disp. 10 disp./caja
 Generation Pink® Nitrile*	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504	XS S M L XL	Rosa	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 250 uds./disp. 10 disp./caja XL: 230 uds./disp. 10 disp./caja
 SensiCare® Ice*	486800 486801 486802 486803 486804	XS S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 200 uds./disp. 10 disp./caja XL: 180 uds./disp. 10 disp./caja
 SensiCare® Silk*	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	XS S M L XL	Azul oscuro	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	243 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 200 uds./disp. 10 disp./caja XL: 180 uds./disp. 10 disp./caja
 MediGuard® Blue*	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	XS S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	248 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 200 uds./disp. 10 disp./caja XL: 180 uds./disp. 10 disp./caja
 SensiCare® Pro*	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	XS S M L XL	Azul	Totalmente texturados	0.23 mm	0.18 mm	0.11 mm	402 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 50 uds./disp. 10 disp./caja XL: 50 uds./disp. 10 disp./caja

*Estos guantes han sido testados y aprobados para uso con agentes citostáticos.

	Descripción de Producto	Referencia	Talla	Color	Textura	Grosor			Longitud	Características	Envasado
						Dedos	Palma	Puño			
	Aloetouch® Long Cuff*	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	S M L XL	Verde	Totalmente texturados	0.16 mm	0.14 mm	0.10 mm	307 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril, Revestimiento interno de Aloe	S - L: 50 uds/disp. 10 disp./caja XL: 50 uds/disp. 10 disp./caja
	SensiCare® Long Cuff*	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL	XS S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.14 mm	0.10 mm	0.08 mm	284 mm	Nitrilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 100 uds/disp. 10 disp./caja XL: 90 uds/disp. 10 disp./caja
	Curad® 3G Stretch Vinyl	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	XS S M L XL	Blanco	Suave	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	242 mm	Cloruro de polivinilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 100 uds/disp. 10 disp./caja XL: 90 uds/disp. 10 disp./caja
	Accutouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	XS S M L XL	Transparente	Suave	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	254 mm	Cloruro de polivinilo, Sin polvo, No estéril	XS - L: 100 uds/disp. 10 disp./caja XL: 100 uds/disp. 10 disp./caja
	Eco Vinyl	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	XS S M L XL	Transparente	Suave	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Cloruro de polivinilo, Sin polvo, No estéril	S - L: 150 uds/disp. 10 disp./caja XL: 130 uds/disp. 10 disp./caja
	Curad® Latex	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	XS S M L XL	Beige	Puntas de dedos texturadas	0.13 mm	0.11 mm	0.09 mm	246 mm	Látex, Sin polvo, No estéril	XS - L: 100 uds/disp. 10 disp./caja XL: 90 uds/disp. 10 disp./caja
	Medline Sterile Procedure Nitrile*	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	S M L XL	Azul	Puntas de dedos texturadas	0.14 mm	0.11 mm	0.09 mm	296 mm	Nitrilo, Sin Polvo, Estéril	S - L: 50 pares/disp. 6 disp./caja XL: 50 pares/disp. 6 disp./caja

*Estos guantes han sido testados y aprobados para uso con agentes citostáticos.



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

FOLLOW US  