


















# Portfolio gants d'examen

Produit	Référence	Taille	Couleur	Texture	Epaisseur			Longueur des manchettes	Description	Conditionnement
					Doigts	Paume	Manchette			
 Restore® Nitrile*	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Crème	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	242 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Revêtement intérieur à base d'avoine colloïdale	<b>XS - L:</b> 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Restore® Sense*	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Vert menthe clair	Texturé au bout des doigts	0.16 mm	0.12 mm	0.10 mm	250 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Revêtement intérieur à base d'avoine colloïdale	<b>XS - L:</b> 250 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 230 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Free*	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu foncé	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Sans accélérateur	<b>XS - L:</b> 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Generation Pink® Nitrile*	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Rose	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	<b>XS - L:</b> 250 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 230 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Ice*	486800 486801 486802 486803 486804	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	<b>XS - L:</b> 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Silk*	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu foncé	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	243 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	<b>XS - L:</b> 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 MediGuard® Blue*	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu clair	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	248 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	<b>XS - L:</b> 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Pro*	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé sur toute sa surface	0.23 mm	0.18 mm	0.11 mm	402 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	<b>XS - L:</b> 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton

\*Ces gants ont été testés et sont conformes pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie.

Produit	Référence	Taille	Couleur	Texture	Epaisseur			Longueur des manchettes	Description	Conditionnement	
					Doigts	Paume	Manchette				
	Aloetouch® Long Cuff*	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Vert	Texturé sur toute sa surface	0.16 mm	0.14 mm	0.10 mm	307 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Revêtement intérieur à l' Aloé Vera	<b>S – L:</b> 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
	SensiCare® Long Cuff*	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé au bout des doigts	0.14 mm	0.10 mm	0.08 mm	284 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	<b>XS – L:</b> 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton
	Curad® 3G Stretch Vinyl	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Blanc	Lisse	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	242 mm	Vinyle élastique Non-poudré Non-stérile	<b>XS – L:</b> 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton
	Accutouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Translucide	Lisse	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	254 mm	Vinyle synthétique Non-poudré Non-stérile	<b>XS – L:</b> 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton
	Eco Vinyl	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Translucide	Lisse	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Vinyle synthétique Non-poudré Non-stérile	<b>S – L:</b> 150 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 130 unités/boîte, 10 boîtes/carton
	Curad® Latex	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Beige	Texturé au bout des doigts	0.13 mm	0.11 mm	0.09 mm	246 mm	Latex Non-poudré Non-stérile	<b>XS – L:</b> 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton <b>XL:</b> 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton
	Medline Sterile Procedure Nitrile*	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé au bout des doigts	0.14 mm	0.11 mm	0.09 mm	296 mm	Nitrile Non-poudré Stérile	<b>S – L:</b> 50 paires/boîte, 6 boîtes/carton <b>XL:</b> 50 paires/boîte, 6 boîtes/carton

\*Ces gants ont été testés et sont conformes pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie.



**Medline International France SAS**  
Le Val St-Quentin  
2 Rue René Caudron  
Bâtiment 13F  
78960 Voisins-le-Bretonneux  
France  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
Belgique  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle  
1204 Genève  
Suisse  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  