


















# Onderzoekshandshoenen bestelgids

Productnaam	Item nummers	Maten	Kleur	Structuur	Dikte			Manchet lengte	Omschrijving	Verpakking
					Vingers	Palm	Manchet			
 Restore® Nitrile*	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Wit	Vingertoppen met structuur	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	242 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel, met colloïdale haverhout binnen coating	<b>XS - L:</b> 200 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 180 stuks/doos, 10 doos/CS
 Restore® Sense*	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Licht mintgroen	Vingertoppen met structuur	0.16 mm	0.12 mm	0.10 mm	250 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel, met colloïdale haverhout binnen coating	<b>XS - L:</b> 250 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 230 stuks/doos, 10 doos/CS
 SensiCare® Free*	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Donker blauw	Vingertoppen met structuur	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel, vrij van chemische versnellers	<b>XS - L:</b> 200 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 180 stuks/doos, 10 doos/CS
 Generation Pink® Nitrile*	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504	X-Small Small Medium Large X-Large	Roze	Vingertoppen met structuur	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS - L:</b> 250 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 230 stuks/doos, 10 doos/CS
 SensiCare® Ice*	486800 486801 486802 486803 486804	X-Small Small Medium Large X-Large	Blauw	Vingertoppen met structuur	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS - L:</b> 200 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 180 stuks/doos, 10 doos/CS
 SensiCare® Silk*	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	X-Small Small Medium Large X-Large	Donker blauw	Vingertoppen met structuur	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	243 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS - L:</b> 200 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 180 stuks/doos, 10 doos/CS
 MediGuard® Blue*	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	X-Small Small Medium Large X-Large	Licht blauw	Vingertoppen met structuur	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	248 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS - L:</b> 200 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 180 stuks/doos, 10 doos/CS
 SensiCare® Pro*	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	X-Small Small Medium Large X-Large	Blauw	Volledig gestructureerd	0.23 mm	0.18 mm	0.11 mm	402 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS - L:</b> 50 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 50 stuks/doos, 10 doos/CS

\*Deze handschoenen zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapie medicatie.

	Productnaam	Item nummers	Maten	Kleur	Structuur	Dikte			Manchet lengte	Omschrijving	Verpakking
						Vingers	Palm	Manchet			
	Aloetouch® Long Cuff*	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	Small Medium Large X-Large	Groen	Volledig gestructureerd	0.16 mm	0.14 mm	0.10 mm	307 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel, binnenkant aloë coating	<b>S – L:</b> 50 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 50 stuks/doos, 10 doos/CS
	SensiCare® Long Cuff*	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL	X-Small Small Medium Large X-Large	Blauw	Vingertoppen met structuur	0.14 mm	0.10 mm	0.08 mm	284 mm	Nitril, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS – L:</b> 100 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 90 stuks/doos, 10 doos/CS
	Curad® 3G Stretch Vinyl	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	X-Small Small Medium Large X-Large	Wit	Glad	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	242 mm	Stretch vinyl, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS – L:</b> 100 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 90 stuks/doos, 10 doos/CS
	Accutouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	X-Small Small Medium Large X-Large	Transparant	Glad	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	254 mm	Stretch vinyl, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS – L:</b> 100 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 100 stuks/doos, 10 doos/CS
	Eco Vinyl	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	X-Small Small Medium Large X-Large	Transparant	Glad	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Stretch vinyl, niet gepoederd, onsteriel	<b>S – L:</b> 150 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 130 stuks/doos, 10 doos/CS
	Curad® Latex	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	X-Small Small Medium Large X-Large	Beige	Vingertoppen met structuur	0.13 mm	0.11 mm	0.09 mm	246 mm	Latex, niet gepoederd, onsteriel	<b>XS – L:</b> 100 stuks/doos, 10 doos/CS <b>XL:</b> 90 stuks/doos, 10 doos/CS
	Medline Sterile Procedure Nitrile*	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	Small Medium Large X-Large	Blauw	Vingertoppen met structuur	0.14 mm	0.11 mm	0.09 mm	296 mm	Nitril, niet gepoederd, steriel	<b>S – L:</b> 50 paar/doos, 6 doos/CS <b>XL:</b> 50 paar/doos, 6 doos/CS

\*Deze handschoenen zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met chemotherapie medicatie.



**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland  
Tel: +31 88 00 11900  
Fax: +31 88 00 11929  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
B-1831 Diegem  
België  
Tel: +32 2 808 7493  
Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  