


















Guia de luvas de exame

Descrição do Produto	Referência	Tamanho	Cor	Textura	Grossura			Comprimento	Características	Embalagem
					Dedos	Palma	Punho			
 Restore® Nitrile*	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	XS S M L XL	Branco	Pontas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	242 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril, Com revestimento interno de aveia coloidal	XS – L: 200 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 180 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Restore® Sense*	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL	XS S M L XL	Verde menta pálido	Pontas de dedos texturadas	0.16 mm	0.12 mm	0.10 mm	250 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril, Com revestimento interno de aveia coloidal	XS – L: 250 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 230 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 SensiCare® Free*	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	XS S M L XL	Azul escuro	Pontas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril, Sem aceleradores	XS – L: 200 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 180 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Generation Pink® Nitrile*	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504	XS S M L XL	Rosa	Pontas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril	XS – L: 250 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 230 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 SensiCare® Ice*	486800 486801 486802 486803 486804	XS S M L XL	Azul	Pontas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	250 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril	XS – L: 200 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 180 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 SensiCare® Silk*	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	XS S M L XL	Azul escuro	Pontas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	243 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril	XS – L: 200 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 180 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 MediGuard® Blue*	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	XS S M L XL	Azul claro	Pontas de dedos texturadas	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	248 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril	XS – L: 200 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 180 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 SensiCare® Pro*	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	XS S M L XL	Azul	Totalmente texturadas	0.23 mm	0.18 mm	0.11 mm	402 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril	XS – L: 50 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 50 Unid./Disp., 10 Disp./caixa

*Estas luvas foram testadas e aprovadas para o uso com fármacos para quimioterapia.

Descrição do Produto	Referência	Tamanho	Cor	Textura	Grossura			Comprimento	Características	Embalagem
					Dedos	Palma	Punho			
 Aloetouch® Long Cuff*	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	S M L XL	Verde	Totalmente texturadas	0.16 mm	0.14 mm	0.10 mm	307 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril, Revestimento interno de Aloe	S - L: 50 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 50 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 SensiCare® Long Cuff*	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL	XS S M L XL	Azul	Pontas de dedos texturadas	0.14 mm	0.10 mm	0.08 mm	284 mm	Nitrilo, Sem pó, Não estéril	XS - L: 100 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 90 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Curad® 3G Stretch Vinyl	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	XS S M L XL	Branco	Suave	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	242 mm	Cloreto de Polivinilo, Sem pó, Não estéril	XS - L: 100 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 90 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Accutouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	XS S M L XL	Transparente	Suave	0.10 mm	0.08 mm	0.06 mm	254 mm	Cloreto de Polivinilo, Sem pó, Não estéril	XS - L: 100 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 100 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Eco Vinyl	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	XS S M L XL	Transparente	Suave	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	240 mm	Cloreto de Polivinilo, Sem pó, Não estéril	S - L: 150 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 130 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Curad® Latex	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	XS S M L XL	Bege	Pontas de dedos texturadas	0.13 mm	0.11 mm	0.09 mm	246 mm	Látex, Sem Pó, Não Estéril	XS - L: 100 Unid./Disp., 10 Disp./caixa XL: 90 Unid./Disp., 10 Disp./caixa
 Medline Sterile Procedure Nitrile*	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	S M L XL	Azul	Pontas de dedos texturadas	0.14 mm	0.11 mm	0.09 mm	296 mm	Nitrilo, Sem pó, Estéril	S - L: 50 Pares/Disp., 6 Disp./caixa XL: 50 Pares/Disp., 6 Disp./caixa

*Estas luvas foram testadas e aprovadas para o uso com fármacos para quimioterapia.



Medline International Portugal, Unipessoal, Lda
 Campo Grande, 137, 1º dtº
 Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Campo Grande
 1700 089 Lisboa
 Portugal
 Linha Azul: +351 808 291 921
 Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  