

## Standard Nitril



### MediGuard Special Nitrile

<b>Artikelnummer</b>	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Violettblau
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	7,0 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	240 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,10 mm; 0,08 mm; 0,07 mm (± 0,03) mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 200 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 180 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



### SensiCare® Silk

<b>Artikelnummer</b>	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Violettblau
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	6,7 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	244 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,09 mm; 0,07 mm; 0,05 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 200 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 180 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



### SensiCare® Ice

<b>Artikelnummer</b>	486800 486801 486802 486803 486804
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Violettblau
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	8,1 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	249 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,09 mm; 0,07 mm; 0,05 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 200 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 180 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



# Exam Gloves Ordering Guide

## Special Nitrile



### SensiCare® Free

<b>Besonderes</b>	frei von Beschleunigern
<b>Artikelnummer</b>	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	8,2 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	243 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,09 mm; 0,07 mm; 0,05 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 200 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 180 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



### Restore® Sense

<b>Besonderes</b>	Innere Beschichtung aus kolloidalem Hafermehl
<b>Artikelnummer</b>	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Limonengrün
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	6,8 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	244 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,05 mm; 0,05 mm; 0,045 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 250 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 230 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



### Generation Pink Nitrile

<b>Besonderes</b>	Bewusstsein für das Thema Brustkrebs
<b>Artikelnummer</b>	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Pink
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	6,7 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	240 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,09 mm; 0,07 mm; 0,05 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 250 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 230 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



### Sterile Procedure Nitrile Steril

<b>Artikelnummer</b>	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297
<b>Größen</b>	S - XL
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	7,8 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	302 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,14 mm; 0,011 mm; 0,09 mm
<b>Packungseinheit</b>	S - L: 50 Paare/Box, 6 Boxen/ Karton XL: 50 Paare/Box, 6 Boxen/ Karton

## Nitril lange Stulpe



### SensiCare® Extended Cuff

<b>Artikelnummer</b>	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Textur</b>	Fingerspitzen texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	12,4 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	280 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,14 mm; 0,10 mm; 0,08 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 100 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 90 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton



### SensiCare® Pro

<b>Artikelnummer</b>	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL
<b>Größen</b>	XS - XL
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Textur</b>	voll texturiert
<b>Reißfestigkeit (vor Alterung)</b>	20,4 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Länge (Größe M)</b>	412 mm
<b>Dicke (Finger; Handfläche; Manschette)</b>	0,23 mm; 0,18 mm; 0,11 mm
<b>Packungseinheit</b>	XS - L: 50 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton XL: 50 Stk./Box, 10 Boxen/ Karton

## Vinyl



### Eco Vinyl

MGE323  
MGE324  
MGE325  
MGE326  
MGE327

#### Artikelnummer

#### Größen

XS - XL

#### Farbe

Transparent

#### Textur

Glatt

#### Reißfestigkeit (vor Alterung)

4,4 N

#### AQL

1,5

#### Länge (Größe M)

245 mm

#### Dicke

(Finger; Handfläche;  
Manschette)

0,11 mm; 0,09 mm; 0,07 mm  
(± 0,03) mm

#### Packungseinheit

XS - L: 150 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton  
XL: 130 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton



### ACCUtouch®

MDS192074  
MDS192075  
MDS192076  
MDS192077

S - XL

Transparent

Glatt

4,7 N

1,5

250 mm

0,10 mm; 0,08 mm; 0,06 mm

S - XL: 100 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton



### Curad® 3G

CUR8233  
CUR8234  
CUR8235  
CUR8236  
CUR8237

XS - XL

Weiß

Glatt

3,7 N

1,5

248 mm

0,10 mm; 0,08 mm; 0,06 mm

XS - L: 100 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton  
XL: 90 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton

## Latex



### Curad® Latex

CURE8103  
CURE8104  
CURE8105  
CURE8106  
CURE8107

XS - XL

Weiß

Glatt

7,5 N

1,5

249 mm

0,13 mm; 0,11 mm; 0,09 mm

XS - L: 100 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton  
XL: 90 Stk./Box, 10 Boxen/  
Karton

**Wir haben  
die richtigen  
Handschuhe  
für jede  
Aufgabe.**

## Boxhalterungen aus Draht



### Einzelboxhalterungen

MDS191094

#### Artikelnummer

#### Material

Beschichteter Draht

#### Farbe

Weiß

#### Packungseinheit

10 Halterungen/Karton



### Doppelboxhalterungen

MDS192094B

Beschichteter Draht

Weiß

6 Halterungen/Karton



### Dreifachboxhalterungen

MDS193094

Beschichteter Draht

Weiß

10 Halterungen/Karton

## Boxhalterungen aus Plexiglas



### Einzelboxhalterungen

INTL191096

#### Artikelnummer

#### Material

Plexiglas

#### Farbe

Transparent

#### Packungseinheit

12 Halterungen/Karton



### Dreifachboxhalterungen

INTL193096

Plexiglas

Transparent

6 Halterungen/Karton