

Nitrilo estándar



MediGuard Special Nitrile

Referencia	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL
Tamaños	XS - XL
Color	Azul violeta
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	7.0 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	240 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,10; 0,08; 0,07 (± 0,03) mm
Envasado	XS - L: 200 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 180 ud./caja, 10 cajas/envase



SensiCare® Silk

Referencia	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087
Tamaños	XS - XL
Color	Azul violeta
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	6.7 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	244 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Envasado	XS - L: 200 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 180 ud./caja, 10 cajas/envase



SensiCare® Ice

Referencia	486800 486801 486802 486803 486804
Tamaños	XS - XL
Color	Azul violeta
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	8.1 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	249 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Envasado	XS - L: 200 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 180 ud./caja, 10 cajas/envase

Nitrilo especial



SensiCare® Free

Especialidad	Libre de aceleradores
Referencia	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL
Tamaños	XS - XL
Color	Azul
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	8.2 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	243 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Envasado	XS - L: 200 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 180 ud./caja, 10 cajas/envase



Restore® Sense

Especialidad	Recubrimiento interior de avena coloidal
Referencia	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL
Tamaños	XS - XL
Color	Verde
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	6.8 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	244 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,05; 0,05; 0,045 mm
Envasado	XS - L: 250 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 230 ud./caja, 10 cajas/envase



Nitrilo Generation Pink

Especialidad	Concienciación sobre el cáncer de mama
Referencia	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504
Tamaños	XS - XL
Color	Rosa
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	6.7 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	240 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Envasado	XS - L: 250 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 230 ud./caja, 10 cajas/envase



Sterile Procedure Nitrile

Especialidad	Esterilidad
Referencia	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297
Tamaños	S - XL
Color	Azul
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	7.8 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	302 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,14; 0,011; 0,09 mm
Envasado	S - L: 50 pares/caja, 6 cajas/ envase XL: 50 pares/caja, 6 cajas/envase

Nitrilo de puño largo



Sensicare® Extended Cuff

Referencia	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
Tamaños	XS - XL
Color	Azul
Texturizado	Puntas de los dedos
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	12.4 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	280 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,14; 0,10; 0,08 mm
Envasado	XS - L: 100 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 90 ud./caja, 10 cajas/envase



SensiCare® Pro

Referencia	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL
Tamaños	XS - XL
Color	Azul
Texturizado	Completamente texturizados
Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)	20.4 N
AQL	1,0
Longitud de puño (Talla M)	412 mm
Grosor (Dedos; palma; puño)	0,23; 0,18; 0,11 mm
Envasado	XS - L: 50 ud./caja, 10 cajas/ envase XL: 50 ud./caja, 10 cajas/envase

Guía para el pedido de guantes de examen

Vinilo



Eco Vinyl

MGE323
MGE324
MGE325
MGE326
MGE327

Referencia

Tamaños

XS - XL

Color

Transparente

Texturizado

Suave

Fuerza de rotura (Antes del envejecimiento acelerado)

4.4 N

AQL

1,5

Longitud de puño (Talla M)

245 mm

Grosor

(Dedos; palma; puño)

0,11; 0,09; 0,07 (± 0,03) mm

Envasado

XS - L: 150 ud./caja, 10 cajas/
envase
XL: 130 ud./caja, 10 cajas/envase



ACCUtouch®

MDS192074
MDS192075
MDS192076
MDS192077

S - XL

Transparente

Suave

4.7 N

1,5

250 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

S - XL: 100 ud./caja, 10 cajas/
envase



Curad® 3G

CUR8233
CUR8234
CUR8235
CUR8236
CUR8237

XS - XL

Blanco

Suave

3.7 N

1,5

248 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

XS - L: 100 ud./caja, 10 cajas/
envase
XL: 90 ud./caja, 10 cajas/envase

Látex



Curad® Latex

CURE8103
CURE8104
CURE8105
CURE8106
CURE8107

XS - XL

Blanco

Suave

7.5 N

1,5

249 mm

0,13; 0,11; 0,09 mm

XS - L: 100 ud./caja, 10 cajas/
envase
XL: 90 ud./caja, 10 cajas/envase

**Ofrecemos
los guantes
adecuados
para cada
tarea.**

Soportes de alambre para cajas



Soporte para caja individual

MDS191094

Referencia

Material

Alambre revestido

Color

Blanco

Envasado

10 soportes por caja



Soporte para cajas doble

MDS192094B

Alambre revestido

Blanco

6 soportes por caja



Soporte para cajas triple

MDS193094

Alambre revestido

Blanco

10 soportes por caja

Soportes de plexiglás para cajas



Soporte para caja individual

INTL191096

Referencia

Material

Plexiglás

Color

Transparente

Envasado

12 soportes por caja



Soporte para cajas triple

INTL193096

Plexiglás

Transparente

6 soportes por caja