

Nitrile Standard



MediGuard Special Nitrile

MGSNXS
MGSNS
MGSNM
MGSNL
MGSNXL

Référence

Tailles

XS - XL

Couleur

Bleu-violet

Texture

Bout de doigt

Force à la rupture

7.0 N

NQA

1,0

Longueur manchette (Taille M)

240 mm

Épaisseur (Doigt ; Paume ; Manchette)

0,10; 0,08; 0,07 (± 0,03) mm

Conditionnement

XS-L : 200 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 180 unités/boîte,
10 boîtes/carton



SensiCare® Silk

MDS9083
MDS9084
MDS9085
MDS9086
MDS9087

XS - XL

Bleu-violet

Bout de doigt

6.7 N

1,0

244 mm

0,09; 0,07; 0,05 mm

XS-L : 200 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 180 unités/boîte,
10 boîtes/carton



SensiCare® Ice

486800
486801
486802
486803
486804

XS - XL

Bleu-violet

Bout de doigt

8.1 N

1,0

249 mm

0,09; 0,07; 0,05 mm

XS-L : 200 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 180 unités/boîte,
10 boîtes/carton

Nitrile Spécial



SensiCare® Free

Sans accélérateurs

MDSFREE-XS
MDSFREE-S
MDSFREE-M
MDSFREE-L
MDSFREE-XL

Spécificités

Référence

Tailles

XS - XL

Couleur

Bleu

Texture

Bout de doigt

Force à la rupture

8.2 N

NQA

1,0

Longueur manchette (Taille M)

243 mm

Épaisseur (Doigt ; Paume ; Manchette)

0,09; 0,07; 0,05 mm

Conditionnement

XS-L : 200 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 180 unités/boîte,
10 boîtes/carton



Restore® Sense

Revêtement interne à la farine
d'avoine colloïdale

OATN32XS
OATN32S
OATN32M
OATN32L
OATN32XL

XS - XL

Vert citron

Bout de doigt

6.8 N

1,0

244 mm

0,05; 0,05; 0,045 mm

XS-L : 250 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 230 unités/boîte,
10 boîtes/carton



Generation Pink Nitrile

Sensibilisation au cancer du
sein

PINKE2500
PINKE2501
PINKE2502
PINKE2503
PINKE2504

XS - XL

Rose

Bout de doigt

6.7 N

1,0

240 mm

0,09; 0,07; 0,05 mm

XS-L : 250 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 230 unités/boîte,
10 boîtes/carton



Medline Stérile Procédure Nitrile

MDS2294
MDS2295
MDS2296
MDS2297

S - XL

Bleu

Bout de doigt

7.8 N

1,0

302 mm

0,14; 0,011; 0,09 mm

S-L : 50 paires/boîte,
6 boîtes/carton
XL : 50 paires/boîte,
6 boîtes/carton

Nitrile longue manchette



Sensicare® Extended Cuff

MDSEXTXS
MDSEXTS
MDSEXTM
MDSEXTL
MDSEXTXL

XS - XL

Bleu

Bout de doigt

12.4 N

1,0

280 mm

0,14; 0,10; 0,08 mm

XS-L : 100 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 90 unités/boîte,
10 boîtes/carton



SensiCare® Pro400

PRO400XS
PRO400S
PRO400M
PRO400L
PRO400XL

XS - XL

Bleu

Entièrement texturée

20.4 N

1,0

412 mm

0,23; 0,18; 0,11 mm

XS-L : 50 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 50 unités/boîte,
10 boîtes/carton



Guide Gants d'examen

Vinyle



Eco Vinyl

MGE323
MGE324
MGE325
MGE326
MGE327

Référence

Tailles

XS - XL

Couleur

Transparent

Texture

Lisse

Force à la rupture

4.4 N

NQA

1,5

Longueur manchette (Taille M)

245 mm

Épaisseur (Doigt ; Paume ; Manchette)

0,11; 0,09; 0,07 (± 0,03) mm

Conditionnement

XS-L : 150 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 130 unités/boîte,
10 boîtes/carton



ACCUtouch®

MDS192074
MDS192075
MDS192076
MDS192077

S - XL

Transparent

Lisse

4.7 N

1,5

250 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

S-XL : 100 unités/boîte,
10 boîtes/carton



Curad® 3G

CUR8233
CUR8234
CUR8235
CUR8236
CUR8237

XS - XL

Blanc

Lisse

3.7 N

1,5

248 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

XS-L : 100 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 90 unités/boîte,
10 boîtes/carton

Latex



Curad® Latex

CURE8103
CURE8104
CURE8105
CURE8106
CURE8107

XS - XL

Blanc

Lisse

7.5 N

1,5

249 mm

0,13; 0,11; 0,09 mm

XS-L : 100 unités/boîte,
10 boîtes/carton
XL : 90 unités/boîte,
10 boîtes/carton

**Nous vous
proposons des
gants adaptés à
chaque usage**

Supports de boîtes métalliques



Une boîte

MDS191094

Référence

Matériau

Revêtement métallique

Couleur

Blanc

Conditionnement

10 Supports par carton



Deux boîtes

MDS192094B

Revêtement métallique

Blanc

6 Supports par carton



Trois boîtes

MDS193094

Revêtement métallique

Blanc

10 Supports par carton

Supports de boîtes Plexiglas



Une boîte

INTL191096

Référence

Matériau

Plexiglas

Couleur

Transparent

Conditionnement

12 Supports par carton



Trois boîtes

INTL193096

Plexiglas

Transparent

6 Supports par carton