

Nitrile Standard



	MediGuard Special Nitrile	SensiCare® Ice
Référence	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL	486800 486801 486802 486803 486804
Tailles	XS-XL	XS-XL
Couleur	Bleu-violet	Bleu-violet
Texture	Bout de doigt	Bout de doigt
Type d'EPI	Type B	Type C
Force à la rupture	7.0 N	8.1 N
NQA	≤ 1.0	≤ 1.0
Longueur manchette (Taille M)	240 mm	249 mm
Conditionnement	XS-L : 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton	XS-L : 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton

Nitrile longue manchette



	SensiCare® 300 Long	SensiCare® Extended Cuff
Référence	MDSMID-S MDSMID-M MDSMID-L MDSMID-XL	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
Tailles	S-XL	XS-XL
Couleur	Bleu	Bleu
Texture	Bout de doigt	Bout de doigt
Type d'EPI	Type B	Type B
Force à la rupture	11.0 N	12.4 N
NQA	≤ 1.0	≤ 1.0
Longueur manchette (Taille M)	300 mm	280 mm
Conditionnement	S-L : 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton	XS-L : 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton



Guide Gants d'examen

Nitrile Spécial



Spécificités	SensiCare® Free Sans Accélérateurs	Restore® Sense Revêtement interne à la farine d'avoine colloïdale	Generation Pink Nitrile Sensibilisation au cancer du sein	Medline Stérile Procédure Nitrile	SensiCare® Pro Extra-long (400 mm) pour la stérilisation et la manipulation en laboratoire	SensiCare® Silk Cuff 1 st
Référence	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL	PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	MDS9083CF MDS9084CF MDS9085CF MDS9086CF MDS9087CF
Tailles	XS-XL	XS-XL	S, M, L	S-XL	XS-XL	XS-XL
Couleur	Bleu	Citron vert	Rose	Bleu	Bleu	Bleu-violet
Texture	Bout de doigt	Bout de doigt	Bout de doigt	Bout de doigt	Entièrement texturée	Bout de doigt
Type d'EPI	Type B	Type C	Type C	Type B	Type B	Type C
Force à la rupture	8.2 N	6.8 N	6.7 N	7.8 N	20.4 N	6.7 N
NQA	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
Longueur manchette (Taille M)	243 mm	244 mm	240 mm	302 mm	412 mm	244 mm
Conditionnement	XS-L : 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton	XS-L : 250 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 230 unités/boîte, 10 boîtes/carton	S-L : 250 unités/boîte, 10 boîtes/carton	S-L : 50 paires/boîte, 6 boîtes/carton XL : 50 paires/boîte, 6 boîtes/carton	XS-L : 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton	XS-L : 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton

Développement durable

Vinyle



	Eco Vinyl	ACCUtouch*	Curad* 3G
Référence	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237
Tailles	XS-XL	S-XL	XS-XL
Couleur	Transparent	Transparent	Blanc
Texture	Lisse	Lisse	Lisse
Type d'EPI	Type C	Type C	Type C
Force à la rupture	4.4 N	4.7 N	3.7 N
NQA	≤ 1.5	≤ 1.5	1,5
Longueur manchette (Taille M)	245 mm	250 mm	248 mm
Conditionnement	XS-L : 150 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 130 unités/boîte, 10 boîtes/ carton	S-XL : 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton	XS-L : 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 90 unités/boîte, 10 boîtes/ carton

Latex



	Curad* Latex
Référence	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107
Tailles	XS-XL
Couleur	Blanc
Texture	Lisse
Type d'EPI	Type C
Force à la rupture	7.5 N
NQA	≤ 1.5
Longueur manchette (Taille M)	249 mm
Conditionnement	XS-L : 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL : 90 unités/boîte, 10 boîtes/ carton

Nous vous proposons des gants adaptés à chaque usage

Supports de boîtes métalliques



	Support pour une boîte	Support pour deux boîtes	Support pour trois boîtes
Référence	MDS191094	MDS192094B	MDS193094
Matériau	Revêtement métallique	Revêtement métallique	Revêtement métallique
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Conditionnement	10 Supports par carton	6 Supports par carton	10 Supports par carton

Supports de boîtes Plexiglas



	Support pour une boîte	Support pour trois boîtes
Référence	INTL191096	INTL193096
Matériau	Plexiglas	Plexiglas
Couleur	Transparent	Transparent
Conditionnement	12 Supports par carton	6 Supports par carton

Supports de boîte de gants Cuff 1st



Supports de trois boîtes de gants Cuff 1st avec barre de support

Référence	MDSCF3
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Conditionnement	2 jeux de supports de boîtes Cuff 1st et 2 barres de support

Les gants d'examen Medline sont des dispositifs médicaux non stériles de classe I.

Les gants Medline Stérile Procédure Nitrile sont des dispositifs médicaux stériles de classe I.

Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans ce document.

© 2025 Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML313_FR 02/2025.

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

