

Nitrile standard



MediGuard Special Nitrile

Codice prodotto	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL
Taglie	XS-XL
Colore	Blu violaceo
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	7,0-N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	240 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,10; 0,08; 0,07 (± 0,03) mm
Confezionamento	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



SensiCare® Silk

Codice prodotto	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087
Taglie	XS-XL
Colore	Blu violaceo
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	6,7-N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	244 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Confezionamento	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



SensiCare® Ice

Codice prodotto	486800 486801 486802 486803 486804
Taglie	XS-XL
Colore	Blu violaceo
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	8,1-N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	249 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Confezionamento	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone

Guida per ordinare i guanti da esame

Special Nitrile



SensiCare® Free

Senza Acceleratori

Specialità	Senza Acceleratori
Codice prodotto	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL
Taglie	XS-XL
Colore	Blu
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	8,2 N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	243 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Confezionamento	XS - L: 200 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 180 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



Restore® Sense

Rivestimento interno in farina d'avena colloidale

Codice prodotto	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL
Taglie	XS-XL
Colore	Verde limone
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	6,8 N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	244 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,05; 0,05; 0,045 mm
Confezionamento	XS - L: 250 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 230 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



Generation Pink Nitrile

Sensibilizzazione contro il cancro al seno

Codice prodotto	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504
Taglie	XS-XL
Colore	Rosa
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	6,7-N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	240 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,09; 0,07; 0,05 mm
Confezionamento	XS - L: 250 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 230 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



Sterile Procedure Nitrile

Guanto in nitrile sterile

Codice prodotto	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297
Taglie	XS-XL
Colore	Blu
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	7,8 N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	302 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,14; 0,011; 0,09 mm
Confezionamento	S - L: 50 guanti/dispenser, 6 dispenser/cartone XL: 50 guanti/dispenser, 6 dispenser/cartone

Nitrile con polsino lungo



Sensicare® Extended Cuff

Codice prodotto	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
Taglie	XS-XL
Colore	Blu
Superficie texturizzata	Punta delle dita
Forza alla rottura	12,4 N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	280 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,14; 0,10; 0,08 mm
Confezionamento	XS - L: 100 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 90 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone



SensiCare® Pro

Codice prodotto	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL
Taglie	XS-XL
Colore	Blu
Superficie texturizzata	Interamente texturizzati
Forza alla rottura	20,4 N
AQL 1.0	1,0
Lunghezza del polsino (taglia M)	412 mm
Spessore (dita, palmo, polsino)	0,23; 0,18; 0,11 mm
Confezionamento	XS - L: 50 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone XL: 50 guanti/dispenser, 10 dispenser/cartone

Vinile



Eco Vinyl

MGE323
MGE324
MGE325
MGE326
MGE327

Codice prodotto

Taglie

XS-XL

Colore

Trasparente

Superficie texturizzata

Liscio

Forza alla rottura

4.4 N

AQL 1.0

1,5

Lunghezza del polsino (taglia M)

245 mm

Spessore

(dita, palmo, polsino)

0,11; 0,09; 0,07 (± 0,03) mm

Confezionamento

XS - L: 150 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone
XL: 130 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone



ACCUtouch®

MDS192074
MDS192075
MDS192076
MDS192077

XS-XL

Trasparente

Liscio

4.7 N

1,5

250 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

S - XL: 100 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone



Curad® 3G

CUR8233
CUR8234
CUR8235
CUR8236
CUR8237

XS-XL

Bianco

Liscio

3.7 N

1,5

248 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

XS - L: 100 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone
XL: 90 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone

In Lattice



Curad® Latex

CURE8103
CURE8104
CURE8105
CURE8106
CURE8107

XS-XL

Bianco

Liscio

7.5 N

1,5

249 mm

0,13; 0,11; 0,09 mm

XS - L: 100 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone
XL: 90 guanti/dispenser,
10 dispenser/cartone

Vi forniamo i guanti giusti per la giusta procedura.

Supporto in metallo



Supporto singolo

MDS191094

Codice prodotto

Materiale

Filo rivestito

Colore

Bianco

Confezionamento

10 pezzi per confezione di vendita



Supporto doppio

MDS192094B

Filo rivestito

Bianco

6 pezzi per confezione di vendita



Supporto triplo

MDS193094

Filo rivestito

Bianco

10 pezzi per confezione di vendita

Supporto in plexiglass



Supporto singolo

INTL191096

Codice prodotto

Materiale

Plexiglass

Colore

Trasparente

Confezionamento

12 pezzi per confezione di vendita



Supporto triplo

INTL193096

Plexiglass

Trasparente

6 pezzi per confezione di vendita