

## Standaard nitril



### MediGuard Special Nitril

<b>Artikelnummer</b>	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Violetblauw
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	7.0-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	240 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,10; 0,08; 0,07 (± 0,03) mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 200 stuks/doos, 10 doosjes/doos XL: 180 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### SensiCare® Silk

<b>Artikelnummer</b>	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Violetblauw
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	6.7-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	244 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 200 stuks/doos, 10 doosjes/doos XL: 180 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### SensiCare® Ice

<b>Artikelnummer</b>	486800 486801 486802 486803 486804
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Violetblauw
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	8.1-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	249 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 200 stuks/doos, 10 doosjes/doos XL: 180 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



# Onderzoeks- handshoenen Bestel- gids

## Special nitril



### SensiCare® Free

Accelerator Vrij

<b>Specialiteit</b>	Accelerator Vrij
<b>Artikelnummer</b>	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE- XL
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	8.2 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	243 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 200 stuks/doos, 10 doosjes/doos XL: 180 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### Restore® Sense

Coating met colloïdale haver aan de binnenkant

<b>Artikelnummer</b>	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Citroen groen
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	6.8 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	244 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,05; 0,05; 0,045 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 250 stuks/doosje, 10 doosjes/doos XL: 230 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### Generation Pink Nitril

Aandacht voor borstkanker

<b>Artikelnummer</b>	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Roze
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	6.7-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	240 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 250 stuks/doosje, 10 doosjes/doos XL: 230 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### Sterile Procedure Nitril

Steriliteit

<b>Artikelnummer</b>	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297
<b>Maten</b>	S - XL
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	7.8 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	302 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,14; 0,011; 0,09 mm
<b>Verpakking</b>	S - L: 50 paar/doosje, 6 doosjes/doos XL: 50 paar/doosje, 6 doosjes/doos

## Nitril met lange manchet



### Sensicare® Extended Cuff

<b>Artikelnummer</b>	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Structuur</b>	Vingertoppen
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	12.4 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	280 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,14; 0,10; 0,08 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 100 stuks/doosje, 10 doosjes/doos XL: 90 stuks/doosje, 10 doosjes/doos



### SensiCare® Pro

<b>Artikelnummer</b>	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL
<b>Maten</b>	XS - XL
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Structuur</b>	Totalmente texturadas
<b>Trekkracht bij breken (Voor veroudering)</b>	20.4 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Manchetlengte (Maat M)</b>	412 mm
<b>Dikte (Vingers; Palm; Manchet)</b>	0,23; 0,18; 0,11 mm
<b>Verpakking</b>	XS - L: 50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos XL: 50 stuks/doosje, 10 doosjes/doos

## Vinyl



### Eco Vinyl

MGE323  
MGE324  
MGE325  
MGE326  
MGE327

#### Artikelnummer

#### Maten

XS - XL

#### Kleur

Transparant

#### Structuur

Glad

#### Trekkracht bij breken (Voor veroudering)

4.4 N

#### AQL

1,5

#### Manchetlengte (Maat M)

245 mm

#### Dikte (Vingers; Palm; Manchet)

0,11; 0,09; 0,07 (+ 0,03) mm

#### Verpakking

XS - L: 150 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos  
XL: 130 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos



### ACCUtouch®

MDS192074  
MDS192075  
MDS192076  
MDS192077

S - XL

Transparant

Glad

4.7 N

1,5

250 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

S - XL: 100 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos



### Curad® 3G

CUR8233  
CUR8234  
CUR8235  
CUR8236  
CUR8237

XS - XL

Wit

Glad

3.7 N

1,5

248 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

XS - L: 100 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos  
XL: 90 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos

## Latex



### Curad® Latex

CURE8103  
CURE8104  
CURE8105  
CURE8106  
CURE8107

XS - XL

Wit

Glad

7.5 N

1,5

249 mm

XS - L: 100 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos  
XL: 90 stuks/doosje,  
10 doosjes/doos

**Wij bieden  
u de juiste  
handschoen  
voor elke taak.**

## Draadstalen dozenhouders



### Enkele dozenhouder

MDS191094

#### Artikelnummer

#### Materiaal

Draad met coating

#### Kleur

Wit

#### Verpakking

10 houders per doos



### Dubbele dozenhouder

MDS192094B

Draad met coating

Wit

6 houders per doos



### Driedubbele dozenhouder

MDS193094

Draad met coating

Wit

10 houders per doos

## Plexiglas dozenhouders



### Enkele dozenhouder

INTL191096

#### Artikelnummer

#### Materiaal

Plexiglas

#### Kleur

Transparant

#### Verpakking

12 houders per doos



### Driedubbele dozenhouder

INTL193096

Plexiglas

Transparant

6 houders per doos