

## Nitrilo standard



### MediGuard Special Nitrile

<b>Referência</b>	MGSNXS MGSNS MGSNM MGSNL MGSNXL
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Azul violeta
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	7.0-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	240 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,10; 0,08; 0,07 (± 0,03) mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



### SensiCare® Silk

<b>Referência</b>	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Azul violeta
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	6.7-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	244 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



### SensiCare® Ice

<b>Referência</b>	486800 486801 486802 486803 486804
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Azul violeta
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	8.1-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	249 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



# Encomenda de Luvas de Exame Guia

## Nitrilo Especial



### SensiCare® Free

<b>Especialidade</b>	Sem aceleradores
<b>Referência</b>	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Azul
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	8.2 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	243 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 200 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 180 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



### Restore® Sense

<b>Especialidade</b>	Revestimento interno de aveia coloidal
<b>Referência</b>	OATN32XS OATN32S OATN32M OATN32L OATN32XL
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Verde Limão
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	6.8 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	244 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,05; 0,05; 0,045 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 250 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 230 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



### Generation Pink Nitrile

<b>Especialidade</b>	Sensibilização para o cancro da mama
<b>Referência</b>	PINKE2500 PINKE2501 PINKE2502 PINKE2503 PINKE2504
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Rosa
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	6.7-N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	240 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,09; 0,07; 0,05 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 250 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 230 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



### Sterile Procedure Nitrile

<b>Especialidade</b>	Esterilidade
<b>Referência</b>	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297
<b>Tamanhos</b>	S - XL
<b>Cor</b>	Azul
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	7.8 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	302 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,14; 0,011; 0,09 mm
<b>Embalagem</b>	S - L: 50 pares/embalagem, 6 embalagens/caixa XL: 50 pares/embalagem, 6 embalagens/caixa

## Nitrilo punho comprido



### Sensicare® Extended Cuff

<b>Referência</b>	MDSEXTXS MDSEXTS MDSEXTM MDSEXTL MDSEXTXL
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Azul
<b>Textura</b>	Pontas do dedo
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	12.4 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	280 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,14; 0,10; 0,08 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 100 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 90 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa



### SensiCare® Pro

<b>Referência</b>	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL
<b>Tamanhos</b>	XS - XL
<b>Cor</b>	Azul
<b>Textura</b>	Totalmente texturadas
<b>Força de rutura (Não contestado)</b>	20.4 N
<b>AQL</b>	1,0
<b>Comprimento do punho (Tamanho M)</b>	412 mm
<b>Espessura (Dedos; Palma; Punho)</b>	0,23; 0,18; 0,11 mm
<b>Embalagem</b>	XS - L: 50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa XL: 50 unid./embalagem, 10 embalagens/caixa

## Vinilo



### Eco Vinyl

MGE323  
MGE324  
MGE325  
MGE326  
MGE327

#### Referência

#### Tamanhos

XS - XL

#### Cor

Transparente

#### Textura

Suave

#### Força de ruptura (Não contestado)

4.4 N

#### AQL

1,5

#### Comprimento do punho (Tamanho M)

245 mm

#### Espessura

#### (Dedos; Palma; Punho)

0,11; 0,09; 0,07 (± 0,03) mm

#### Embalagem

XS - L: 150 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa  
XL: 130 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa



### ACCUtouch®

MDS192074  
MDS192075  
MDS192076  
MDS192077

S - XL

Transparente

Suave

4.7 N

1,5

250 mm

0,10; 0,08; 0,06 mm

S - XL: 100 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa



### Curad® 3G

CUR8233  
CUR8234  
CUR8235  
CUR8236  
CUR8237

XS - XL

Branco

Suave

3.7 N

1,5

248 mm

XS - L: 100 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa  
XL: 90 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa

## Látex



### Curad® Latex

CURE8103  
CURE8104  
CURE8105  
CURE8106  
CURE8107

XS - XL

Branco

Suave

7.5 N

1,5

249 mm

XS - L: 100 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa  
XL: 90 unid./embalagem,  
10 embalagens/caixa

**Damos-lhe as  
luvas certas  
para a tarefa  
certa.**

## Suporte de arame para caixas



### Suporte para caixa single

MDS191094

#### Referência

#### Material

Arame revestido

#### Cor

Branco

#### Embalagem

10 suportes por caixa



### Suporte para caixa dupla

MDS192094B

Arame revestido

Branco

6 suportes por caixa



### Suporte para caixa tripla

MDS193094

Arame revestido

Branco

10 suportes por caixa

## Suporte de acrílico para caixas



### Suporte para caixa single

INTL191096

#### Referência

#### Material

Plexiglass

#### Cor

Transparente

#### Embalagem

12 suportes por caixa



### Suporte para caixa tripla

INTL193096

Plexiglass

Transparente

6 suportes por caixa