

Gesichtsmasken

OP-, Untersuchungs- und Atemschutzmasken

A healthcare worker is shown from the chest up, wearing a blue surgical cap, a blue surgical gown, and a white respirator mask with yellow straps. They are holding the mask with their right hand, adjusting it. The background is a plain, light gray.

**Schutz, auf
vielfältige Art**

Produkttestung

Bei einer Testung von Medline Produkten können Sie sich vom Komfort und dem Schutz unserer Gesichts- und Atemschutzmasken in der Anwendung in der klinischen Routine überzeugen. Medline begleitet Sie gerne während Ihrer Testphase. Unsere Mitarbeiter stellen Ihnen alle relevanten Materialien und Unterlagen zur Verfügung und unterstützen Sie gerne vor Ort. Weitere Details können Sie selbstverständlich zusammen mit Ihrem Medline Außendienstmitarbeiter festlegen.

Inhalt

Einleitung	4
Europäischer Standard EN 14683	4
Große Auswahl	6
Innovative Verpackung	7
Flüssigkeitsdichte Gesichtsmasken	8
OP-Masken	10
Untersuchungsmasken	12
Atemschutzmasken	13
Augenschutz	14



Hohe Standards in den Bereichen Schutz und Atmungsaktivität

Produktentwicklungen und -innovationen entstehen bei Medline vor allem durch die Zusammenarbeit mit Anwendern. Wir arbeiten weltweit mit medizinischen Fachkräften zusammen, um die Anforderungen an die Produkte zu kennen. Darauf basierend entwickelt Medline das passende Produkt für Sie. So zeichnen sich unsere OP- und Atemschutzmasken durch einen besonderen Komfort aus und erfüllen die hohen Schutzstandards. Unsere Masken wurden entwickelt, um die Anforderungen von medizinischem Fachpersonal in allen Anwendungsbereichen zu erfüllen.

Europäischer Standard EN14683 Anforderungen an medizinische Gesichtsmasken

Die Gesichtsmasken von Medline erfüllen die Konstruktions-, Design- und Leistungsanforderungen der europäischen Norm EN14683. Alle Gesichtsmasken werden je nach Anforderung, auf bakterielle Filterleistung, Differenzialdruck, Spritzwiderstand, mikrobielle Reinheit und Biokompatibilität geprüft. Medline bietet eine vollständige Auswahl latexfreier Untersuchungs- und OP-Masken, die den Anforderungen der EN14683 Typ II bzw. Typ IIR entsprechen.

	Bakterielle Filterleistung (%)	Differentialdruck (Pa/cm ²)	Schutz gegen Spritzwasser, Druck (kPa)	Mikrobielle Reinheit (cfu/g)
Typ I	≥ 95	< 40	Nicht erforderlich	≤ 30
Typ II	≥ 98	< 40	Nicht erforderlich	≤ 30
Typ IIR	≥ 98	< 60	≥ 16	≤ 30

Europäischer Standard EN149

Anforderungen an Atemschutzmasken

Die Atemschutzmasken von Medline entsprechen der europäischen Norm EN149:2001 + A1: 2009 für partikelfiltrierende Halbmasken zum Schutz vor Partikeln. Das Sortiment besteht aus kegelförmigen sowie flachen Masken, mit oder ohne Ventil, gemäß den in der in der Norm festgelegten Leistungsklassen: FFP1, FFP2 oder FFP3.

Physikalische Eigenschaften		FFP1	FFP2	FFP3
Gesamt-Eintrittsleckage		Nicht mehr als 22 % durchschnittlich	Nicht mehr als 8 % durchschnittlich	Nicht mehr als 2 % durchschnittlich
Durchdringung des Filtermaterials, maximale erste Penetration der Prüfaerosole	Natriumchloridprüfung 95 l/min % max.	20	6	1,0
	Paraffinölprüfung 95 l/min % max.	20	6	1,0
Atemwiderstand, maximal zulässiger Widerstand (mbar)	Inhalation 30 l/min	0,6	0,7	1,0
	Inhalation 95 l/min	2,1	2,4	3,0
	Exhalation 160 l/min	3	3	3,0

Eine große Auswahl

Hoher Komfort und zuverlässiger Schutz für Ihre Mitarbeiter

Medline arbeitet fortwährend mit medizinischen Fachkräften zusammen. So erfahren wir aus erster Hand, welche Anforderungen Sie haben und entwickeln entsprechende Produktlösungen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Sortiment aus latexfeien Masken mit innovativen Produkteigenschaften, die sich durch hohen Komfort und optimalen Schutz auszeichnen.



Komfort

- Große Auswahl an Masken auch für empfindliche Haut, für Brillenträger, mit Visieren und besonders weichen Bändern – Wir haben Produkte für jeden Bedarf.
- Ausgezeichnete Atmungsaktivität – Während unsere Masken schädliche Bakterien herausfiltern, erlauben sie einen einfachen Luftfluss in beide Richtungen, um dem Anwender jederzeit einen hohen Tragekomfort zu bieten.



Innovation

- Praktisches Verpackungssystem – Dank einer Farbcodierung, hilfreicher Symbole und Farbfotografien wählt Ihr Personal intuitiv die richtigen Masken.
- Blendfreier Augenschutz – Durch eine Spezialbeschichtung werden störenden Reflektionen von hellen Lichtquellen ausgeschlossen.



Schutzleistung

- Filterleistung – Alle Masken von Medline erfüllen die Standards für die bakterielle Filterleistung und den Differenzialdruck, die in der EN14683 festgelegt sind.
- Schutz vor Flüssigkeiten – Alternativ sind flüssigkeitsdichte Untersuchungs- und OP-Masken vom Typ IIR erhältlich, die den Standard von 120 mmHg erfüllen oder übertreffen.

Innovatives Verpackungsdesign erleichtert die Auswahl der Masken

Durch das Verpackungsdesign von Medline sind die wichtigen Merkmale der Maske sofort erkennbar.

Farbcodierte Verpackung


Lila: Typ IIR flüssigkeitsdichte Masken

Grün: Typ II OP-Masken

Orange: Typ II Untersuchungsmasken

Blau: Atemschutzmasken







Perforationslinien und eine praktische Daumenlasche ermöglichen eine leichte Öffnung und Entnahme








Klassifizierung

Für die richtige und sichere Auswahl



Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmasken

Artikel-Nr.	Bakterielle Filterleistung (%)	Differential- druck (Pa/cm²)	Resistenz gegen Spritzwasser (kPa)	EN14683 Typ	Verpackung
NONE27422	99.4	36.92	21	Typ IIR	50/Packung, 300/Karton
Flüssigkeitsdichte OP-Maske ohne Anti-Beschlagstreifen Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Ohne Anti-Beschlagstreifen · Lila · Bindebänder					
NONE27412	99.4	36.92	21	Typ IIR	50/Packung, 300/Karton
Flüssigkeitsdichte OP-Maske Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Anti-Beschlagstreifen · Lila · Bindebänder					
NONE27412XL	99.04	33.06	21	Typ IIR	50/Packung, 500/Karton
Flüssigkeitsdichte OP-Maske XL Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Bindebänder · Anti-Beschlagstreifen Schaumstoffpolster · Größe XL · Lila					
NONE27712	99.8	35.1	21	Typ IIR	50/Packung, 300/Karton
Flüssigkeitsdichte OP-Maske Filter für hervorragenden Flüssigkeitsschutz · Innere und äußere Schicht aus Zellulose · Anti-Beschlagstreifen · Lila · Bindebänder					
NONE27410	99.4	36.92	21	Typ IIR	25/Packung, 100/Karton
Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmaske mit Visier Optisch klares Augenvisier · Innenseite aus thermal verbundenem Polypropylen · Außenseite aus Spunbond Polypropylen · Anti-Beschlagstreifen · Lila · Bindebänder					
NONE27710	99.9	35.1	21	Type IIR	25/Packung, 100/Karton
Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmaske mit Visier Optisch klares Augenvisier · Filter für hervorragenden Flüssigkeitsschutz · Innere und äußere Schicht aus Zellulose Anti-Beschlagstreifen · Lila · Bindebänder					











Flüssigkeitsdichte OP-Gesichtsmasken

	Artikel-Nr.	Bakterielle Filterleistung (%)	Differential- druck (Pa/cm²)	Resistenz gegen Spritz- wasser (kPa)	EN14683 Typ	Verpackung
	NONE27412EL	99.4	36.92	21	Type IIR	50/Packung, 300/Karton
Flüssigkeitsdichte Untersuchungsmaske Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen Anti-Beschlagstreifen · Lila · Ohrschlaufen						
	NONE27410EL	99.4	36.92	21	Type IIR	25/Packung, 100/Karton
Flüssigkeitsdichte Untersuchungsmaske mit Visier Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen Anti-Beschlagstreifen · Lila · Ohrschlaufen						
	NONE27374	99.52	25.5	16	Type IIR	50/Packung, 300/Karton
Flüssigkeitsdichte Untersuchungsmaske Innenseite aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Blau · Ohrschlaufen						
	NONE27374P	99.5	34.3	16	Type IIR	50/Packung, 500/Karton
Flüssigkeitsdichte Untersuchungsmaske in Kindergröße Innenseite aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Blau · Ohrschlaufen						

Spenderbox für Gesichtsmasken

	Verpackung
	NONFM122
Spenderbox für OP-Masken vom Typ IIR, hergestellt aus durchsichtigem Kunststoff Geeignet für Artikelnummern: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422	
	NONFM100
Spenderbox für OP-Masken mit Visier vom Typ IIR, hergestellt aus durchsichtigem Kunststoff Geeignet für Artikelnummern: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL	

OP-Masken

	Artikel-Nr.	Bakterielle Filterleistung (%)	Differentialdruck (Pa/cm²)	EN14683 Typ	Verpackung
	NONE27377	98.9	21.04	Typ II	50/Packung, 300/Karton
	OP-Maske Einzigartige innere Schicht für Atmungsaktivität · Innere und äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Blau · Bindebänder				
	NONE27376	99.7	24.71	Typ II	50/Packung, 300/Karton
	OP-Maske Weiche innere Schicht - Ideal für längere Eingriffe · Innere und äußere Schicht aus Zellulose · Blau · Bindebänder				
	NONE27402	99.2	18	Typ II	50/Packung, 300/Karton
	OP-Maske Innere Schicht aus Zellulose, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Blau · Bindebänder				
	NONE27385	99.7	24.71	Typ II	50/Packung, 300/Karton
	OP-Maske für empfindliche Haut Frei von Farbstoffen für empfindliche Haut · Innere und äußere Schicht aus Zellulose · Weiß · Bindebänder				
	NONE27386	99.08	20.7	Typ II	50/Packung, 300/Karton
	OP-Maske für empfindliche Haut Frei von Farbstoffen für empfindliche Haut · Innere und äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Weiß · Bindebänder				

OP-Masken



Artikel-Nr.	Bakterielle Filterleistung (%)	Differentialdruck (Pa/cm²)	EN14683 Typ	Verpackung
NONE27408	98.7	19.80	Typ II	50/Packung, 300/Karton

OP-Maske mit Anti-Beschlagstreifen

Weiche innere Schicht - Ideal für lange Eingriffe · Innere und äußere Schicht aus Zellulose Anti-Beschlagstreifen · Blau · Bindebänder



NONE27378A	99.7	24.71	Typ II	50/Packung, 300/Karton
------------	------	-------	--------	------------------------

OP-Maske mit dickem Anti-Beschlagstreifen

Weiche innere Schicht - Ideal für lange Eingriffe · Innere und äußere Schicht aus Zellulose dicker Anti-Beschlagstreifen · Blau · Bindebänder



NONEBUDDYTIE	99.7	21.57	Typ II	50/Packung, 300/Karton
--------------	------	-------	--------	------------------------

OP-MASKE mit kinderfreundlichem Design

„Buddy Brave“ Motiv · Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Aufdruck · Bindebänder



Spenderbox für OP-Masken

Verpackung



NONFM122	12/Karton
----------	-----------

Spenderbox für OP-Masken vom Typ II, hergestellt aus durchsichtigem Kunststoff
Geeignet für Artikelnummern: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE

Untersuchungsmasken



Artikel-Nr.	Bakterielle Filterleistung (%)	Differentialdruck (Pa/cm²)	EN14683 Typ	Verpackung
NONE27378	99.6	25.3	Typ II	50/Packung, 300/Karton

Untersuchungsmaske

Einzigartige innere Schicht für hervorragende Atmungsaktivität · Innere und äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Blau · Ohrschlaufen



NONE27122	99.6	25.3	Typ II	50/Packung, 300/Karton
-----------	------	------	--------	------------------------

Untersuchungsmaske

Innere und äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Gelb · Ohrschlaufen



NONE27375	98.4	17.45	Typ II	50/Packung, 300/Karton
-----------	------	-------	--------	------------------------

Untersuchungsmaske

Weiche innere Schicht · ideal für lange Untersuchungen · Innere Schicht aus Zellulose, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Blau · Ohrschlaufen



NONEBUDDYP	99.7	21.57	Typ II	50/Packung, 500/Karton
------------	------	-------	--------	------------------------

Kinderuntersuchungsmaske

Kinder-Motiv · Innere Schicht aus thermisch verbundenem Polypropylen, äußere Schicht aus Spunbond-Polypropylen · Pädiatrischer Aufdruck · Ohrschlaufen



Spenderbox für OP-Masken









Verpackung

NONFM121	12/Karton
----------	-----------








Spenderbox für Gesichtsmasken vom Typ II, hergestellt aus durch-sichtigem Kunststoff Geeignet für Artikelnummern: NONE27378, NONE27122, NONE27375

Atemschutzmasken

	Artikel-Nr.	Gesamtleckage nach innen (%)	Natrium-Chlorid Test 95 l/min., % max.	Paraffin Öl test 95 l/min., % max.	EN149 Typ	Verpackung
	NONE24508	3.137	0.97	1.755	FFP2	20/Packung, 240/Karton
	FFP2 Atemschutzmaske Flache Form · Innere und äußere Schicht aus Polypropylen und Polyester · Doppelte elastische Kopfbänder · Weiß					
	NONE24509	2.68	0.724	3.36	FFP2	20/Packung, 240/Karton
	FFP2 Atemschutzmaske Kegelförmige Ausführung · Innere und äußere Schicht aus Polypropylen und Polyester · Doppelte elastische Kopfbänder · Weiß					
	RFP2FV	3.14	1.29	2.34	FFP2	10/Packung, 120/Karton
	FFP2 Atemschutzmaske mit Ventil Flache Form · Innere und äußere Schicht aus Polypropylen und Polyester mit Expirationsventil · Doppelte elastische Kopfbänder · Weiß					
	NONE24510VF	0.158	0.18	0.1	FFP3	10/Packung, 120/Karton
	FFP3 Atemschutzmaske mit Ventil Flache Form · Innere und äußere Schicht aus Polypropylen und Polyester mit Ventil · Doppelte elastische Kopfbänder · Weiß					

Augenschutz

	Artikelnummer	Verpackung
	NONELENS	100/Packung, 400/Karton
	Einweg-Brilleneinsatz zur Verwendung mit dem Artikel NONEFRAME, aus optisch transparentem Polyester · Latexfrei	
	NONEFRAME	50/Packung, 100/Karton
	Wiederverwendbares Brillengestell aus Polypropylen zur Verwendung mit NONELENS · In vielen Farben verfügbar · Latexfrei	
	250-13-0020-EN	12/Packung, 144/Karton
	Wiederverwendbare Schutzbrille mit Anti-Beschlag-Behandlung · Einzelscheibe aus Polycarbonat mit breiter Sicht · Geformte Nase für Komfort · Latexfrei	
	250-99-0920-EN	12/Packung, 144/Karton
	Wiederverwendbare Schutzbrille, EN166, Anti-Beschlag-Beschichtung, einteilig aus Polycarbonat mit weitem Sichtfeld · Nasenbügel für mehr Komfort · Kann mit oder ohne Korrekturbrille getragen werden · Latexfrei	
	NONEFS500	96/Packung, 96/Karton
	Durchgehender Einweg-Gesichtsschutz mit elastischem Schaumstoffband und Anti-Beschlag-Behandlung · Schutz vor Spritzern oder Sprühen · Kann mit oder ohne Brille getragen werden ohne Brille · Latexfreies Band · Länge: 22 cm	


Medline bietet Patienten und medizinischem Fachpersonal das vollständige Sortiment an persönlicher Schutzbekleidung.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre zum Thema Schutzbekleidung.

Schutzbekleidung
Für mehr Sicherheit und Schutz



**Reduzieren
Sie Kreuz-
kontaminationen
und schützen Sie
Ihr Personal.**



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Atemschutzmasken sind als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III eingestuft.
Schutzbrillen sind als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II eingestuft.
Der Einweggesichtsschutz NONEFS500 ist als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III eingestuft.

Flüssigkeitsresistente Gesichtsmasken, chirurgische Gesichtsmasken und Verfahrensgesichtsmasken sind unsterile Medizinprodukte der Klasse I, die zur Verwendung durch von medizinischem Fachpersonal verwendet werden. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem entsprechenden Etikett.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. Lit954_DE 12/2021.