

Mascherine

Chirurgiche, procedurali e facciali filtranti



**Mascherine
pronte all'uso**

Programma di valutazione

La valutazione gratuita e senza obbligo di acquisto di Medline ti consente di provare personalmente l'eccellente comfort e protezione delle nostre mascherine. Medline fornisce tutti gli strumenti e il supporto clinico di cui il vostro personale ha bisogno durante la valutazione. Per ulteriori informazioni, contattare il vostro account manager Medline.

Contenuti

Introduzione	4
Norme EN	4
Una straordinaria selezione	6
Confezionamento innovativo	7
Mascherine resistenti ai fluidi	8
Mascherine chirurgiche	10
Mascherine procedurali	12
Facciali filtranti	13
Occhiali	14



I più alti standard di protezione e traspirabilità

Medline ha sviluppato molte innovazioni di prodotto adottando un approccio di collaborazione. Si tratta di lavorare con professionisti sanitari in tutto il mondo, per conoscere le loro esigenze e fornire soluzioni appropriate. Ecco perché le nostre mascherine chirurgiche e i facciali filtranti offrono un comfort straordinario nel rispetto dei più elevati standard di protezione. Le nostre mascherine sono progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti sanitari, dal chirurgo all'infermiere.

Requisiti della norma europea EN14683:2025 per le mascherine mediche

La gamma di mascherine Medline soddisfa i requisiti di costruzione, design e prestazioni della norma europea EN14683:2025. Le mascherine chirurgiche sono testate per l'efficienza di filtrazione batterica (BFE), la pressione differenziale, la resistenza agli schizzi e la pulizia microbica, e vengono valutate per la loro sicurezza biologica prima di essere immesse sul mercato. Medline offre una selezione completa di mascherine procedurali e chirurgiche prive di lattice, conformi ai requisiti EN14683:2025 Tipo II o Tipo IIR.

	Efficienza di filtrazione batterica (%)	Pressione differenziale (Pa)	Pressione di resistenza agli schizzi (kPa)	Pulizia microbica (cfu/g)
Tipo I	≥ 95	< 200	Non richiesto	≤ 30
Tipo II	≥ 98	< 200	Non richiesto	≤ 30
Tipo IIR	≥ 98	< 300	≥ 16	≤ 30

Requisiti dei facciali filtranti secondo lo standard europeo EN149

La gamma di mascherine DPI Medline è conforme alla norma europea EN149+A1:2009, per proteggere contro le particelle. La gamma comprende mascherine piatte e a forma di cono, con o senza valvola, che rientrano in una delle classi di prestazione specificate dalla norma: FFP1, FFP2 o FFP3.

Proprietà fisiche		FFP1	FFP2	FFP3
Perdita totale verso l'interno (TIL)		Media non superiore all'22%	Media non superiore all'8%	Media non superiore al 2%
Penetrazione del materiale filtrante, penetrazione iniziale massima degli aerosol di prova	Test al cloruro di sodio 95 l/min, % max.	20	6	1,0
	Test con olio di paraffina 95 l/min, % max.	20	6	1,0
Resistenza alla respirazione, resistenza massima consentita (mbar)	Inalazione 30 l/min.	0,6	0,7	1,0
	Inalazione 95 l/min.	2,1	2,4	3,0
	Espirazione 160 l/min.	3	3	3,0

Una straordinaria selezione

Fornire al vostro personale un comfort eccezionale e una protezione affidabile

Grazie al nostro continuo lavoro con i professionisti del settore sanitario per sviluppare soluzioni di prodotto adeguate alle loro esigenze specifiche, la nostra gamma di prodotti include una vasta selezione di mascherine senza lattice con caratteristiche innovative.



Comfort

- Ampia varietà: Dalle opzioni per la pelle sensibile alle visiere anti-appannamento e agli elastici ultra morbidi, soddisfiamo ogni vostra esigenza.
- Eccezionale traspirabilità: Pur filtrando i batteri nocivi, le nostre mascherine consentono un facile flusso d'aria in entrambe le direzioni, favorendo un elevato livello di traspirabilità e comfort.



Innovazione

- Sistema di confezionamento esclusivo: Il vostro staff selezionerà intuitivamente le giuste mascherine grazie al nostro esclusivo sistema di codifica a colori, alle icone intuitive, alla fotografia a colori realistici e altro ancora.
- Schermi per occhi, anti-riflesso: Un rivestimento speciale elimina quasi del tutto i riflessi causati dall'illuminazione intensa della sala operatoria.



Protezione

- Efficienza di filtrazione: Tutte le mascherine Medline superano gli standard di efficienza di filtrazione batterica e pressione differenziale stabiliti dalla norma EN14683.
- Protezione dai fluidi: Sono disponibili anche mascherine procedurali e chirurgiche alternative resistenti ai fluidi di Tipo IIR, conformi o superiori allo standard di resistenza agli schizzi di 120 mmHg.

Un confezionamento innovativo per semplificare la selezione delle mascherine

Il confezionamento di Medline è progettato per consentire al vostro personale di identificare facilmente e rapidamente molte caratteristiche importanti delle mascherine.

Confezione a codice colore

Viola: Mascherine Tipo IIR resistenti ai fluidi

Verde: Mascherine chirurgiche Tipo II

Arancione: Mascherine procedurali Tipo II

Blu: Respiratori

Perforazioni e una comoda tacca per il pollice per un'apertura e un'erogazione facili

Medline

Surgical Fluid-Resistant Face Mask with Ties

- de Chirurgische Gesichtsmaske, Bänder, flüssigkeitsabweisend
- fr Masque chirurgical, liens, résistant aux fluides
- nl Chirurgisch gezichtsmasker, banden, vloeistofdicht
- it Mascherina chirurgica, Lacci, Resistente ai fluidi
- es Mascarilla facial quirúrgica, cintas, resistente a fluidos
- pt Máscara Cirúrgica, Laços, Resistente ao Fluido
- sk Chirurgické rúško na tvár, na viazanie, odolné proti tekutinám
- cs Chirurgická obličejová maska, vázací tkanice, odolná proti tekutinám
- sv Operationsmunskydd, knytband, vätskeavvisande

x50 SURGICAL FACE MASKS | CE UK CA

EN14683 Type IIR

Classificazione del prodotto;
per una selezione corretta e
per la vostra tranquillità

Mascherine chirurgiche resistenti ai fluidi

	Codice articolo.	Efficienza di filtrazione batterica (%)	Pressione differenziale (Pa)	Resistenza agli schizzi (kPa)	EN14683 Tipo di	Confezionamento
	BFE-345	99,8	244	16	Tipo IIR	50/scat, 2000/conf
	Interno in polipropilene spunbond, esterno in polipropilene spunbond · viola · lacci					
	BFE-346	99,8	244	16	Tipo IIR	50/scat, 2000/conf
	Interno in polipropilene spunbond, esterno in polipropilene spunbond · rosa · lacci					
	NONE27422	99,4	181	21	Tipo IIR	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica resistente ai fluidi con fascia anti-appannamento Interno in polipropilene termocompattato, esterno in polipropilene spunbond · senza spugna anti-appannamento · viola · lacci					
	NONE27412	99,4	212	21	Tipo IIR	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica resistente ai fluidi Interno in polipropilene termocompattato, esterno in polipropilene spunbond · fascia anti-appannamento in spugna · viola · lacci					
	NONE27412XL	99,04	162	21	Tipo IIR	50/scat, 500/conf
	Mascherina chirurgica resistente ai fluidi XL Interno in polipropilene termocompattato, esterno in polipropilene spunbond · lacci · fascia anti-appannamento in spugna · taglia XL · viola					
	NONE27712	99,8	148	21	Tipo IIR	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica resistente ai fluidi Filtro esclusivo per un'eccellente protezione dai fluidi · interno ed esterno in cellulosa · fascia anti-appannamento in spugna · motivo viola · lacci					
	NONE27410	99,4	205	21	Tipo IIR	25/scat, 100/conf
	Mascherina chirurgica resistente ai fluidi con visiera Strato interno Thermal-bonded polipropilene, strato esterno spunbond polipropilene con sistema anti appannamento · fascia anti-appannamento in spugna · viola · lacci					
	NONE27710	99,9	228	21	Tipo IIR	25/scat, 100/conf
	Mascherina chirurgica resistente ai fluidi con visiera Interno ed esterno in cellulosa · fascia anti-appannamento in spugna · viola · lacci					

Mascherine procedurali resistenti ai fluidi

	Codice articolo.	Efficienza di filtrazione batterica (%)	Pressione differenziale (Pa)	Resistenza agli schizzi (kPa)	EN14683 Tipo di	Confezionamento
	BFE-240	99,8	244	16	Tipo IIR	50/scat, 2000/conf
	Ideale per chi ha la pelle sensibile Interno in polipropilene spunbond, esterno in polipropilene spunbond · bianco · elastici					
	BFE-245	99,8	244	16	Tipo IIR	50/scat, 2000/conf
	Interno ed esterno in polipropilene spunbond · viola · elastici					
	BFE-246	99,8	244	16	Tipo IIR	50/scat, 2000/conf
	Interno in polipropilene spunbond, esterno in polipropilene spunbond · rosa · elastici					
	NONE27412EL	99,4	181	21	Tipo IIR	50/scat, 300/conf
	Mascherina procedurale resistente ai fluidi Interno in polipropilene termocompattato, esterno in polipropilene spunbond · fascia anti-appannamento in spugna · viola · elastici					
	NONE27410EL	99,4	189	21	Tipo IIR	25/scat, 100/conf
	Mascherina procedurale resistente ai fluidi con visiera Interno termocompattato in polipropilene, esterno in polipropilene spunbond · fascia anti-appannamento in spugna · viola · elastici					
	NONE27374	99,52	150	16	Tipo IIR	50/scat, 300/conf
	Mascherina procedurale resistente ai fluidi Interno in polipropilene termocompattato, esterno in polipropilene spunbond · blu · elastici					
	NONE27374P	99,5	169	16	Tipo IIR	50/scat, 500/conf
	Mascherina procedurale pediatrica resistente ai fluidi per bambini Interno in polipropilene termocompattato, esterno in polipropilene spunbond · blu · elastici					

Contenitore dispenser per mascherine

	Confezionamento
	NONFM122 12/conf
Contenitore dispenser per mascherine chirurgiche tipo IIR, realizzato in plastica trasparente; compatibile con i codici: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422	
	NONFM100 6/conf
Contenitore dispenser per mascherine Tipo IIR con visiera, realizzato in plastica trasparente; compatibile con i codici: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL	

Mascherine chirurgiche

	Codice articolo.	Efficienza di filtrazione batterica (%)	Pressione differenziale (Pa)	Tipo EN14683	Confezionamento
	NONE27377	98,9	104	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica Traspirabilità eccezionale grazie a un interno dal design esclusivo · interno ed esterno in polipropilene spunbond · blu · lacci				
	NONE27376	99,7	122	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica Interno morbido, ideale per procedure prolungate · interno ed esterno in cellulosa · blu · lacci				
	NONE27402	99,2	89	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina Chirurgica Interno in cellulosa, esterno in polipropilene spunbond · blue · lacci				
	NONE27385	99,7	122	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica - Ideale per chi ha la pelle sensibile Senza coloranti e pigmenti, per pelli sensibili · interno ed esterno in cellulosa · bianco · lacci				
	NONE27386	99,08	102	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica - Ideale per chi ha la pelle sensibile Senza coloranti e pigmenti, per pelli sensibili · polipropilene spunbond interno ed esterno · bianco · lacci				

Mascherine chirurgiche

	Codice articolo.	Efficienza di filtrazione batterica (%)	Pressione differenziale (Pa)	Tipo EN14683	Confezionamento
	NONE27408	98,7	98	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica con fascia anti-appannamento in spugna Interno morbido, ideale per procedure prolungate · interno ed esterno in cellulosa · fascia anti-appannamento in spugna · blu · lacci				
	NONE27378A	99,7	122	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica con fascia spessa anti-appannamento in spugna Interno morbido, ideale per procedure prolungate · interno ed esterno in cellulosa · fascia anti-appannamento in spugna spessa · blu · lacci				
	NONEBUDDYTIE	99,7	106	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina chirurgica pediatrica con disegni Design "Buddy the Brave" · interno termocompattato in polipropilene, esterno in polipropilene spunbond · con disegni · lacci				

Contentitore dispenser per mascherine



Contentitore dispenser per mascherine	Confezionamento
NONFM122	12/conf
Contenitore dispenser per mascherine chirurgiche tipo IIR, realizzato in plastica PETG; compatibile con i codici: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE	

Mascherine procedurali

	Codice articolo.	Efficienza di filtrazione batterica (%)	Pressione differenziale (Pa)	Tipo EN14683	Confezionamento
	BFE-230	99,8	151	Tipo II	50/scat, 2000/conf
	Ideale per chi ha la pelle sensibile Interno ed esterno in polipropilene spunbond · bianco · elastici				
	BFE-231	99,8	151	Tipo II	50/scat, 2000/conf
	Interno in polipropilene spunbond, esterno in polipropilene spunbond · blu · elastici				
	NONE27378	99,6	124	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina procedurale Traspirabilità eccezionale grazie a un interno dal design esclusivo · interno ed esterno in polipropilene spunbond · blu · elastici				
	NONE27122	99,6	124	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherine da isolamento Interno ed esterno in polipropilene spunbond · giallo · elastici				
	NONE27375	98,4	86	Tipo II	50/scat, 300/conf
	Mascherina procedurale – interno morbido, ideale per procedure prolungate Interno in cellulosa · esterno in polipropilene spunbond · blu · elastici · stringinaso in plastica				
	NONEBUDDYP	99,7	106	Tipo II	50/scat, 500/conf
	Mascherina procedurale pediatrica per bambini Design "Buddy the Brave" · interno termocompattato in polipropilene, esterno in polipropilene spunbond · fantasia pediatrica · elastici				

Contenitore dispenser per mascherine

Confezionamento



NONFM121


12/conf

Contenitore dispenser per mascherine chirurgiche tipo II, realizzato in plastica PETG trasparente; compatibile con i codici: NONE27378, NONE27122, NONE27375

Facciali filtranti

	Codice articolo.	Perdita totale verso l'interno (%)	Test al cloruro di sodio 95 l/min., % max.	Test con olio di paraffina 95 l/min., % max.	EN149 tipo + A1:2009	Confezionamento
	1220	0,85	0,47	1,61	FFP2	50/scat, 200/conf
	Piegatura piatta · interno ed esterno 100% polipropilene · doppio elastico nucale in polipropilene/elastan · bianco · confezione singola					
	2120L	1,95	0,4	0,57	FFP2	25/scat, 200/conf
	Piegatura a tre · interno ed esterno 100% polipropilene · doppio elastico nucale in polipropilene/elastan · bianco · confezione singola					
	NONE24508	3,137	0,97	1,755	FFP2	20/scat, 240/conf
	Mascherina respiratoria FFP2 Piegatura piatta · interno ed esterno in polipropilene e poliestere · doppio elastico nucale · bianco					
	ZD-001	3,5	1,5	4,2	FFP2	20/scat, 600/conf
	Piegatura piatta verticale · interno ed esterno in polipropilene · elastici auricolari · bianco					
	RFP2FV	3,14	1,29	2,34	FFP2	10/scat, 120/conf
	Mascherina respiratoria FFP2 con valvola Piegatura piatta · interno ed esterno in polipropilene e poliestere · valvola di espirazione · doppia elastico nucale · bianco					
	2130	1,95	0,4	0,57	FFP3	25/scat, 200/conf
	Interno ed esterno 100% polipropilene · fascia doppia in polipropilene/elastan · bianco · piegatura a tre e confezione singola					
	AJ-02	1,7	0,8	0,2	FFP3	25/scat, 500/conf
	Interno ed esterno in polipropilene · stringinaso in silicone anti-appannamento · doppio elastico · bianco · piegatura piatta verticale e confezione singola, con fasce regolabili					
	NONE24510VF	0,158	0,18	0,1	FFP3	10/scat, 120/conf
	Mascherina respiratoria FFP3 con valvola Piegatura piatta · interno ed esterno in polipropilene e poliestere · valvola di espirazione · doppia elastico nucale · bianco					

Occhiali

	Codice articolo.	Confezionamento
	NONELENS	100/scat, 400/conf
	Lente monouso da utilizzare con NONEFRAME, poliestere otticamente trasparente · senza lattice	
	NONEFRAME	50/ sacchetto, 100/conf
	Montatura in polipropilene riutilizzabile da utilizzare con NONELENS · disponibile in una gamma di colori · senza lattice	
	250-13-0020-EN	12/scat, 144/conf
	Occhiali di sicurezza riutilizzabili con trattamento anti-appannamento · lente singola in policarbonato con visione ampia · naso sagomato per il comfort · senza lattice	
	250-99-0920-EN	12/scat, 144/conf
	Occhiali di sicurezza EN166 riutilizzabili con trattamento anti-appannamento · lente singola in policarbonato con visione ampia · naso sagomato per il comfort · possono essere indossati con o senza occhiali da vista · senza lattice	
	NONEFS500	96/scat, 96/conf
	Visiera monouso a lunghezza completa, EN166 Categoria II PPE con fascia in spugna elastica e trattamento anti-appannamento · protezione contro schizzi o spruzzi · può essere indossata con o senza occhiali · fascia senza lattice · lunghezza: 22 cm	

Prodotto
in
Europa

Medline offre una gamma completa di indumenti protettivi per pazienti e professionisti sanitari.

Consulta le nostre brochure sugli indumenti protettivi per maggiori dettagli.

Personal Protection

Ci pensiamo noi!



**Riduce la
contaminazione
crociata
e protegge
il personale.**

Catalogo di abbigliamento per pazienti ambulatoriali

Abbigliamento individuale e kit per pazienti per procedure ambulatoriali



**Attenzione
al comfort e
alla sicurezza
dei pazienti**

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN &
Associés SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2026 Medline. Lit954_IT 10/2026