

Mondmaskers

Chirurgische, procedure- en ademhalingsmaskers

A healthcare professional is shown from the chest up, wearing a blue surgical cap, a blue surgical gown, and a white N95-style respirator mask with yellow straps. They are holding the mask with their right hand, as if adjusting it. The background is a plain, light gray.

**Maskers klaar
voor gebruik**

Evaluatieprogramma

GRATIS productevaluatie verplicht u tot niets en laat u het hoge comfort en bescherming van Medline gezichtsmaskers en ademhalingsmaskers zelf ervaren. Medline levert u alle benodigdheden en klinische ondersteuning die uw personeel nodig heeft tijdens de evaluatie. Neem voor meer informatie contact op met uw Medline vertegenwoordiger

Inhoud

Inleiding	4
EN Standaard	4
Een uitzonderlijk assortiment	6
Innovatieve Verpakking	7
Vloeistofbestendige maskers	8
Chirurgische maskers	10
Proceduremaskers	12
Ademhalingsmaskers	13
Oogbescherming	14



Optimaal beschermend en ademend

Medline ontwikkelt veel productinnovaties in samenwerking met partners. Dit betekent dat wij samenwerken met medische professionals overal ter wereld en dat wij hun unieke behoeften kennen en daarvoor specifieke oplossingen leveren. Daarom zijn onze chirurgische maskers en ademhalingsmaskers uiterst comfortabel en voldoen ze aan de hoogste veiligheidsstandaarden. Onze maskers zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionele zorgverleners, van de chirurg tot de verpleegkundige.

Europese standaard EN14683 eisen voor chirurgische maskers

Het gezichtsmasker assortiment van Medline voldoet aan de constructie-, ontwerp- en prestatie-eisen van de Europese norm EN14683. Gezichtsmaskers zijn getest op bacteriële filtratie-efficiëntie, differentiële druk, spat weerstand, microbiële netheid en bio-compatibiliteit, voordat ze op de markt worden gebracht. Medline biedt een volledige selectie van latexvrije procedure en chirurgische gezichtsmaskers, die voldoen aan EN14683 type II of type IIR eisen.

	Bacteriële filtrefficiëntie (%)	Ademhalingsweerstand (Pa/ cm ²)	Spatbestendigheid (kPa)	Microbiële zuiverheid (cfu/g)
Type I	≥ 95	< 40	n.v.t.	≤ 30
Type II	≥ 98	< 40	n.v.t.	≤ 30
Type IIR	≥ 98	< 60	≥ 16	≤ 30

Europese standaard EN149 eisen voor ademhalingsmaskers

Het assortiment ademhalingsmaskers van Medline voldoet aan de Europese norm EN149 + A1:2009 voor het filteren van halve maskers als ademhalingsbeschermingsmiddelen om te beschermen tegen deeltjes. Het assortiment bestaat uit kegelvormige maskers en platte maskers, met of zonder ventiel, die onder een van de door de norm gespecificeerde prestatieklassen vallen zoals: FFP1, FFP2 of FFP3.

Fysieke kenmerken		FFP1	FFP2	FFP3
Totale inwaartse lekkage		Niet meer dan 22% gemiddeld	Niet meer dan 8% gemiddeld	Niet meer dan 2% gemiddeld
Penetratie van filtermateriaal, Maximale initiële penetratie van test aërosolen	Natriumchloridetest 95 l/min. % max	20	6	1.0
	Paraffine-olie test 95 l/min. % max	20	6	1.0
Breathing Resistance, Maximum Permitted Resistance (mbar)	Inademing 30 l/min	0.6	0.7	1.0
	Inademing 95 l/min	2.1	2.4	3.0
	Uitademing 160 l/min	3	3	3.0

Een uitzonderlijk assortiment

Geef uw personeel superieur comfort, unieke innovaties en betrouwbare bescherming

Bij Medline werken we continu samen met medische professionals om hun unieke behoeften te leren kennen en passende oplossingen te ontwikkelen. Het resultaat is een compleet assortiment van latex-vrije maskers met innovatieve eigenschappen, ongekend comfort en uitstekende bescherming.



Comfort

- Veel variatie – Van opties voor een gevoelige huid tot anti-condens mondkmaskers en super zachte lussen, we hebben voor iedereen wat.
- Zeer ademend – Schadelijke bacteriën worden gefilterd terwijl de luchtstroom ongehinderd het masker passeert voor optimaal draagcomfort



Innovatie

- Exclusief verpakkingssysteem – Uw personeel kiest intuïtief de juiste maskers door onze unieke kleurcodering, handige iconen, natuurgetrouwe foto's en meer.
- Ontspiegelde gezichtsbeschermers - Een speciale coating elimineert vrijwel alle schittering veroorzaakt door felle OK lampen.



Bescherming

- Filterefficiëntie - Alle Medline maskers overtreffen de bacteriële filterefficiëntie en ademhalingsweerstand standaarden van de EN14683
- Vloeistofbescherming – alternatieve vloeistofbestendige chirurgische en proceduremaskers zijn beschikbaar, type IIR, die de standaard van 120mmHg halen of overtreffen.

Innovatieve verpakking vergemakkelijkt uw keuze

Medline's verpakking is ontworpen om het voor uw personeel gemakkelijker te maken om belangrijke eigenschappen van maskers snel te herkennen.

Kleurgecodeerde verpakking

Paars: Type IIR-vloeistof bestendige maskers


Groen: Type II chirurgische maskers

Oranje: Type II proceduremaskers

Blauw: Ademhalingsmaskers

Perforaties en een handige inkeping voor de duim













Om eenvoudig de verpakking te openen en een masker te pakken











Productclassificatie

Voor de juiste keuze en een gerust gevoel

Vloeistofbestendige maskers

	Artikelnr.	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalings- weerstand (Pa/cm²)	Spatbesten- digheid (kPa)	EN14683 Type	Verpakking
	NONE27422	99.4	36.92	21	Type IIR	50/doos, 300/omdoos
	Vloeistofbestendig chirurgisch masker zonder anti-condens foam Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Zonder anti-condens foam strip · Paars · Bandjes					
	NONE27412	99.4	36.92	21	Type IIR	50/doos, 300/omdoos
	Vloeistofbestendig chirurgisch masker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anticondens foam strip · Paars · Bandjes					
	NONE27412XL	99.04	33.06	21	Type IIR	50/doos, 500/omdoos
	Vloeistofbestendig XL Chirurgisch Masker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant · spunbond polypropyleen buitenkant · bandjes · anticondens foam band · maat XL · paars					
	NONE27712	99.8	35.1	21	Type IIR	50/doos, 300/omdoos
	Max X Vloeistofbestendig chirurgisch masker Uniek filter voor uitstekende vloeistofbestendigheid · Cellulose binnen- en buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars patroon · Bandjes					
	NONE27410	99.4	36.92	21	Type IIR	25/doos, 100/omdoos
	Vloeistofbestendig chirurgisch masker met vizier Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars · Bandjes					
	NONE27710	99.9	35.1	21	Type IIR	25/doos, 100/omdoos
	Max X Vloeistofbestendig chirurgisch masker met vizier Optisch helder polyester vizier · Uniek filter voor uitstekende vloeistofbestendigheid · Cellulose binnen- en buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars patroon · Bandjes					

Vloeistofbestendige maskers

	Artikelnr.	Bacteriële filtrefficiëntie (%)	Ademhalings- weerstand (Pa/cm²)	Spatbesten- digheid (kPa)	EN14683 Type	Verpakking
	NONE27412EL	99.4	36.92	21	Type IIR	50/doos, 300/omdoos
	Vloeistofbestendig proceduremasker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti- condens Foam Strip · Paars · Oorlussen					
	NONE27410EL	99.4	36.92	21	Type IIR	25/doos, 100/omdoos
	Vloeistofbestendig proceduremasker met vizier Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Anti-condens foam strip · Paars · Oorlussen					
	NONE27374	99.52	25.5	16	Type IIR	50/doos, 300/omdoos
	Vloeistofbestendig proceduremasker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, spunbond polypropyleen buitenkant · Blauw · Oorlussen					
	NONE27374P	99.5	34.3	16	Type IIR	50/doos, 500/omdoos
	Kindvriendelijk Vloeistofbestendig proceduremasker Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, spunbond polypropyleen buitenkant · Blauw · Oorlussen					

Houder voor maskerdozen

Verpakking



NONFM122

12/omdoos

Dozenhouder voor type IIR chirurgische maskers. Gemaakt van helder PETG plastic. Geschikt voor artikelnummers: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422













NONFM100







6/omdoos

Dozenhouder voor type IIR chirurgische maskers. Gemaakt van helder PETG plastic. Geschikt voor artikelnummers: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL

Chirurgische maskers

	Artikelnr.	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalingsweer- stand (Pa/cm²)	EN14683 Type	Verpakking
	NONE27377	98.9	21.04	Type II	50/doos, 300/omdoos
Chirurgisch masker Uniek uitstekend ademend materiaal aan de binnenkant · Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Blauw · Bandjes					
	NONE27376	99.7	24.71	Type II	50/doos, 300/omdoos
Chirurgisch masker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnen- en buitentant · Blauw · Bandjes					
	NONE27402	99.2	18	Type II	50/doos, 300/omdoos
Chirurgisch masker Cellulose binnenkant, Nonwoven polypropyleen buitenkant · Blauw · Bandjes					
	NONE27385	99.7	24.71	Type II	50/doos, 300/omdoos
Hypoallergeen chirurgisch masker Vrij van kleurstoffen voor de gevoelige huid · Cellulose binnen- en buitentant · Wit · Bandjes					
	NONE27386	99.08	20.7	Type II	50/doos, 300/omdoos
Hypoallergeen chirurgisch masker Vrij van kleurstoffen voor de gevoelige huid · Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Wit · Bandjes					

Chirurgische maskers

	Artikelnr.	Bacteriële filterefficiëntie (%)	Ademhalingsweerstand (Pa/cm²)	EN14683 Type	Verpakking
	NONE27408	98.7	19.80	Type II	50/doos, 300/omdoos
	Anticondens foam strip chirurgisch masker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnen- en buitenant · Anticondens foam strip · Blauw · Bandjes				
	NONE27378A	99.7	24.71	Type II	50/doos, 300/omdoos
	Dikke anticondens foam strip chirurgisch masker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnen- en buitenant · Dikke anticondens foam strip · Blauw · Bandjes				
	NONEBUDDYTIE	99.7	21.57	Type II	50/doos, 300/omdoos
	Chirurgisch masker met kindvriendelijke opdruk Buddy the Brave opdruk · Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Kindvriendelijke opdruk · Bandjes				

Houder voor maskerdozen




NONFM122 12/omdoos


Dozenhouder voor type II chirurgische maskers. Gemaakt van helder PETG plastic.
 Geschikt voor artikelnummers: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385,
 NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE

Proceduremaskers




Artikelnr.	Bacteriële filtrefficiëntie (%)	Ademhalingsweerstand (Pa/cm²)	EN14683 Type	Verpakking
NONE27378	99.6	25.3	Type II	50/doos, 300/omdoos
Proceduremasker Uniek uitstekend ademend materiaal aan de binnenkant · Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Blauw · Oorlussen				




NONE27122	99.6	25.3	Type II	50/doos, 300/omdoos
Isolatiemasker Nonwoven polypropyleen binnen- en buitenkant · Geel · Oorlussen				



NONE27375	98.4	17.45	Type II	50/doos, 300/omdoos
Proceduremasker Zachte binnenkant - ideaal voor lange procedures · Cellulose binnenkant, nonwoven polypropyleen buitenkant · Blauw · Oorlussen				



NONEBUDDYP	99.7	21.57	Type II	50/doos, 500/omdoos
Proceduremasker in kindermaat Buddy the Brave opdruk · Thermisch gebonden polypropyleen binnenkant, Nonwoven polypropyleen buitenkant · Kindvriendelijke opdruk · Oorlussen				

Houder voor maskerdozen

Verpakking

NONFM121

12/omdoos








Dozenhouder voor type II proceduremaskers. Gemaakt van helder PETG plastic. Geschikt voor artikelnummers: NONE27378, NONE27122, NONE27375

Ademhalingsmaskers

Artikelnr.	Totale inwaartse Lekkage (%)	Natriumchloride test 95 l/min, % max	Paraffine-olie test 95 l/min, % max	EN149 Type	Verpakking	
	NONE24508	3.137	0.97	1.755	FFP2	20/doos, 240/omdoos
FFP2 Ademhalingsmaskers Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	NONE24509	2.68	0.724	3.36	FFP2	20/doos, 240/omdoos
FFP2 Ademhalingsmaskers Bol · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	RFP2FV	3.14	1.29	2.34	FFP2	10/doos, 120/omdoos
FFP2 Ademhalingsmaskers met ventiel Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Ventiel · Dubbele elastische hoofdband · Wit						
	NONE24510VF	0.158	0.18	0.1	FFP3	10/doos, 120/omdoos
FFP3 Ademhalingsmaskers met ventiel Plat gevouwen · Polypropyleen en polyester binnen- en buitenkant · Ventiel · Dubbele						

Oogbescherming

	Artikelnr.	Verpakking
	NONELENS	100/doos, 400/omdoos
	Disposable lens om te gebruiken met NONEFRAME, optisch transparant polyester · latexvrij	
	NONEFRAME	50/doos, 100/omdoos
	Herbruikbaar polypropyleen frame voor gebruik met NONELENS · verkrijgbaar in verschillende kleuren · latexvrij	
	250-13-0020-EN	12/doos, 144/omdoos
	Herbruikbare veiligheidsbril met anti-condens behandeling · enkele polycarbonaat lens met breed zicht · gevormd neusstuk voor comfort · latexvrij	
	250-99-0920-EN	12/doos, 144/omdoos
	Herbruikbare EN166 veiligheidsbril met anti-condens behandeling · enkele polycarbonaat lens met breed zicht · gevormd neusstuk voor comfort · kan met of zonder eigen bril gedragen worden · latexvrij	
	NONEFS500	96/doos, 96/omdoos
	Disposable spatscherm over de volledige lengte van het gezicht met elastische schuimband en anti-condens behandeling · bescherming tegen spatten of sproeien · kan met of zonder bril worden gedragen · latexvrije band · lengte: 22 cm	

Medline biedt een volledig assortiment beschermende kleding voor patiënten en zorgprofessionals.


Bekijk onze beschermende kleding brochure voor meer details.

Beschermende kleding

Meer veiligheid en bescherming



**Minder kruis-
besmetting
en bescherming
voor uw
personeel.**



Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93

www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Ademhalingsmaskers zijn geclassificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III.
Een veiligheidsbril is geclassificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II.
Wegwerp gelaatsscherm NONEFS500 is geclassificeerd als categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vloeistofbestendige gezichtsmaskers, chirurgische gezichtsmaskers en procedurele gezichtsmaskers zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen die bedoeld zijn om gebruikt te worden door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Raadpleeg voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de overeenkomstige etikettering.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. Lit954_NL 01/2022.