

Máscaras faciais

Máscaras cirúrgicas e de proteção respiratória




**Máscaras
à sua
disposição**

Programa de avaliação

A avaliação de produtos sem compromisso e totalmente grátis da Medline permite-lhe experimentar o excelente conforto e proteção das máscaras e respiradores Medline por si próprio. A Medline fornece todas as ferramentas e apoio clínico de que os seus colaboradores precisam durante a avaliação. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline para obter mais informações.

Conteúdo

Introdução	4
Normas EN	4
Uma extraordinária seleção	6
Embalagens inovadoras	7
Máscaras faciais resistentes a fluidos	8
Máscaras faciais cirúrgicas	10
Máscaras faciais cirúrgicas com elásticos	12
Máscaras de proteção respiratória	13
Produtos oculares	14



Os mais elevados padrões de proteção e respirabilidade

A Medline desenvolveu muitas inovações de produto através da adoção de uma abordagem de parceria. Isso implica trabalhar com profissionais da área médica em todo o mundo, conhecer suas necessidades e fornecer soluções adequadas. É por isso que as nossas máscaras cirúrgicas máscaras respiratórias oferecem um conforto extraordinário, atendendo simultaneamente aos mais elevados padrões de proteção. As nossas máscaras foram concebidas para cumprir os requisitos dos profissionais de saúde, desde o cirurgião ao enfermeiro.

Requisitos da norma europeia EN14683 relativa às máscaras faciais

A gama de máscaras faciais da Medline cumpre os requisitos de construção, conceção e desempenho da norma europeia EN14683. As máscaras faciais são testadas quanto à eficácia da filtragem bacteriana (BFE), pressão diferencial, resistência a respingos, limpeza microbiana e avaliadas quanto à segurança biológica antes de serem introduzidas no mercado. A Medline oferece uma seleção completa de máscaras faciais cirúrgicas e cirúrgicas com elásticos livre de látex que cumprem os requisitos da EN14683 Tipo II ou Tipo IIR.

	Eficácia de filtragem bacteriana (%)	Pressão diferencial (Pa/cm ²)	Pressão de resistência a respingos (kPa)	Limpeza microbiana (cfu/g)
Tipo I	≥ 95	< 40	Não é necessário	≤ 30
Tipo II	≥ 98	< 40	Não é necessário	≤ 30
Tipo IIR	≥ 98	< 60	≥ 16	≤ 30

Requisitos da norma europeia EN149 relativa às máscaras respiratórias

A gama de máscaras respiratórias da Medline cumpre a norma europeia EN149+A1:2009 de máscaras parciais de filtragem como dispositivos de proteção respiratória contra partículas. A gama consiste em máscaras em forma de cone e lisas, com ou sem válvula, que recaem numa das classes de desempenho especificadas pela norma: FFP1, FFP2 ou FFP3.

Características físicas		FFP1	FFP2	FFP3
Fuga para o interior total		Não superior a 22% média	Não superior a 8% média	Não superior a 2% média
Penetração do material filtrante máxima penetração inicial de aerossol de teste	Teste com cloreto de sódio 95 l/min., % máx.	20	6	1,0
	Teste com óleo de parafina 95/l min. % máx.	20	6	1,0
Resistência à respiração, máximo permitido resistência (mbar)	Inalação 30 l/min	0,6	0,7	1,0
	Inalação 95 l/min	2,1	2,4	3,0
	Exalação 160 l/min.	3	3	3,0

Uma extraordinária seleção

Proporcionar ao seu pessoal um conforto notável e uma proteção fiável

Graças ao nosso trabalho contínuo com profissionais médicos para desenvolver soluções de produtos apropriadas que atendam às suas necessidades exclusivas, o nosso portefólio inclui uma seleção abrangente de máscaras sem látex com recursos inovadores, oferecendo conforto excepcional e uma excelente proteção.



Conforto

- Grande variedade: Desde opções para pele sensível protectores oculares e gravatas ultra-suaves, temos as suas necessidades coberto.
- Respirabilidade soberba: Enquanto filtram as bactérias prejudiciais, as nossas máscaras permitem um fluxo de ar fácil direcções, promovendo um elevado nível de respirabilidade e paciente.



Inovação

- Sistema exclusivo de embalagens: A sua equipa selecionará intuitivamente as máscaras certas com o nosso exclusivo código de cores, ícones úteis, fotografias a cores e muito mais.
- Viseiras anti-reflexo: Um revestimento especial praticamente elimina os reflexos da iluminação clara das salas de operações.



Proteção

- Eficácia de filtragem: Todas as máscaras da Medline excedem as normas de eficácia de filtragem bacteriana e pressão diferencial definidas na EN14683.
- Proteção contra fluidos: Estão também disponíveis máscaras cirúrgicas e de intervenção alternativas resistentes a fluidos, de tipo IIR, que cumprem ou excedem a norma com 120 mmHg.

Embalagens inovadoras para simplificar a seleção de máscaras

As embalagens da Medline foram criadas para que os profissionais médicos possam, de uma forma fácil e instantânea, identificar características importantes das máscaras.

Embalagem com código de cores


Roxo: Máscaras resistentes a fluidos Tipo IIR

Verde: Máscara cirúrgica Tipo II

Laranja: Máscara cirúrgica com elásticos Tipo II

Azul: Máscara respiratória

Perfurações e um entalhe de polegar conveniente encaixe para polegar
Para uma abertura e dispensação fáceis



Classificação do produto

Para uma seleção adequada e tranquilidade

Máscaras faciais cirúrgicas resistentes a fluidos

	Número do artigo.	Eficácia de filtração bacteriana (%)	Pressão diferencial (Pa/cm ²)	Resistência a respingos (kPa)	EN14683 tipo	Embalagem
	BFE-345	99,8	49,6	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/cs
	Interior em polipropileno spunbond, exterior em polipropileno spunbond · branco · elásticos na orelha					
	NONE27422	99,4	36,92	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos com Espuma Anti-embaciamento Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno spunbond · sem tira de espuma anti-embaciamento · atilhos · roxos					
	NONE27412	99,4	36,92	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · atilhos					
	NONE27412XL	99,04	33,06	21	Tipo IIR	50/embalagem, 500/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica XL resistente a fluidos Interior em polipropileno termoligado, exterior em polipropileno spunbond, atilhos, tira de espuma anti-embaciamento, tamanho XL, roxo					
	NONE27712	99,8	35,1	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos Filtro exclusivo para uma excelente proteção contra fluidos · Revestimentos interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento · padrão roxo · atilhos					
	NONE27410	99,4	36,92	21	Tipo IIR	25/embalagem 100/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos com Viseira Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · atilhos					
	NONE27710	99,9	35,1	21	Tipo IIR	25/embalagem, 100/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos com Viseira Interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento · padrão roxo · atilhos					

Máscaras faciais cirúrgicas com elásticos resistentes a fluidos

	Eficácia de filtração bacteriana (%)	Pressão diferencial (Pa/cm ²)	Resistência a respingos (kPa)	EN14683 tipo	Embalagem
 BFE-245	99,8	49,6	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
Interior e exterior em polipropileno não-tecido · elásticos na orelha · amarelo					
 BFE-240	99,8	49,6	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
Ideal para utilizadores com pele sensível Interior em polipropileno spunbond, exterior em polipropileno spunbond · branco · elásticos na orelha					
 NONE27412EL	99,4	36,92	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
Máscara facial cirúrgica com elásticos Resistente a Fluidos Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · elásticos na orelha					
 NONE27410EL	99,4	36,92	21	Tipo IIR	25/embalagem, 100/caixa
Máscara facial cirúrgica com elásticos Resistente a Fluidos com Viseira Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · elásticos na orelha					
 NONE27374	99,52	25,5	16	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
Máscara facial cirúrgica com elásticos Resistente a Fluidos Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha					
 NONE27374P	99,5	34,3	16	Tipo IIR	50/embalagem, 500/caixa
Máscara facial cirúrgica com elásticos pediátrica resistente a fluidos de tamanho infantil Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha					

Suportes para Caixa de Máscaras Faciais

Embalagem



NONFM122

12/caixa

Suporte para caixas de máscaras faciais cirúrgicas do Tipo IIR fabricado em plástico transparente; adequado para as seguintes referências: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422



NONFM100

6/caixa

Suporte para caixas de máscaras cirúrgicas com viseira do Tipo IIR, fabricado em plástico transparente; adequado para as seguintes referências: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL

Máscaras faciais cirúrgicas

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana (%)	Pressão diferencial (Pa/cm ²)	Tipo EN14683	Embalagem
	NONE27377	98,9	21,04	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Respirabilidade fora de série devido ao interior com design único · spunbond interior e exterior em polipropileno · azul · atilhos				
	NONE27376	99,7	24,71	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscaras faciais cirúrgicas Interior suave ideal para procedimentos longos · interior e exterior em celulose · azul · atilhos				
	NONE27402	99,2	18	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Interior em celulose, exterior em polipropileno não-tecido · azul · atilhos				
	NONE27385	99,7	24,71	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica – ideal for utilizadores com pele sensível Sem tinturas nem corantes para peles sensíveis · interior e exterior em celulose · branco · atilhos				
	NONE27386	99,08	20,7	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica – ideal for utilizadores com pele sensível Sem tintura ou corantes para peles sensíveis · interior e exterior em polipropileno não-tecido · branco · atilhos				

Máscaras faciais cirúrgicas

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana (%)	Pressão diferencial (Pa/cm ²)	Tipo EN14683	Embalagem
	NONE27408	98,7	19,80	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica com Tira de Espuma Anti-embaciamento Interior suave ideal para procedimentos longos · interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento · azul · atilhos				
	NONE27378A	99,7	24,71	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica com Tira de Espuma Anti-embaciamento Grossa Interior suave ideal para procedimentos longos · interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento grossa · azul · atilhos				
	NONEBUDDYTIE	99,7	21,57	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Cirúrgica Pediátrica com Impressão Desenho «Buddy the Brave» · interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno spunbond · padrão pediátrico · atilhos				

Suporte para caixa de máscaras faciais



	Número do artigo.	Embalagem
	NONFM122	12/caixa
	Suporte para caixas de máscaras cirúrgicas do Tipo IIR fabricado em plástico transparente PETG; adequado para as seguintes referências: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE	

Máscaras faciais cirúrgicas com elásticos

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana (%)	Pressão diferencial (Pa/cm ²)	Tipo EN14683	Embalagem
	BFE-230	99,8	49,6	Tipo II	50/caixa, 2000/cs
	Ideal para utilizadores com pele sensível Interior e exterior em polipropileno não-tecido · elásticos na orelha · amarelo				
	BFE-231	99,8	49,6	Tipo II	50/embalagem 2000/caixa
	Interior em polipropileno spunbond, exterior em polipropileno spunbond · branco · elásticos na orelha				
	NONE27378	99,6	25,3	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara facial cirúrgica com elásticos Respirabilidade fora de série devido ao interior com design único · spunbond interior e exterior em polipropileno · azul · elásticos na orelha				
	NONE27122	99,6	25,3	Tipo II	50/embalagem 300/caixa
	Máscara Facial Isoladora Interior e exterior em polipropileno não-tecido · elásticos na orelha · amarelo				
	NONE27375	98,4	17,45	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial cirúrgica com elásticos - Interior suave ideal para procedimentos longos · interior em celulose · exterior em polipropileno spunbond · azul · elásticos na orelha · barra nasal em plástico				
	NONEBUDDYP	99,7	21,57	Tipo II	50/embalagem, 500/caixa
	Máscara cirúrgica com elásticos Pediátrica Tamanho Infantil Desenho «Buddy the Brave» · interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno spunbond · padrão pediátrico · elásticos na orelha				

Suporte para caixa de máscaras faciais

NONFM121

Embalagem

12/caixa



Suporte para caixas de máscaras cirúrgicas com elásticos do Tipo II fabricado em plástico transparente PETG; adequado para as seguintes referências: NONE27378, NONE27122, NONE27375

Máscaras de proteção respiratória

	Número do artigo.	Fuga total para o interior (%)	Teste com cloreto de sódio 95 l/min., % máx.	Teste com óleo de parafina 95/l min. % máx.	Tipo EN149 + A1:2009	Embalagem
	1120	0,85	0,47	1,61	FFP2	25/embalagem, 100/caixa
Dobrada em plano · interior e exterior em 100% polipropileno · polipropileno duplo/bandoletes elastano · branco · pack unitário						
	2120L	1,95	0,4	0,57	FFP2	25/embalagem, 200/caixa
Dobra tripla · interior e exterior em 100% polipropileno · polipropileno duplo/bandoletes elastano · branco · pack unitário						
	NONE24508	3,137	0,97	1,755	FFP2	20/embalagem, 240/caixa
Máscara Respiratória FFP2 Dobrada em plano · revestimentos interior e exterior em polipropileno e poliéster · dois elásticos bandoletes · branco						
	NONE24509	2,68	0,724	3,36	FFP2	20/embalagem, 240/caixa
Máscara Respiratória FFP2 Em cone · revestimentos interior e exterior em polipropileno e poliéster · dois elásticos bandoletes · branco						
	RFP2FV	3,14	1,29	2,34	FFP2	10/embalagem, 120/caixa
Máscara Respiratória FFP2 com Válvula Dobrada em plano · revestimentos interior e exterior em polipropileno e poliéster válvula · duas bandoletes · branco						
	2130	1,95	0,4	0,57	FFP3	25/caixa, 200/cs
Dobra tripla · interior e exterior em 100% polipropileno · polipropileno duplo/bandoletes elastano · branco · pack unitário						
	AJ-02	1,7	0,8	0,2	FFP3	25/caixa, 500/cs
Interior e exterior em polipropileno, peça nasal de silicone anti-embaciamento, elástico duplo, branco, dobrado verticalmente e embalado individualmente, com fitas para a cabeça ajustáveis						
	NONE24510VF	0,158	0,18	0,1	FFP3	10/embalagem, 120/caixa
Máscara Respiratória FFP3 com Válvula Dobrada em plano · revestimentos interior e exterior em polipropileno e poliéster válvula · duas bandoletes · branco						

Proteção ocular

Número do artigo.	Embalagem
	<p>NONELENS 100/embalagem, 400/caixa</p> <p>Lentes descartáveis para uso com armações NONEFRAME, poliéster de transparência ótica · livre de látex</p>
	<p>NONEFRAME 50/embalagem, 100/caixa</p> <p>Armação em polipropileno reutilizável para uso com NONELENS · disponível numa variedade de cores · livre de látex</p>
	<p>NONEFRAMEP 50/embalagem, 100/caixa</p> <p>Armação em polipropileno reutilizável para uso com NONELENS · disponível em rosa · sem látex</p>
	<p>250-13-0020-EN 12/embalagem, 144/caixa</p> <p>Óculos de segurança reutilizáveis com tratamento anti-embaciamento · lente única de policarbonato com · ponte ampla moldada para garantir conforto · livre de látex</p>
	<p>250-99-0920-PT 12/embalagem, 144/caixa</p> <p>Óculos de segurança EN166 reutilizáveis com tratamento anti-embaciamento · lente única de policarbonato com · ponte ampla moldada para garantir conforto · pode ser usado com ou sem óculos · livre de látex</p>
	<p>NONEFS500 96/embalagem, 96/caixa</p> <p>Viseira completa descartável EN166 EPI Categoria II com tira de espuma elástica e tratamento anti-embaciamento · proteção contra respingos ou pulverização · pode ser usada com ou sem óculos · banda sem látex · comprimento: 22 cm</p>




A Medline oferece uma vasta gama de vestuário de proteção para pacientes e profissionais de saúde.

Consulte a nossa brochura de vestuário de proteção para obter mais pormenores.

Protective Apparel
Enhance safety and protection



Reduce cross-contamination and protect your staff.



Para mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253
www.medline.eu/pt
Encomendas: pt-pedidos@medline.com
Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

As máscaras respiratórias são classificadas como Equipamento de Proteção Individual de Categoria III
Os óculos de segurança são classificados como Equipamento de Proteção Individual de Categoria II
A viseira descartável NONEFS500 é classificada como Equipamento de Proteção Individual de Categoria II

As referências BFE-240, BFE-245, BFE-230 e BFE-231 são dispositivos médicos não estéreis de classe I destinados a serem utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

As máscaras faciais resistentes a fluidos, as máscaras faciais cirúrgicas e as máscaras faciais cirúrgicas com elásticos são dispositivos médicos classe I não esterilizados destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer neste folheto.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA. Lit954_PT 10/2023.

 **INSPIRE**
Imp H el ene Boucher, ZA Les B eluzes
42720 Pouilly /s Charlieu Fran a



 **Medline International France SAS**
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Ch ateaubriant, Fran a

