

Máscaras faciais

Cirúrgicas, de procedimento e respiratórias

A close-up photograph of a healthcare professional wearing a blue surgical cap and gown. They are holding a white, cup-shaped respirator mask with yellow straps over their nose and mouth. Their hands are visible, adjusting the mask. The background is a plain, light gray.

**Máscaras à
disposição**

Programa de avaliação

A avaliação de produtos sem compromisso e totalmente grátis da Medline permite-lhe experimentar o excelente conforto e proteção das nossas máscaras faciais e respiratórias por si próprio. A Medline fornece todas as ferramentas e apoio clínico de que os seus colaboradores precisam durante a avaliação. Entre em contacto com o seu gestor de conta Medline para obter mais informações.

Conteúdo

Introdução	4
Normas EN	4
Uma extraordinária seleção	6
Embalagens inovadoras	7
Máscaras faciais resistentes a fluidos	8
Máscaras faciais cirúrgicas	10
Máscaras faciais de procedimento	12
Máscaras respiratórias	13
Produtos oculares	14



Os mais elevados padrões de proteção e respirabilidade

A Medline desenvolveu muitas inovações de produto através da adoção de uma abordagem de parceria. Isso implica trabalhar com profissionais da área médica em todo o mundo, conhecer suas necessidades e fornecer soluções adequadas. É por isso que as nossas máscaras faciais cirúrgicas e máscaras respiratórias oferecem um conforto extraordinário, cumprindo ao mesmo tempo os mais elevados padrões de proteção. As nossas máscaras foram concebidas para cumprir os requisitos dos profissionais de saúde, desde o cirurgião ao enfermeiro.

Requisitos da norma europeia EN14683:2025 para máscaras faciais médicas

A gama de máscaras faciais da Medline cumpre os requisitos de construção, conceção e desempenho da norma europeia EN14683:2025. As máscaras faciais são testadas quanto à eficácia da filtragem bacteriana (BFE), pressão diferencial, resistência a respingos, limpeza microbiana e avaliadas quanto à segurança biológica antes de serem introduzidas no mercado. A Medline oferece uma seleção completa de máscaras faciais de procedimento e cirúrgicas sem látex, que cumprem os requisitos da EN14683:2025 Tipo II ou Tipo IIR.

	Eficácia de filtragem bacteriana «BFE» (%)	Pressão diferencial (Pa)	Pressão de resistência a respingos (kPa)	Limpeza microbiana (cfu/g)
Tipo I	≥ 95	< 200	Não necessário	≤ 30
Tipo II	≥ 98	< 200	Não necessário	≤ 30
Tipo IIR	≥ 98	< 300	≥ 16	≤ 30

Requisitos da norma europeia EN149 relativa às máscaras respiratórias

A gama de máscaras respiratórias da Medline cumpre a norma europeia EN149+A1:2009 de máscaras parciais de filtragem como dispositivos de proteção respiratória contra partículas. A gama consiste em máscaras em forma de cone e lisas, com ou sem válvula, que recaem numa das classes de desempenho especificadas pela norma: FFP1, FFP2 ou FFP3.

Características físicas		FFP1	FFP2	FFP3
Fuga total para o interior		Não superior a 22% média	Não superior a 8% média	Não superior a 2% média
Penetração do material filtrante, máxima penetração inicial de aerossol de teste	Teste com cloreto de sódio 95 l/min., % máx.	20	6	1,0
	Teste com óleo de parafina 95 l/min. % máx.	20	6	1,0
Resistência à respiração, máximo permitido resistência (mbar)	Inalação 30 l/min.	0,6	0,7	1,0
	Inalação 95 l/min.	2,1	2,4	3,0
	Exalação 160 l/min.	3	3	3,0

Uma extraordinária seleção

Fornecemos aos seus colaboradores um excelente conforto e uma proteção fiável

Graças ao nosso trabalho contínuo com profissionais médicos para desenvolver soluções de produtos apropriadas que atendam às suas necessidades exclusivas, o nosso portefólio inclui uma seleção abrangente de máscaras sem látex com recursos inovadores.



Conforto

- Grande variedade: Desde opções para peles sensíveis a viseiras anti-embaciamento e atilhos ultrassuaves, temos as suas necessidades cobertas.
- Respirabilidade soberba: Ao mesmo tempo que filtram bactérias nocivas, as nossas máscaras permitem uma fácil circulação de ar em ambas as direções, promovendo um elevado nível de respirabilidade e conforto.



Inovação

- Sistema de embalagem exclusivo: A sua equipa selecionará intuitivamente as máscaras certas com o nosso exclusivo código de cores, ícones úteis, fotografias a cores e muito mais.
- Viseiras anti-reflexo: Um revestimento especial elimina praticamente os reflexos da iluminação intensa do bloco operatório.



Proteção

- Eficácia de filtragem: Todas as máscaras faciais Medline excedem os padrões de eficácia de filtragem bacteriana e pressão diferencial estabelecidos na EN14683.
- Proteção contra fluidos: Estão também disponíveis máscaras faciais de procedimento e cirúrgicas alternativas resistentes a fluidos do Tipo IIR, que cumprem ou excedem a norma de resistência a salpicos de 120 mmHg.

Embalagens inovadoras para simplificar a escolha de máscaras

As embalagens da Medline foram criadas para que os profissionais médicos possam, de uma forma fácil e instantânea, identificar características importantes das máscaras.

Embalagem codificada por cores


Roxo: Máscaras resistentes a fluidos Tipo IIR

Verde: Máscaras faciais cirúrgicas Tipo II

Laranja: Máscaras faciais de procedimento Tipo II

Azul: Respiradores

Perfurações e um entalhe de polegar conveniente para o polegar para facilitar a abertura e a distribuição



Classificação do produto;
para uma seleção correta e a sua tranquilidade

Máscaras faciais cirúrgicas resistentes a fluidos

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana «BFE» (%)	Pressão diferencial (Pa)	Resistência a respingos (kPa)	EN14683 Tipo	Embalagem
	BFE-345	99,8	244	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
	Interior em polipropileno não-tecido, exterior em polipropileno não-tecido · roxo · atilhos					
	BFE-346	99,8	244	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
	Interior em polipropileno não-tecido, exterior em polipropileno não-tecido · rosa · atilhos					
	NONE27422	99,4	181	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos com Tira de Espuma Anti-embaciamento Interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · sem espuma anti-embaciamento · roxo · atilhos					
	NONE27412	99,4	212	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos Interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · atilhos					
	NONE27412XL	99,04	162	21	Tipo IIR	50/embalagem, 500/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos XL Interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · atilhos · tira de espuma anti-embaciamento · tamanho XL · roxo					
	NONE27712	99,8	148	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos Filtro exclusivo para uma excelente proteção contra fluidos · interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento · padrão roxo · atilhos					
	NONE27410	99,4	205	21	Tipo IIR	25/embalagem, 100/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos com Viseira Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · atilhos					
	NONE27710	99,9	228	21	Tipo IIR	25/embalagem, 100/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Resistente a Fluidos com Viseira Interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento · padrão roxo · atilhos					

Máscaras faciais de procedimentos resistentes a fluidos

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana «BFE» (%)	Pressão diferencial (Pa)	Resistência a respingos (kPa)	EN14683 Tipo	Embalagem
	BFE-240	99,8	244	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
	Ideal para utilizadores com pele sensível Interior em polipropileno não-tecido, exterior em polipropileno não-tecido · branco · elásticos na orelha					
	BFE-245	99,8	244	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
	Interior e exterior em polipropileno não-tecido · roxo · elásticos na orelha					
	BFE-246	99,8	244	16	Tipo IIR	50/embalagem, 2000/caixa
	Interior em polipropileno não-tecido, exterior em polipropileno não-tecido · rosa · elásticos na orelha					
	NONE27412EL	99,4	181	21	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial de Procedimento Resistente a Fluidos Interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · elásticos na orelha					
	NONE27410EL	99,4	189	21	Tipo IIR	25/embalagem, 100/caixa
	Máscara Facial de Procedimento Resistente a Fluidos com Viseira Interior em polipropileno unido termicamente e exterior em polipropileno spunbond · tira de espuma anti-embaciamento · roxo · elásticos na orelha					
	NONE27374	99,52	150	16	Tipo IIR	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial de Procedimento Resistente a Fluidos Interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha					
	NONE27374P	99,5	169	16	Tipo IIR	50/embalagem, 500/caixa
	Máscara facial de procedimentos pediátrica resistente a fluidos de tamanho infantil Interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha					

Suportes para Caixa de Máscaras Faciais

	Embalagem
	12/caixa
Suporte para caixas de máscaras faciais cirúrgicas do Tipo IIR fabricado em plástico transparente; adequado para as seguintes referências: NONE27712, NONE27412, NONE27412EL, NONE27422	
	6/caixa
Suporte para caixas de máscaras faciais do Tipo IIR com viseira, fabricado em plástico transparente; adequado para as seguintes referências: NONE27710, NONE27410, NONE27410EL	

Máscaras faciais cirúrgicas

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana «BFE» (%)	Pressão diferencial (Pa)	Tipo EN14683	Embalagem
	NONE27377	98,9	104	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Respirabilidade excepcional graças a um interior com design exclusivo · interior e exterior em polipropileno não-tecido · azul · atilhos				
	NONE27376	99,7	122	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Interior suave ideal para procedimentos longos · interior e exterior em celulose · azul · atilhos				
	NONE27402	99,2	89	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica Interior em celulose, exterior em polipropileno não-tecido · azul · atilhos				
	NONE27385	99,7	122	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica – ideal for utilizadores com pele sensível Sem corantes nem pigmentos, para peles sensíveis · interior e exterior em celulose · branco · atilhos				
	NONE27386	99,08	102	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Cirúrgica – ideal for utilizadores com pele sensível Sem corantes nem pigmentos, para peles sensíveis · polipropileno não-tecido interior e exterior · branco · atilhos				

Máscaras faciais cirúrgicas

	Número do artigo.	Eficácia de filtração bacteriana «BFE» (%)	Pressão diferencial (Pa)	Tipo EN14683	Embalagem
	NONE27408	98,7	98	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
Máscara Facial Cirúrgica com Tira de Espuma Anti-embaciamento Interior suave ideal para procedimentos longos · interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento · azul · atilhos 					
	NONE27378A	99,7	122	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
Máscara Facial Cirúrgica com Tira de Espuma Anti-embaciamento Grossa Interior suave ideal para procedimentos longos · interior e exterior em celulose · tira de espuma anti-embaciamento grossa · azul · atilhos 					
	NONEBUDDYTIE	99,7	106	Tipo II	50/embalagem 300/caixa
Máscara Cirúrgica Pediátrica com Motivos Motivo «Buddy the Brave» · interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno spunbond · motivo pediátrico · atilhos 					

Suporte para caixa de máscaras faciais



	Embalagem
NONFM122	12/caixa

Suporte para caixas de máscaras cirúrgicas do Tipo IIR fabricado em plástico transparente PETG; adequado para as seguintes referências: NONE27377, NONE27376, NONE27402, NONE27385, NONE27386, NONE27408, NONE27378A, NONEBUDDYTIE

Máscaras faciais de procedimento

	Número do artigo.	Eficácia de filtragem bacteriana «BFE» (%)	Pressão diferencial (Pa)	Tipo EN14683	Embalagem
	BFE-230	99,8	151	Tipo II	50/embalagem, 2000/caixa
	Ideal para utilizadores com pele sensível Interior e exterior em polipropileno não-tecido · branco · elásticos na orelha				
	BFE-231	99,8	151	Tipo II	50/embalagem, 2000/caixa
	Interior em polipropileno não-tecido, exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha				
	NONE27378	99,6	124	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial de Procedimento Respirabilidade excepcional graças a um interior com design exclusivo · interior e exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha				
	NONE27122	99,6	124	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial Isoladora Interior e exterior em polipropileno não-tecido · elásticos na orelha · amarelo				
	NONE27375	98,4	86	Tipo II	50/embalagem, 300/caixa
	Máscara Facial de Procedimento – interior suave ideal para procedimentos longos Interior em celulose · exterior em polipropileno não-tecido · azul · elásticos na orelha · banda nasal em plástico				
	NONEBUDDYP	99,7	106	Tipo II	50/embalagem, 500/caixa
	Máscara de Procedimento Pediátrica Tamanho Infantil Motivo «Buddy the Brave» · interior em polipropileno unido termicamente, exterior em polipropileno não-tecido · motivo pediátrico · elásticos na orelha				

Suporte para caixa de máscaras faciais

Embalagem

NONFM121

12/caixa




Suporte para caixas de máscaras de procedimento do Tipo II fabricado em plástico transparente PETG; adequado para as seguintes referências: NONE27378, NONE27122, NONE27375

Máscaras respiratórias

	Número do artigo.	Fuga total para o interior (%)	Teste com cloreto de sódio 95 l/min., % máx.	Teste com óleo de parafina 95 l/min., % máx.	Tipo EN149 + A1:2009	Embalagem
	1220	0,85	0,47	1,61	FFP2	50/embalagem, 200/caixa
	Dobrada em plano · interior e exterior 100% polipropileno · dois elásticos de cabeça em polipropileno/elastano · branco · embalagem unitária					
	2120L	1,95	0,4	0,57	FFP2	25/embalagem, 200/caixa
	Dobrada em três · interior e exterior 100% polipropileno · dois elásticos de cabeça em polipropileno/elastano · branco · embalagem unitária					
	NONE24508	3,137	0,97	1,755	FFP2	20/embalagem, 240/caixa
	Máscara Respiratória FFP2 Dobrada em plano · interior e exterior em polipropileno e poliéster · dois elásticos de cabeça · branco					
	ZD-001	3,5	1,5	4,2	FFP2	20/embalagem, 600/caixa
	Dobrada em plano na vertical · interior e exterior em polipropileno · elásticos na orelha · branco					
	RFP2FV	3,14	1,29	2,34	FFP2	10/embalagem, 120/caixa
	Máscara Respiratória com Válvula FFP2 Dobrada em plano · interior e exterior em polipropileno e poliéster · válvula de expiração · dois elásticos na cabeça · branco					
	2130	1,95	0,4	0,57	FFP3	25/embalagem, 200/caixa
	Interior e exterior 100% polipropileno · dois elásticos de cabeça em polipropileno/elastano · branco · dobrada em três e embalada individualmente					
	AJ-02	1,7	0,8	0,2	FFP3	25/embalagem, 500/caixa
	Interior e exterior em polipropileno · peça nasal anti-embaciamento em silicone · duplo elástico · branco · dobrada em plano na vertical e embalada individualmente, com elásticos de cabeça ajustáveis					
	NONE24510VF	0,158	0,18	0,1	FFP3	10/embalagem, 120/caixa
	Máscara Respiratória com Válvula FFP3 Dobrada em plano · interior e exterior em polipropileno e poliéster · válvula de expiração · dois elásticos na cabeça · branco					

Proteção ocular

	Número do artigo.	Embalagem
	NONELENS	100/embalagem, 400/caixa
	Lente descartável para utilizar com NONEFRAME, poliéster óticamente transparente · sem látex	
	NONEFRAME	50/embalagem, 100/caixa
	Armação de polipropileno reutilizável para utilizar com NONELENS · disponível numa gama de cores · sem látex	
	250-13-0020-EN	12/embalagem 144/caixa
	Óculos de proteção reutilizáveis com tratamento anti-embaciamento · lente única de policarbonato de visão ampla · apoio nasal moldado para maior conforto · sem látex	
	250-99-0920-EN	12/embalagem, 144/caixa
	Óculos de proteção EN166 reutilizáveis com tratamento anti-embaciamento · lente única de policarbonato de visão ampla · apoio nasal moldado para maior conforto · podem ser usados com ou sem óculos · sem látex	
	NONEFS500	96/embalagem, 96/caixa
	Viseira completa descartável EN166 EPI Categoria II com tira de espuma elástica e tratamento anti-embaciamento · proteção contra respingos ou pulverização · pode ser usada com ou sem óculos graduados · banda sem látex · comprimento: 22 cm	
		

A Medline oferece uma gama abrangente de vestuário de proteção para doentes e profissionais de saúde.

Consulte as nossas brochuras de vestuário de proteção para mais informações.

Proteção Pessoal

Conosco está seguro!



**Reduza a
contaminação
cruzada
e proteja
a sua equipa.**

Catálogo de Vestuário para Pacientes em Ambulatório

Soluções de vestuário individuais e kits para procedimentos em ambulatório



**Cuidar do
conforto e
da segurança
dos pacientes**

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, entre em contacto com o seu gestor de conta ou consulte: www.medline.eu/pt



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito

1700-062 Lisboa

Portugal

Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt

Encomendas: pt-pedidos@medline.com

Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2026 Medline. Lit954_PT 10/2026