



Flex-One™ Chirurgisches Absaugen

EINFACH IN DER ANWENDUNG • SICHERHEIT • EINE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNGSLÖSUNG





Ein Produkt für das Absaugen in allen Bereichen

Der neue Flex-One bietet, die wirtschaftliche, in der Anwendung einfache, sichere und zuverlässige Lösung für ihren gesamten Bedarf an Absaugung.

Flex-One kann dank des optionalen Rollständers in einem Verbund von bis zu 4 Behältern verwendet werden.

Die Flex-One Einwegprodukte

Ref nr.	Beschreibung	Mge
FO200	2 l. Behälter ohne Filter, weißer Deckel	66
FO201	2 l. Behälter mit Filter, grüner Deckel	54

Hardware

Ref nr.	Beschreibung	Mge
LCLC1426CE	Metallklammer	1
65652-586*	Rollständer	1
65652-145*	Wandplatte	1
516500CE*	Anschlussschlauch für den Vakuumbehälter (Meterware), 30m x 8 mm 8 mm	4
CFO201	Grüne Halterung Außenbehälter	15
CFO200	Weißer Halterung Außenbehälter	15

* Für Cardinal Health, Inc., oder eine ihrer Tochtergesellschaft vertriebene Produkte.

Eine wirtschaftliche Lösung

- Ein einfaches und effizientes Flüssigkeitsmanagement mit einer Kapazität von 2 Litern pro Behälter.

Einfach in der Anwendung

- 2 Anschlüsse: 1 Patientenstutzen, 1 Vakuumananschluss.
- Grüner Deckel: Beutel mit hygroskopischem Filter.
- Weißer Deckel: Beutel ohne hygroskopischem Filter.

Sicherheit

- Der hygroskopische Filter schützt die Vakuumquelle vor Kontamination mit Aerosolen und Flüssigkeiten.
- Ein Rückschlagventil am Patientenstutzen sorgt für optimalen Schutz des Personals und der Patienten.



Medline International Germany GmbH
 Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7
 47533 Kleve - Germany
 Tel: +49 2821 7510-0
 Fax: +49 2821 7510-7802

Medline International Switzerland Sàrl
 A-One Business Center
 Z.A. Vers la Piece N° 10
 1180 Rolle - Switzerland
 Tel: + 41 848 244 433
 Fax: + 41 848 244 100

www.medline.com/de