



**SOLUCIÓN ECONÓMICA,
SEGURA Y FÁCIL DE USAR.**



Aspiración quirúrgica Flex-One

El producto para sus necesidades de Aspiración quirúrgica diaria

El sistema Flex-One ofrece una amplia gama de productos reutilizables que son económicos, fáciles de usar, seguros y fiables. Flex-One es la solución para todos sus requisitos de aspiración médica. Se puede adaptar fácilmente a diferentes configuraciones gracias a su carrito móvil con cuatro recipientes. Se puede instalar en la pared con un soporte riel o simplemente instalándolo directamente en la pared con una placa.

Económico

- Con únicamente un volumen de bolsa disponible (2 l), Flex-One es una solución simple y eficiente.

Fácil de usar

- 2 puertos: puerto del paciente y puerto de vacío
- Con código de colores para identificar las bolsas que contienen filtro higroscópico
- Con código de colores para identificar el recipiente externo

Seguro

- El filtro higroscópico de cada bolsa con tapa verde protege la fuente de vacío de los aerosoles y de los fluidos contaminados.
- La válvula antirreflujo, ubicada en el puerto del paciente de la bolsa, garantiza una protección óptima para su personal y el paciente al evitar las fugas.

Productos desechables Flex-One¹

Referencia	Descripción	Cantidad
FO200	Bolsa de 2 l sin filtro, tapa blanca	66
FO201	Bolsa de 2 l con filtro, tapa verde	54
FO201PG	Bolsa de 2 l con filtro, con solidificador, tapa verde	54

Productos reutilizables^{2,3,4}

Referencia	Descripción	Cantidad
CF0201	Soporte verde, bolsa externa	15
CF0200	Soporte blanco, bolsa externa	15
DYNDSCWL	Placa de pared	20
LCLC1426CE	Soporte/garra metálica para riel	1
DYNDSCC	Carro alto con ruedas, 1 a 4 recipientes	1
ORBASE	Carro bajo con ruedas, 1 a 2 recipientes	1
TUBVAC	Tubo de vacío para conexión del recipiente, 30 m	1



VENTAJAS

- Una amplia gama de productos reutilizables
- Solución económica
- Fácil de usar
- Seguro

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su account manager o visítenos en: www.medline.eu/es



Medline International Iberia S.L.U

Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España

Tfn: +34 900 600 602

Fax: +34 900 600 603

www.medline.eu/es

es-atencioncliente@medline.com

¹Las bolsas Flex-One son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

²CF0201 y CF0200 son productos sanitarios no estériles de clase I, destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.

³LCLC1426CE es un producto sanitario no estéril de clase I, destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios.

⁴TUBVAC es un producto sanitario no estéril de clase I, destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios.

Antes de usar los productos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline es una marca registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML110-ES2/CM 04/2019.