



***SOLUTION FACILE D'UTILISATION,
ÉCONOMIQUE ET SÉCURISÉE.***



Aspiration chirurgicale Flex One

L'aspiration chirurgicale pour vos besoins

Le système Flex One vous apporte une large gamme de produits réutilisables, faciles d'utilisation, sécurisés et fiables. Flex One est la solution pour vos attentes en aspiration médicale, facilement adaptable à différentes configurations grâce à son pied mobile 4 bords. Au mur, il peut être fixé sur une pince de rail ou directement en utilisant une plaque murale.

Economique

Avec une capacité unique de 2L, Flex One est une solution simple et efficace.

Facile d'utilisation

- 2 sites: 1 x patient et 1 x vide
- Un code couleur pour identifier la poche contenant le filtre hydroscopique
- Un code couleur pour identifier les bords

Sécurité

- Le filtre hydroscopique, présent sur chaque poche au couvercle vert protège la source de vide de toutes remontées d'aérosols et fluides contaminés.
- Une valve anti retour, fixée sur le site patient des poches, assure une protection optimale des équipes et du patient en évitant les risques de fuites.

Produit à usage unique Flex One¹

Référence	Description	Conditionnement
FO200	Couvercle blanc : Poche de 2L sans filtre	66
FO201	Couvercle vert : Poche de 2L avec filtre	54
FO201PG	Couvercle vert, Poche de 2L avec filtre et gélifiant	54

Equipements Réutilisables^{2,3,4}

Référence	Description	Conditionnement
CFO201	Bocal extérieur - fixation verte	15
CFO200	Bocal extérieur - fixation blanche	15
DYNDSCCLW	Plaque murale	20
LCLC1426CE	Pince métallique	1
DYNDSCC	Pied mobile haut 1 à 4 bords	1
ORBASE	Pied mobile bas 1 ou 2 bords	1
TUBVAC	Tubulure de vide renforcée, 30m	1



AVANTAGES

- Large gamme de produits réutilisables
- Solution économique
- Facile d'utilisation
- Sécurité

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter votre responsable commercial ou nous rendre visite sur notre site Web : www.medline.eu/fr



**ALWAYS
ON.**

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com