



***SOLUZIONE SICURA, ECONOMICA
E SEMPLICE DA UTILIZZARE.***



Aspirazione Chirurgica Flex-One

Il prodotto per aspirazione chirurgica per le tue necessità quotidiane

Il sistema Flex-One offre un'ampia gamma di prodotti monouso economici, sicuri, semplici da utilizzare ed affidabili. Flex-One è la soluzione per tutte le esigenze di aspirazione chirurgica. Può essere facilmente adattato in numerose configurazioni grazie al carrello mobile dotato di quattro canister. Il montaggio a parete può essere effettuato sia su barre in acciaio che mediante supporto diretto a muro.

Economico

- Flex-One è una soluzione semplice ed efficiente, disponibile in sacche da 2 L.

Semplicità di utilizzo

- 2 porte di connessione: una porta paziente ed una porta per il vuoto
- Codice colore per identificare le sacche dotate di filtro idroscopico
- Codice colore per identificare il canister esterno

Sicurezza

- Il filtro idroscopico su ciascun canister con tappo verde protegge la sorgente del vuoto da liquidi ed aerosol potenzialmente infetti.
- Una valvola antireflusso posta sulla porta paziente assicura una protezione ottimale sia per gli operatori che per il paziente.

Flex-One prodotto monouso¹

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento (pz/conf.)
FO200	Cartucce da 2L senza filtro, tappo bianco	66
FO201	Cartucce da 2L con filtro, tappo verde	54
FO201PG	Cartucce da 2L con filtro, con gelificante, tappo verde	54

Hardware^{2,3,4}

Codice articolo	Descrizione	Confezionamento (pz/conf.)
CF0201	Supporto verde, contenitore esterno	15
CF0200	Supporto bianco, contenitore esterno	15
DYNDSCWL	Piastra a muro	20
LCLC1426CE	Morsetto per barra in metallo	1
DYNDSCC	Carrello alto, da 1 a 4 canister	1
ORBASE	Carrello basso, da 1 a 2 canister	1
TUBVAC	Tube di connessione per canister	1



VANTAGGI

- Un'ampia gamma di prodotti riutilizzabili
- Soluzioni economiche
- Semplici da usare
- Sicuri

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza, 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia

Tel: + 39 55 776 65 11
Fax: + 39 55 34 01 12

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com