



**EENVOUDIG TE GEBRUIKEN, VEILIGE,  
KOSTENEFFICIËNTE OPLOSSING**



**Flex-One Chirurgische Afzuiging**

# Het product voor uw dagelijkse medische afzuiging

Het Flex-One systeem biedt een groot assortiment van herbruikbare producten die kostenefficiënt, eenvoudig in gebruik, veilig en betrouwbaar zijn. Flex-One is de oplossing voor al uw eisen omtrent medische afzuiging. Het kan eenvoudig aangepast worden aan vele configuraties dankzij zijn mobiele carrousel voor vier canisters. Muurbevestiging is ook mogelijk middels een bevestigingsrail of rechtstreeks aan de muur.

## Kostenefficiënt

- Met maar één liner (2L) is Flex-One een eenvoudige en kostenefficiënte keuze

## Eenvoudig in gebruik

- 2 poorten: 1x patiëntenpoort en 1x vacuüm poort
- Kleurgecodeerd om liners met een hygroscoopische filter te herkennen
- Kleurgecodeerd om de buitenste canister te herkennen

## Veilig

- Het hygroscoopische filter op elke canister met een groene deksel beschermt de bron tegen aerosolen en geïnfecteerde vloeistoffen.
- Een éénrichtingsventiel, bevestigd aan de patiëntenpoort van de liner, zorgt voor optimale bescherming van uw personeel en de patiënt door lekken te voorkomen.

## Flex-One disposable producten<sup>1</sup>

Artikelnummer	Omschrijving	Hoeveelheid
FO200	2 Ltr liner zonder filter, deksel wit	66
FO201	2 Ltr liner met filter, deksel groen	54
FO201PG	2 Ltr liner met filter, met stollingsmiddel, deksel groen	54

## Hardware<sup>2,3,4</sup>

Artikelnummer	Omschrijving	Hoeveelheid
CFO201	Groene houder, externe liner	15
CFO200	Witte houder, externe liner	15
DYNDSCCLW	Muurplaat	20
LCLC1426CE	Metalen railklem	1
DYNDSCC	Lange vloerstandaard, 1-4 canisters	1
ORBASE	Korte vloerstandaard, 1-2 canisters	1
TUBVAC	Verbindingsslang voor vacuüm canister, 30m	1



## VOORDELEN

- Groot assortiment herbruikbare producten
- Kostenefficiënte oplossing
- Eenvoudig in gebruik
- Veilig

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw account manager of kijk op: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



ALWAYS ON.

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium SPRL**  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
België

Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

<sup>1</sup>Flex-One liners zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
<sup>2</sup>CFO201 en CFO200 zijn klasse 1 niet-steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
<sup>3</sup>LCLC1426CE is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
<sup>4</sup>TUBVAC is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.  
Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML110-NL 01/2020.