

# Liqui-Loc® rutschfeste Bodenmatte und ORDSFMAT doppelseitige absorbierende Bodenmatte

Für eine saubere und sichere Umgebung



**Fester  
Boden unter  
den Füßen**

# Sicherheit mit Bodensaugmatten

Bei der Arbeit in nasser Umgebung, beispielsweise während einer medizinischen Prozedur, ist man täglich Gefahren wie Ausrutschen, Stolpern und Stürzen ausgesetzt. In Krankenhäusern stellt dies ein Risiko, sowohl für Patienten als auch für das medizinische Personal, dar. Mit einem zielgerichteten Einsatz von Sicherheitsprodukten werden die medizinischen Abläufe optimiert und helfen dabei die Anforderungen an medizinische Einrichtungen zu erfüllen.



## Unsachgemäßer Umgang mit diesen Gefahren kann zu einer Reihe an Herausforderungen führen:

- Verletzungen beim Personal oder Patienten stören den Arbeitsablauf und verursachen krankheitsbedingte Abwesenheiten.
- Medizinische Abläufe werden unterbrochen
- Hohe Kosten und erhöhter Zeitaufwand aufgrund längerer und vermehrter Arbeitsschritte sowie Reinigungsarbeiten
- Erhöhtes Infektionsrisiko, wenn Flüssigkeiten nicht eingedämmt und fachgerecht entsorgt werden.

## Risikoumgebung:



Operationssaal-  
und Labor-  
arbeitsplätze



Untersuchungs-  
zimmer



Waschbereiche



Entbindungs-  
stationen



Zentral-  
sterilisation/  
AEMP



## Ein Präventionsplan, der medizinische Prozesse verbessert und die damit verbundenen Herausforderungen meistert, sollte folgenden Punkte umfassen:

- Systematische Überwachung von Flüssigkeiten/Räumlichkeiten
- Tragen von rutschfestem Schuhwerk
- **Richtlinien und Empfehlungen für die Verwendung geeigneter Produkte, z.B. spezielle Bodenmatten zur Aufnahme und Bindung von Flüssigkeiten**

Mit maßgeschneiderten Lösungen sind potenzielle Gefahrenquellen schnell eingedämmt.

Die Lösungen von Medline sorgen für eine sichere und saubere Arbeitsumgebung.

# Wählen Sie einen Bodenschutz, der Ihren Anforderungen entspricht

Die Lösung von Medline umfasst sowohl die Verminderung von Rutschgefahren als auch die Sicherstellung einer schnellen Flüssigkeitsentfernung. Mit dem Ziel, die Sauberkeit und Sicherheit in der Arbeitsumgebung zu verbessern.



## Liqui-Loc® Floor Bodenmatte

Lösung für die Sturzprophylaxe neben dem OP-Tisch

- Flüssigkeitsundurchlässige rutschfeste Rückseite
- Tropfsicher, speichert und bindet Flüssigkeiten
- Einfache Entsorgung, hygienisch und sicher
- Einsatzmöglichkeiten:
  - Als Unterlage für Personal und Hocker
  - In Bereichen mit engem Kontakt zwischen Personal und Patienten (OP-Tisch, Untersuchungsraum, Waschbecken)
  - An Orten, an denen große Flüssigkeitsmengen entstehen (Gynäkologie, Urologie, Arthroskopie)

## ORDSFMAT Doppelseitig absorbierende Bodenmatte

Saubere Lösung mit hoher Absorptionsfähigkeit

- **Beidseitige Absorption** um größere Flüssigkeitsmengen aufzunehmen
- Tropfsicher, speichert und bindet Flüssigkeiten
- Beschleunigt den Reinigungsprozess, wodurch der OP wieder schneller einsatzbereit ist
- Einfache Entsorgung, hygienisch und sicher
- Nur für eine schnelle Aufnahme und Bindung großer Flüssigkeitsmengen geeignet. Nicht als Unterlage geeignet.



Zusammen bieten die Liqui-Loc® Bodenmatte und die doppelseitige Bodensaugmatte absolute Bodensicherheit.

# Bestellinformationen

## Liqui-Loc® Bodensaugmatten

Die Lösung für die Sturzprophylaxe



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Absorptionsfähigkeit	Rutschsicher	Packungseinheit
ORLLPBS	Liqui-Loc® - klein	71,1 x 101,6 cm	2,2 Liter	Ja	13 Stck./Karton
ORLLPBM	Liqui-Loc® - mittel	71,1 x 142,2 cm	3,0 Liter	Ja	10 Stck./Karton
ORLLPBL	Liqui-Loc® - groß	71,1 x 182,8 cm	3,9 Liter	Ja	8 Stck./Karton

## ORDSFMAT Doppelseitig absorbierende Bodenmatte

Die Lösung für Sauberkeit



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Absorptionsfähigkeit	Rutschsicher	Packungseinheit
ORDSFMAT	ORDSFMAT Doppelseitig absorbierende Bodenmatte	75 x 38 cm	7 Liter	Nein	50 Stck./Karton

Medline setzt sich dafür ein, die Sicherheit des Gesundheitspersonals und der Patienten zu verbessern. Wir fördern bewährte Verfahren zur Verringerung von Stürzen. Fragen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter nach unserem Programm zur Sturzprophylaxe 'Falls Intervention and Risk Management' (STAND FIRM) oder besuchen Sie unsere Website: [de.medline.eu/sturzpravention](http://de.medline.eu/sturzpravention)



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802

[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100

[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879

[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  