

Liqui-Loc™ et tapis de sol absorbant double face pour la gestion des fluides

Pour un environnement propre et en toute sécurité



**Une sécurité
absolue au sol**

La sécurité au bloc opératoire

Travailler dans des environnements humides signifie être exposé à des dangers, y compris des glissades, des trébuchements et des chutes au quotidien. Dans les hôpitaux, cela représente un risque pour le patient et le personnel soignant. Les sols mouillés peuvent tout particulièrement compromettre les soins et rajouter des difficultés dans le quotidien du personnel soignant.



Ces dangers, s'ils ne sont pas correctement gérés, plusieurs problèmes peuvent apparaître :

- Blessure du patient ou du personnel soignant pouvant engendrer de l'absentéisme lié à un arrêt maladie
- Perturbation du déroulement de l'intervention et de la concentration du personnel
- Augmentation des coûts et du temps en raison des procédures et du nettoyage qui sont prolongés
- Risque de contamination croisée car les fluides ne sont pas correctement absorbés et éliminés

Environnement à risque :



Bloc opératoire et laboratoires



Salles d'examen



Zones de lavage des mains



Salle de Maternité



Centre de stérilisation



Un plan de prévention pourrait vous aider à améliorer les procédures et les défis associés :


- Rapport systématique à propos des fluides à nettoyer
- Port de chaussures antidérapantes
- **Directives d'utilisation de produits spécialement conçus pour absorber et retenir les fluides**

Avec des solutions adaptées, les risques liés aux déversements de fluides peuvent être facilement solutionnés.

La solution Medline garantit un environnement de travail propre en toute sécurité.

Améliorer votre niveau de sécurité

La solution de Medline permet de faire face aux risques de chute mais également à la nécessité d'éliminer rapidement les fluides tout en garantissant un niveau de sécurité important



Tapis de sol absorbant Liqui-Loc


Peut-être placé sous les pieds pour absorber les fluides déversés

- **Face antidérapante et imperméable**
- **Tapis de sol avec** rétention des fluides et anti-goutte pour éviter la contamination croisée et une manipulation compliquée
- **Élimination facile** garantissant hygiène et sécurité
- Conçu pour :
 - se tenir dessus debout et y placer des outils
 - être placé dans les zones à proximité du personnel/patient (table opératoire, salle d'examen, zones de lavage des mains)
 - être utilisé lorsque d'importants volumes de fluides sont générés (gynécologie, urologie, arthroscopie)

Tapis de sol double face

Améliorer l'hygiène avec un tapis à grande capacité d'absorption

- **Absorbe des deux cotés** pour retenir un volume plus conséquent de fluides
- **Système anti-goutte** et de rétention des fluides pour éviter la contamination croisée et faciliter l'élimination
- **Accélère le processus de nettoyage** et absorbe les déversements de fluides sur le sol
- **Améliore le niveau d'hygiène général**, ce qui permet des économies de temps et d'argent
- **Ne pas rester dessus**



Ensemble, Liqui-Loc et le tapis de sol absorbant double face offrent une sécurité absolue au niveau du sol.

Informations de commande

Tapis de sol absorbants Liqui-Loc

La solution de prévention des chutes



Référence	Description	Taille	Capacité d'absorption	Anti-dérapant	Conditionnement
ORLLPBS	Liqui-Loc - taille S	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Oui	13/carton
ORLLPBM	Liqui-Loc - taille M	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Oui	10/carton
ORLLPBL	Liqui-Loc - taille L	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Oui	8/carton

Tapis de sol double face

La solution pour l'hygiène et la sécurité



Référence	Description	Taille	Capacité d'absorption	Anti-dérapant	Conditionnement
ORDSFMAT	Tapis de sol double face	75 x 38 cm	7 l	Non	50/carton

Medline s'engage à contribuer à améliorer la sécurité du personnel soignant et des patients et à promouvoir les meilleures pratiques afin de réduire les chutes. Renseignez-vous auprès de votre responsable commercial sur notre **programme d'intervention en cas de chutes et de gestion des risques**, ou visitez le site : uk.medline.eu/falls-prevention-programme.



Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
fr.medline.eu
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
fr.medline.eu
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
fr.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  