


# Betrouwbaar vloeistofmanagement

Productcatalogus



# Medline's vloeistofmanagement oplossing

Als wereldwijde leverancier van uitgebreide oplossingen voor vloeistofmanagement, voldoet Medline aan de behoeften van faciliteiten door een breed assortiment van hoogwaardige en kostenefficiënte producten die volledig aan klinische behoeften voldoen.

Het kiezen van een aspiratiesysteem is niet alleen een belangrijke stap om de best mogelijke en meest efficiënte zorg te bieden, het is ook van fundamenteel belang om de veiligheid van patiënten en zorgpersoneel te garanderen.

Medline's beste aspiratiesystemen zijn de MED-SOFT en MED-RIGID canisters en liners. Beiden zijn bedoeld om vloeistoffen, lichaamsvloeistoffen en aspiratie-afval op te vangen tijdens alle soorten ingrepen.


Samen met aspiratie-accessoires en bijbehorende producten met meerdere toepassingen, zijn de mogelijkheden eindeloos om uw vloeistofmanagement systeem precies aan uw behoeften aan te passen.

## Inhoudsopgave

<b>Aspiratiesystemen</b>	<b>4</b>
MED-SOFT	4
MED-RIGID	8
Aspiratiesystemen & Accessoires	10
Herbruikbare accessoires	11
<b>Aspiratieslangen</b>	<b>12</b>
Aspiratieslangen verbindingen	12
Aspiratieslangen op rol	14
Accessoires	14
<b>Yankauers en aspiratie canules</b>	<b>16</b>
Harde Yankauers	16
Aspiratie canules	18
<b>Gynaecologie assortiment</b>	<b>19</b>
Baar moeder curettage	19
Gynaecologie aspiratieslangen	20
Accessoires	21
<b>Veiligheid op de vloer</b>	<b>23</b>
Absorberen van de vloer	23
<b>Laparoscopie assortiment</b>	<b>24</b>
Laparoscopie basisbenodigdheden	24

# MED-SOFT

Medline's MED-SOFT biedt een speciaal ontworpen aspiratiesysteem voor veilige en gemakkelijke omgang met vloeistoffen, lichaamsvloeistoffen en aspiratie-afval. Dit gesloten aspiratiesysteem is gemaakt van liners voor gebruik bij één patiënt en herbruikbare canisters.



- 1 Antimicrobiële filter**  
Filtert > 99.9% van vernevelde micro-organismen en deeltjes
- 3 Mechanische afsluitklep**  
Voorkomt overlopen en besmetting van de vacuüm afzuigslang

- 2 Anti-terugstroom ventiel**  
Vermijdt besmetting door te voorkomen dat er vloeistof terugstroomt bij het loskoppelen van de patiëntslang en te voorkomen dat besmette aërosolen in de patiëntslang terecht komen.

# MED-SOFT Canisters en Liners

## MED-SOFT Liners

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYNDSC1000	1 L MED-SOFT Liner	50/ds
DYNDSC1500	1,5 L MED-SOFT Liner	50/ds
DYNDSC3000	3 L MED-SOFT Liner	50/ds




+ Gesloten afzuigstelsysteem voor veiligheid

## MED-SOFT Liners met Afzuigslang

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR916K	1 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang	50/ds
OR926K	1,5 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang	50/ds
OR936K	3 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang	50/ds
OR929K	1,5 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 3 m slang	50/ds
OR939K	3 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 3 m slang	50/ds



+ Gebruiksklare set met flexibele en knikbestendige slang



## MED-SOFT Liners met ORNEX slangen en MED-STOP Vacuümcontrole

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR53916	1 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang en volwassenen MED-STOP	50/ds
OR53926	1,5 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang en volwassenen MED-STOP	50/ds
OR53929	1,5 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 3 m slang en volwassenen MED-STOP	50/ds
OR54916	1 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang en pediatrische MED-STOP	50/ds
OR54926	1,5 L MED-SOFT Liner + 6 mm x 1,8 m slang en pediatrische MED-STOP	50/ds



Gebbruiksklare set voor tracheale en bronchiale afzuiging



## MED-SOFT Liners met MED-GEL Stollingsmiddel

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR1910PG	1 L MED-SOFT Liner + MED-GEL	45/ds
OR1920PG	1,5 L MED-SOFT Liner + MED-GEL	45/ds
OR1930PG	3 L MED-SOFT Liner + MED-GEL	45/ds



Liner met stollingsgel om veilig en gemakkelijk vloeistoffen af te voeren



## MED-SOFT Canisters

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYNDCL01000	Canister voor 1 L MED-SOFT Liner	8/ds
DYNDCL01500	Canister voor 1,5 L MED-SOFT Liner	8/ds
DYNDCL03000	Canister voor 3 L MED-SOFT Liner	8/ds
DYNDCL010T	T-canister voor 1 L MED-SOFT Liner	8/ds
DYNDCL015T	T-canister voor 1,5 L MED-SOFT Liner	8/ds
DYNDCL030T	T-canister voor 3 L MED-SOFT Liner	8/ds



## Aspiratiesystemen

Afzuigsystemen zijn een essentieel onderdeel van dagelijks vloeistofmanagement door zorgpersoneel in de OK. Het op de juiste manier aansluiten van verschillende componenten en het correct activeren / deactiveren van het systeem kan soms echter vragen oproepen.

Om u te helpen, vindt u hieronder een stapsgewijze uitleg van de belangrijkste handelingen die u over uw afzuigstelsysteem moet weten.

Scan deze QR codes



De liner is het disposable component van het MED-SOFT afzuigstelsysteem, die in de canister wordt geplaatst. **Hoe plaats ik de liner?**



Tijdens een chirurgische ingreep kan het om verschillende redenen nodig zijn om afzuiging tijdelijk te stoppen. Het is belangrijk dit weer te kunnen activeren wanneer dit nodig is, om te zorgen voor een ononderbroken ingreep. **Hoe herstart ik de afzuiging?**



Zodra de liner volledig gevuld is, moet deze verwijderd worden aan het eind van de ingreep. Om het risico op kruisbesmetting of beschadiging van de apparatuur te voorkomen, is het belangrijk om deze op de juiste manier uit de canister te halen. **Hoe verwijder ik de liner?**



# MED-RIGID

Medline's MED-RIGID biedt een sterk en stevig afzuigsysteem met canisters voor eenmalig gebruik en een herbruikbare houder. De vergrendelende deksels van het systeem helpen bij de juiste afvoer van besmettelijke vloeistoffen en afzuigafval.



**1 Antimicrobiële filter**  
Bacteriële filtratie-efficiëntie-getest filter dat helpt bij het voorkomen van 99,99% van de verontreiniging door vacuüm

**2 Volumeaanduiding**  
Maakt nauwkeurige meten van opgevangen vloeistoffen mogelijk

# MED-RIGID Canisters en Houders

## MED-RIGID Canisters

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR212	1,2 L MED-RIGID Canister	40/ds
OR220	2 L MED-RIGID Canister	40/ds
OR230	3 L MED-RIGID Canister	40/ds



## MED-RIGID Canisters met ORNEZ Slangen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR312	1,2 L MED-RIGID Canister + 5 mm x 1,8 m Slang	30/ds
OR320	2 L MED-RIGID Canister + 5 mm x 1,8 m Slang	30/ds
OR319	3 L MED-RIGID Canister + 6 mm x 3,0 m Slang	30/ds



**+** Gebruiksklare set met flexibele en knikbestendige slang

## MED-RIGID 12L Canister

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
ORLVC	12 L MED-RIGID Canister	4/ds
OR12LTR	Canister trolley voor 12 L canister	1/ds



**+** Ingrepen met hoge hoeveelheden vloeistof

## MED-RIGID Canister Houders

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR159	MED-RIGID Canister Houder voor 1,2 L canister	20/ds
OR139	MED-RIGID Canister Houder voor 2 L of 3 L canister	20/ds



# Afzuigsystemen accessoires

## Tandem Slangverbindingen

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYNDTND	Tandem Slang voor MED-SOFT liner	20/ds
OR542	Tandem Slang voor MED-RIGID Canister	50/ds



## MED-GEL stollingsmiddel

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
RE2015	MED-GEL dispenserdoos, 100 st / doos, 2 dozen / buitendoos	200/cs
RE2050	MED-GEL emmer, 2 kg / emmer, 2 emmers / doos	2/ds



- + Gemakkelijk vast afval afvoeren
- + Vermindert het risico op kruisbesmetting

## Canister voor klein volume

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR300PEDA	Klein volume canister	50/ds



## Verbindingsstukken

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR109	L-verbindingstuk voor MED-SOFT Liner	500/ds
ORADAPT10	Accessoire poort omvormer	50/ds



## Disposable Weefselopvangproducten

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR123	Korte weefselopvangkous (9 cm), met mannelijke connector (Ø 7 mm)	100/ds
OR125	Lange weefselopvangkous (23 cm), met mannelijke connector (Ø 7 mm)	100/ds
OR124	Lange weefselopvangkous (23 cm), met mannelijke connector (Ø 10 mm)	100/ds
OR169	Lange weefselopvangkous (23 cm), met vrouwelijke connector (Ø 14 mm)	100/ds
OR84	Gesloten weefselopvangproduct (Ø 10mm)	20/ds

- + Voor het opvangen en bewaren van monsters voor analyse



# Herbruikbare accessoires

## Montagebeugels

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYNDSCW	Polycarbonaat muurbeugel	20/ds
ORCLAMP	Polycarbonaat rail klem	20/ds
906023E	RVS houder	10/ds
FKD0036	Omvormer voor de afzuigcanister van Medline; compatibel met VacSax houder	10/ds
ORCONVS	Omvormer voor de afzuigcanister van Medline; compatibel met Serres railklem	20/ds



- + Breed scala aan canister houders voor muur, rail, tafel en bed

## Trolleys en standaarden

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
ORTROL4C	PVC canister trolley with 2 brakes (fixed height 80 cm; can hold 4 canisters)	2/cs
DYNDSCC	Metalen canister trolley (verstelbare hoogte van 61 tot 106 cm; kan 4 canisters bevatten)	1/ds
ORBASE	Canister trolley (vaste hoogte van 50 cm; kan 2 canisters bevatten)	1/ds
ORSTAND	Canister houder met klevende bodem	10/ds
ORSTANDR	Canister houder met rolstandaard	2/ds
OR12LTR	Canister trolley voor 12 L canister	1/ds



- + Voor alle soorten configuraties

## Vacuümslang

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
DYND2MNF	Verdeelstuk voor 2 canisters	10/ds
DYND3MNF	Verdeelstuk voor 3 canisters	10/ds
DYND4MNF	Verdeelstuk voor 4 canisters	10/ds
TUBVAC	Gevlochten versterkte vacuümslang (rol 30 m)	1/ds



- + Voor het verbinden van een netwerk van meerdere canisters aan een vacuübron

# Afzuigslangen verbinden

Medline's opties voor slangverbindingen vormen een stevige verbinding met veel verschillende afzuigaccessoires, hebben maximale doorstroming en voorkomen interne blokkades.

## Superzachte steriele afzuigslang met brede en flexibele connector

Artikelnummer	Aansluiting	ID	Lengte	Verpakking
ORS710	Flexibele F/F	7 mm	3 m	30/ds

- + Superzachte zuigbuis met weinig geheugen



## Steriele ORNEX afzuigslangen

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX56A	5mm	1,80 m	50/ds
ORNEX510	5mm	3 m	30/ds
ORNEX66A	6 mm	1,80 m	45/ds
ORNEX610	6 mm	3 m	25/ds
ORNEX76A	7 mm	1,80 m	40/ds
ORNEX710	7 mm	3 m	20/ds
ORNEX712	7 mm	3,6 m	20/ds



- + Met al vooraf bevestigde mannelijke connector voor verbeterde verbindingen


## ORNEX slang met Vingertop Vacuümcontrole

Artikelnummer	Aansluiting	ID	Lengte	Steriel	Verpakking
ORNEX56VCNS	F/MVC	5 mm	1,80 m	Nee	50/ds
ORNEX56VC	F/F + MVC	5 mm	1,80 m	Ja	50/ds
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1,80 m	Ja	50/ds


- + Met een vingertop gecontroleerd vacuümventiel voor betere controle over afzuiging



ORNEX56VCNS  
ORNEX66VC



ORNEX56VC



## Niet steriele ORNEX slang met MED-STOP Vacuümcontrole

Artikelnummer	ID	Lengte	MED-STOP	Verpakking
ORNEX66VCA	6 mm	1,80 m	Volwassenen	30/ds
ORNEX66VCP	6 mm	1,80 m	Pediatriesch	30/ds
ORNEX610VCA	6 mm	3 m	Volwassenen	30/ds

- + MED-STOP is compatible met pediatrische en volwassenen afzuigkatheters



ORNEX66VCA



# Afzuigslangen op rol

## Niet steriele ORNEX slangen op rol

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX5100	5 mm	30 m rol	1/ds
ORNEX6100	6 mm	30 m rol	1/ds
ORNEX7100	7 mm	30 m rol	1/ds

- + 16 slangen; elk 1,8 m lang
- Mannelijke connectors inbegrepen



## Niet steriele NBT Bubbelslang op rol

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakking
NBT5100	5 mm	30m rol = 0,90 m x 33 afzuigslangen	1/ds
NBT7100	7 mm		1/ds

- + 16 slangen; elk 1,8 m lang, of 33 slangen; elk 0,9 m lang
- DEHP vrij



# Accessoires

## MED-STOP Vacuümcontrole

Artikelnummer	Omschrijving	MED-STOP	Verpakking
OR853VCA	MED-STOP	Volwassenen	200/cs
OR854VCP	MED-STOP	Pediatriesch	200/cs


- + Betere controle over afzuiging voor tracheale en bronchiale afzuiging
- Compatible met volwassenen en pediatrie afzuigkatheters



## Steriele spoelsysteemdrop

Artikelnummer	Lengte	Fles capaciteit compatibiliteit	Verpakking
RSC15F	17 cm	500 ml	100/ds
RSC24F	24 cm	1000 ml	100/ds


- + Voor het reinigen van afzuigcircuits van tracheale en bronchiale aspiratie
- Compatibel met de meeste gangbare steriele waterflessen op de markt



## Afzuigverbindingstukken

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR350A	<b>Recht verbindingstuk:</b> Geschikt voor slangen van vijf maten; sluit slangen van dezelfde maat aan of gebruik als verloopstuk voor elke combinatie van 5 - 11 mm slangen.	500/ds
OR351	<b>Sims connector:</b> Past op slangen met een diameter van 3 - 6 mm in zeven stappen; taps toelopend verbindingstuk past zich aan tussen 3 - 6 mm voor verschillende eindgebruikerstoepassingen.	500/ds
OR352	<b>T-verbindingstuk:</b> Wordt gebruikt om drie verschillende slangen te combineren; boom verbindingstuk voor slangverbindingen van 5 - 11 mm.	150/ds
OR356	<b>Y-verbindingstuk:</b> Geschikt voor zes maten slangen van 6 mm tot meer dan 15 mm; verbindt slangen van hetzelfde of verschillend formaat.	150/ds

- + Duurzaam en breukvast
- Transparant voor betere zichtbaarheid





## Harde Yankauers

Medline heeft een volledig assortiment harde, transparante en PVC yankauers die voldoen aan alle voorkeuren en klinische behoeften met betrekking tot vloeistofverwijdering tijdens chirurgische ingrepen.

### Harde Yankauer Classic

Artikel-nummer	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuümcontrole	Verpakking
Y1200	Fijn uiteinde voor pediatrisch, tandheelkundig en KNO gebruik	270 mm	12 CH	2	Nee	50/ds
Y1500		200 mm	15 CH	0	Nee	100/ds
Y1800	Standaard uiteinde voor faryngeaal gebruik	250 mm	18 CH	6	Nee	50/ds
Y2200	Groot uiteinde voor afzuiging van grote volumes	270 mm	22 CH	6	Nee	50/ds
Y2800		270 mm	28 CH	4	Nee	50/ds




Breed assortiment open uiteindes

### Harde Yankauer Classic met Vacuümcontrole

Artikel-nummer	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuümcontrole	Verpakking
Y1201	Fijn uiteinde voor pediatrisch, tandheelkundig en KNO gebruik	270 mm	12 CH	2	Ja	50/ds
Y1501		200 mm	15 CH	0	Ja	100/ds
Y1801	Standaard uiteinde voor faryngeaal gebruik	250 mm	18 CH	6	Ja	50/ds
Y2201	Groot uiteinde voor afzuiging van grote volumes	270 mm	22 CH	6	Ja	50/ds
Y2801		270 mm	28 CH	4	Ja	50/ds



Vacuümcontrole



Volledig universele slangverbinding

## Harde Yankauer met ergonomisch handvat

Artikel-nummer	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuümcontrole	Verpakking
Y2400	Rechte uiteinde	253 mm	24 CH	4	Nee	50/ds
Y240B	Bol uiteinde	260 mm	24 CH	4	Nee	50/ds



Hoog niveau van comfort tijdens lange afzuigprocedures

### Harde yankauer met taps toelopen bol uiteinde en ergonomisch handvat

Artikel-nummer	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuümcontrole	Verpakking
Y80	Taps toelopen bol uiteinde	280 mm	12 CH	0	Nee	50/ds
Y82	Taps toelopen bol uiteinde	280 mm	12 CH	0	Ja	50/ds



Atraumatisch uiteinde voor minder weefselschade

### Harde Yankauer met AAN/UIT schakelaar handvat

Artikel-nummer	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuümcontrole	Verpakking
Y240FS	Rechte uiteinde	297 mm	24 CH	4	Ja	50/ds
Y240FB	Bol uiteinde	297 mm	24 CH	4	Ja	50/ds



- Voor betere controle over afzuiging
- Vermindert geluidsniveaus

## Harde Yankauer met ORNEX slang

Code	Omschrijving	Yankauer				Afzuigslangen		Verpakking
		Diameter	Lengte	Tip gaten	Vacuüm-controle	Interne diameter	Lengte	
ORNEX66AY1200	Yankauer set met fijne punt	12 CH	270 mm	2	Nee	6 mm	1,8 m	30/ds
ORNEX610Y1800	Yankauer set met standaard uiteinde	18 CH	250 mm	6	Nee	6 mm	3 m	30/ds
ORNEX610Y2200	Yankauer set groot uiteinde	22 CH	270 mm	6	Nee	6 mm	3 m	30/ds
ORNEX610Y80	Yankauer set met fijne en taps toelopende bolle uiteindes en ergonomisch handvat	12 CH	280 mm	0	Nee	6 mm	3 m	30/ds



Geen extra voorbereiding

ORNEX610Y80

## Afzuigcanules

### Poole afzuigcanule

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Diameter	Gaten	Vacuüm-controle	Verpakking
Y20PS	Flexibel recht uiteinde	297 mm	20 CH	20 + 4	Nee	50/ds



Voor samengevloeid bloed, vloeistof en afval afzuiging tijdens abdominale chirurgie

### Orthopedische afzuigset

Code	Omschrijving	Verpakking
YORTHO	Orthopedische afzuigset met 1 geribbeld handvat, 1 gebogen uiteinde (7 x 230 mm), handvat met 2 filters en 3 mogelijke uiteindes	10/ds



Voor ingrepen met een grote hoeveelheid vuil

## Baarmoeder Aspiratie

Medline biedt een uitgebreide oplossing voor veilige baarmoeder aspiratie met verbeterde controle en zichtbaarheid.

### Baarmoeder Curettes

#### Rechte Curettes

Artikelnummer	Maat	Verpakking
UCS07	7 mm	20/ds
UCS08	8 mm	20/ds
UCS09	9 mm	20/ds
UCS10	10 mm	20/ds
UCS11	11 mm	20/ds
UCS12	12 mm	20/ds
UCS14	14 mm	20/ds



Open uiteindes

#### Gebogen Curettes

Artikelnummer	Maat	Verpakking
UCC07	7 mm	20/ds
UCC08	8 mm	20/ds
UCC09	9 mm	20/ds
UCC10	10 mm	20/ds
UCC11	11 mm	20/ds
UCC12	12 mm	20/ds
UCC14	14 mm	20/ds



Open uiteindes

# Gynaecologie afzuigslangen

## Gynaecologie afzuigslangenset

Artikelnummer	Omschrijving	Slang lengte	Verpakking
TUB106H	10 mm ID slang met draaihandvat	2 m	10/ds
TUB1010H		3 m	10/ds



360° draaihandvat



- Draaihandvatten bevestigd
- Biedt meer comfort en controle om veiligheid te garanderen

## Grote diameter slang

Artikelnummer	Omschrijving	Slang lengte	Verpakking
TUB106	10 mm ID slang	2 m	10/ds
TUB1010		3 m	10/ds



Wordt gebruikt voor het aanpassen van de afzuigsystemen van Medline aan slangen met grote diameter voor baarmoeder curettage



ORADAPT10

# Accessoires

## Weefselopvangkousjes

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Diameter	Lengte	Verpakking
OR124	Grote weefselopvangkousen	Blauw	10 mm	23 cm	100/ds
OR169	Grote weefselopvangkousen	Geel	14 mm	23 cm	100/ds

OR169 is uitsluitend compatibel met gynaecologische afzuigsets voor baarmoeder curettage



Voor het opvangen en bewaren van monsters voor analyse

## Gesloten weefselopvangproduct

















Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
OR84	Gesloten weefselopvangproduct	20/ds



Compatibel met het assortiment afzuigsystemen van Medline

## Baarmoeder Aspiratie

Medline begrijpt dat baarmoeder curettage een delicate ingreep is waarvoor de juiste hulpmiddelen nodig zijn voor veilig gynaecologisch gebruik. Om u te begeleiden bij het kiezen van de juiste componenten, vindt u hieronder een reeks opties met alles wat u nodig heeft voor effectieve baarmoeder curettage.

Afzuig-systeem	Weefselopvang-producten	Slangen	Curettes	Ingrepen
	OR124 Ø 10 mm 	TUB106 of TUB1010 Mogelijk om draaihandvat te bevestigen 	 Rechte/gebogen curettes 7 mm - 10 mm	Curettage ingrepen met fijne en medium afzuiging
		TUB106H of TUB1010H Wordt geleverd met mannelijke connector en draaihandvat bevestigd 		
	OR169 Ø 14 mm 	TUB106H of TUB1010H Wordt geleverd met mannelijke connector en draaihandvat bevestigd 	 Rechte/gebogen curettes 11 mm - 14 mm	
OR84 Ø 10 mm 	TUB106 of TUB1010 Mogelijk om draaihandvat te bevestigen  TUB106H of TUB1010H Wordt geleverd met mannelijke connector en draaihandvat bevestigd 	Late abortus chirurgische ingrepen		
Afzuig-systeem	Verbindings		Slangen	Curettes
	ORADAPT10 Ø 10 mm 	TUB106 of TUB1010 	 Rechte/gebogen curettes 7 mm - 14 mm	Curettage ingrepen met weefselafname
		TUB106H of TUB1010H Wordt geleverd met mannelijke connector 		

## Absorberen op de vloer

Natte omgevingen stellen medisch personeel bloot aan gevaren zoals uitglijden, struikelen en vallen. Een gebrek aan veiligheid brengt chirurgische ingrepen in gevaar en zorgt voor extra uitdagingen in zorginstellingen.

### Liqui-Loc™ Vloermat

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Absorptie	Anti-slip	Verpakking
ORLLPBS	Liqui-Loc; small	71,1 x 101,6 cm	2,2 L	Ja	13/ds
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 L	Ja	10/ds
ORLLPBL	Liqui-Loc; large	71,1 x 182,8 cm	3,9 L	Ja	8/ds

- **Waterdichte antislip achterzijde**
- **Antilek**, houdt vloeistoffen vast om kruisbesmetting te voorkomen en voor gebruiksgemak
- **Eenvoudig afvoeren** voor hygiëne en veiligheid
- Om:
  - op te staan en hulpmiddelen op te leggen
  - te plaatsen waar personeel en patiënten dicht bij elkaar staan (OK tafel, onderzoekskamer, schrobruimtes)
  - te gebruiken waar veel vloeistoffen vrijkomen (gynaecologie, urologie, arthroscopie)



### Dubbelzijdige vloermat

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Absorptie	Anti-slip	Verpakking
ORDSFMAT	Dubbelzijdige vloermat	75 x 38 cm	7 L	Nee	50/ds

- **Neemt vocht op aan beide kanten** om meer vloeistof vast te kunnen houden
- **Lekt niet** en houdt vloeistoffen vast om kruisbesmetting te voorkomen en gemakkelijk af te kunnen voeren
- **Versnelt het schoonmaakproces** en absorbeert geknoeiide vloeistoffen op de vloer
- **Verbetert de algehele hygiëne**, waardoor kosten en tijd bespaard worden
- **Niet op staan**





# Laparoscopie basisbenodigdheden

Medline biedt een reeks oplossingen die effectief de vereisten voor laparoscopische ingrepen dekken, van de voorbereiding tot de ingreep zelf. Naarmate het gebruik van de laparoscopische techniek toeneemt, neemt ook de behoefte aan geschikt gereedschap toe.

## Veress Naald

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Diameter (G)	Insufflatie-oog	Verpakking
ORVN12	Veress insufflatienaald voor éénmalig gebruik	120 mm	14	2	12/ds
ORVN15	Veress insufflatienaald voor éénmalig gebruik	150 mm	14	2	12/ds

Afsluitkraan maakt veilige controle van de insufflatiestroom mogelijk

Comfortabele grip voor gecontroleerde toegang en gemakkelijke manipulatie


Het veerbeveiligingsmechanisme geeft een duidelijk, hoorbaar en voelbaar 'klik'-signaal wanneer het buikvlies is bereikt om de insufflatiestroom te starten

Scherpe, afgeschuinde punt voor veilige penetratie van de buikwand

Een stomp stilet beschermt de naaldpunt zodra de holte is binnengegaan

## Afzuigings- / irrigatie canules en sets

Artikelnummer	Omschrijving	Afzuigings- / irrigatie canule			Verpakking
		Buitendiameter	Lengte	Laterale perforaties	
OR1200S	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	5 mm	33 cm	8	12/ds
OR1201D	Afzuigings- / irrigatie set met dubbele spike	5 mm	33 cm	8	12/ds
OR1245S	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	5 mm	45 cm	8	12/ds
ORC45	Afzuigings- / irrigatie canule	5 mm	45 cm	8	10/ds
ONG299601CST12	Afzuigings- / irrigatie set met enkele spike	10 mm	33 cm	8	5/ds



## Anticondens oplossingen

Code	Volume	Verpakking
NONFB100	6 ml	20/ds

Met applicator spons gemaakt van niet schurend materiaal; eenvoudig in het steriele veld te plaatsen



# Gesloten wond drainage assortiment

Neem contact op met uw Medline account manager om meer te weten te komen over onze gesloten wond drainage producten, of als u vragen heeft.

## Closed Wound Drainage System

Drains, bulb reservoir, collection bag, trocar and connectors



Enhancing care  
for better  
outcomes



Ons uitgebreide vloeistofmanagement productassortiment is slechts één aspect van ons OK assortiment. Laat ons helpen bij het runnen van uw **OK** met chirurgische precisie en houd uw personeel en patiënten veilig met ons uitgebreide assortiment OK benodigdheden, van preoperatieve tot postoperatieve behoeften.

Naast onze producten biedt Medline **oplossingen en diensten waarmee u de efficiëntie kunt verhogen, geld kunt besparen en meer tijd hebt** om te doen waar u goed in bent—voor patiënten zorgen.

**Wilt u meer weten?** Neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek onze website: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
Fax: +31 88 00 11 929

[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
Fax: +32 2 400 19 39  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US

MED-SOFT canisters en liners, MED-RIGID canisters, MED-RIGID houders, tandem slangen, canister OR300PEDA, DYNDxMNF slang, ORNEX slangen, MED-STOP en verbindingstukken, weefselopvangkousen en -producten zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen.

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

ORCLAMP, 906023E, ORCONVS, ORSTAND, ORSTANDR, OR12LTR, TUBVAC en NBT slang zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen.

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

ORNEX is een klasse I steriel medisch hulpmiddel. 2797 (BSI)

Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

Slang ORS710 is een steriel medisch hulpmiddel klasse IIA. 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany

Spoelsysteemdoppen zijn steriele medische hulpmiddelen van klasse I. 0197 (TÜV Rheinland LGA Products GmbH) Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany

Yankauers, afzuigcanules, baarmoedercurettes, gynaecologie slangen, OR1200S, OR1201D, OR1245S en ORC45 zijn klasse IIA steriele medische hulpmiddelen. Luxus Lebenswelt GmbH  
Kochstr. 1  
47877 Willich, Germany

ONGXXX is een klasse IIA steriel medisch hulpmiddel. CE 0459 (G-MED)

Rocamed France  
ZI de Signes, Allée de Stockholm  
83870 Signes, France

Veress naalden zijn klasse IIA steriele medische hulpmiddelen. 1639 (SGS Belgium)

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80  
20537 Hamburg, Germany

De anti-condens oplossing is een klasse IIA steriel medisch hulpmiddel. 2797 (BSI, The Netherlands) Emergo Europe  
Prinsesgracht 20  
2514 AP The Hague, The Netherlands

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML1042\_NL 08/2021