

Funda para empuñadura de microscopio



Proteja su equipo quirúrgico



Las fundas de empuñadura de microscopio universales de Medline han sido diseñadas para proteger las empuñaduras de los microscopios y proporcionar la barrera estéril necesaria durante la cirugía.

Características del producto

- Película transparente flexible de polietileno de 30 micras
- Un velcro
- Dos fundas de empuñadura por set

Información para pedidos

Referencia	Descripción	Envasado
ICE5400	Funda para empuñadura de microscopio, 15X35cm, estéril	25 ud./envase

Para saber más sobre este producto, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite www.medline.eu/es

Este producto es un producto sanitario estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Francia

 2797 (BSI)

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2022 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. ML1205_ES 05/2022