

Housses pour poignées de microscope

Protégez vos équipements de bloc opératoire



Les housses de poignées de Microscope Medline sont conçues pour protéger les poignées des microscopes en apportant une barrière stérile pendant les chirurgies.

Caractéristiques du produit

- Film de polyéthylène transparent et souple
- Bande auto-agrippante pour la fermeture
- 2 housses de poignées par set

Informations supplémentaires

Référence	Description	Conditionnement
ICE5400	Housses pour poignées de microscope, 15 x 35 cm, st	25 unités/carton

Pour en savoir plus sur ce produit, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site : www.medline.eu/fr

Ce produit est un dispositif médical de classe I non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.

 Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.
© 2021 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis. ML1205_FR 12/2021