

# Handvathoes voor microscoop

Bescherm uw operatiekamerapparatuur



Medline's universele afdekhoes voor de handgrepen van microscopen is ontworpen om de handgrepen van microscopen te beschermen door de steriele barrière te bieden die nodig is tijdens een operatie.

## Product eigenschappen

- Transparante, soepele polyethyleenfolie
- 1 haak en lus voor bevestiging
- 2 handvathoezen per set

## Bestelgegevens

Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
ICE5400	Microscoop handvat hoes, 15 x 35cm	25 st/doos

**Om meer te weten te komen over dit product,** neem contact op met uw Medline accountmanager of bezoek [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)

Dit product is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

 Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, Frankrijk

 2797 (BSI)

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.  
© 2021 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.  
ML1205\_NL 10/2021